



Käyttöohje
ja huolto-ohje



Triride[®]
by Gianni Conte

"Triride" on rekisteröity terveysministeriön lääkinnällisten laitteiden rekisteriin seuraavilla koodeilla:

MALLI	LÄÄKINNÄLLISEN LAITTEEN KOODI NO.
LIGHT	2168023
KIDS	922795
SPECIAL LIGHT	1560509
SPECIAL COMPACT	1560515
SPECIAL L14	1560510
SPECIAL HP16	1560514
PIEGHEVOLE	1560507
T-ROCKS	1776589
MADMAX	1901177



VALMISTAJA: TRIRIDE S.R.L.

Rekisteröity kotipaikka: Via Milano, 18 - 63827 Porto San Giorgio (FM) - Italia.

Toiminnan pääkonttori: Via Massimo D'Antona, 8 - 63812 Montegranaro (FM) - Italy

www.trirideitalia.com

info@trirideitalia.it

SISÄLLYSLUETTELO

1.JOHDANTO.....	1
2.SYMBOLIT.....	2
3.VAROITUKSET JAVAROTOIMET.....	3
3.1 Varotoimet ennen Tririden käyttöä.....	5
3.2 Alustavat turvatarkastukset.....	5
3.3 Tririden käytön aikana noudatettavat varotoimet.....	6
3.4 Yleisiä lisäsuosituksia.....	8
4.SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ	8
5.TARCOITUS	9
6.YHTEENSOPIVUUS MARKKINOIDEN MANUAALLISTEN PYÖRÄTUOLIIEN KANSSA.....	9
7.TUOTTEEN KUVAUS.....	10
8.TRIRIDE-TIETOTARRA.....	11
9.TEKNISET TIEDOT.....	12
9.1 Triride-mallien tekniset ominaisuudet.....	12
9.2 Kokonaismitat ja ohjattavuus.....	16
9.3 Ympäristöolosuhteet.....	16
9.4 Tririden pääosa.....	17
9.5 Konsoli ja pääohjaimet.....	18
9.6 Valinnaiset komennot.....	20
9.7 Kuvaus "Tririden" pääominaisuuksista.....	24
9.8 IBS-Älykäs jarrujärjestelmä (valinnainen).....	25
9.9 ICC -Älykäs vakionopeudensäädin (valinnainen).....	26
9.10 MDC – liikkeen suora ohjaus (valinnainen).....	27
9.11 ECODRIVE	28
10.TRIRIDE AKKU	29
10.1 "20-19" akku + USB.....	29
10.2 "Lieriömäinen" akku.....	29
10.3 Akun lataustila.....	30
10.4 Akun liitäntä.....	31
10.5 Akun oikea käyttö	33
11.TRIRIDEN TOIMINTA	33
11.1 Toimitus	33
11.2 Pakkauksesta purkaminen	33
11.3 Pakkauksensisältö.....	34
11.4 Triride Asennus.....	35
12.TRIRIDEN KÄYTTÖ.....	38
12.1 Ohjaustangon ja rungon kallistuksen säätäminen.....	38
12.2 Tririden kytkeminen päälle ja käyttö	39

12.3 Akun lataaminen.....	40
13.OHJEET LITIUMPARISTOJEN KÄYTTÖÖN	41
13.1 Akun ominaisuudet.....	42
13.2 Akun purkautuminen	42
13.3Akunlataus.....	42
13.4 Akun säilytys.....	42
13.5 Muut turvallisuustiedot	43
13.6 Lisätiedot akun käytöstä	43
13.7 Tririden kuljettaminen	44
14.HUOLTO.....	45
14.1 Huolto, tarkastukset ja tarkistukset	45
14.2 Valtuutettu tekninen tuki.....	46
14.3 Rengaspaineen tarkistus ja renkaan vaihto.....	46
14.4 Tarkista kiristysmomentti	46
14.5 Jarrujen tarkistus.....	46
14.6 Puhdistus	47
14.7 Hävittäminen.....	47
15.VIAN ETSINTÄ	48
16.TAKUU.....	48
16.1 Takuuehdot.....	48
16.2 Takuuehdot	48
16.3 Takuun aktivointi	49
17.EMC-taulukot.....	50
18LISÄVARUSTEET.....	53
19.LIITTEET - "HYVÄKSYNTÄJAHENKILÖKOHTAINENTAKUU"	54

1. JOHDANTO

Hyvä käyttäjä, kiitos, että valitsit Tririden, Made in Italy -tuotteen, joka noudattaa vahvaa perinnettä... arvokkaiden tuotteiden perinnettä.

Kaikki TRIRIDE S.R.L.:n tuotteet ovat Euroopan neuvoston direktiivin 93/42/ETY mukaisia, joka koskee seuraavia asioita

lääkinnällisistä laitteista ja myöhemmistä päivityksistä.

Triride valmistetaan ja kootaan suurimmalla huolellisuudella ja laadulla käyttäen parhaita materiaaleja. ja komponentteja, jotta voidaan vastata jokaisen käyttäjän erityisvaatimuksiin ja tarjota hänelle lisää liikkuvuutta.

ja riippumattomuutta.

Ominaisuuksien oikean ja optimaalisen käytön, suorituskyvyn ja mukavuuden maksimoimisen kannalta on erittäin tärkeää, että

lukea tämä käyttöohje ja turvallisuusohjeet ennen Tririden ensimmäistä käyttökertaa.

Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä käyttö- ja huolto-opas, ovat saatavilla PDF-tiedostoina. Se on mahdollista käyttää erityistä lukuohjelmaa, kuten Adobe Acrobat (Read with High Voice, Shift + Control + Y), jotta heikkonäköiset käyttäjät voivat vastaanottaa tietoja laitteesta.

TRIRIDE S.R.L. on käytettävissä kaikkia muita pyyntöjä tai vaatimuksia varten.

Tässä käyttö- ja huolto-oppaassa sekä etiketissä olevissa ohjeissa on tietoja seuraavista asioista

Tämä käyttö- ja huolto-opas sekä etiketissä olevat ohjeet ovat valmistajan toimittamia tietoja direktiivien 93/42/CE ja 2007/47/CE sekä IT-lainsäädännön mukaisesti. Dec. 37/2010.

Lääkinnällisestä laitteesta on annettava tarvittavat tiedot turvallisen käytön takaamiseksi ottaen huomioon mahdollisten käyttäjien koulutus- ja tietämystaso.

Tämä käyttöohje on laitteen olennainen osa, ja se on sen vuoksi säilytettävä erittäin huolellisesti, ja se on aina liitettävä mukaan, jos tuote luovutetaan kolmansille osapuolille.

Tämä käsikirja on tarkoitettu käyttäjille/käyttäjille, omistajalle, käyttäjille ja huoltohenkilöstölle. Tässä käsikirjassa annetaan tietoja teknisistä ominaisuuksista, tuotteen oikeasta käytöstä, kuljetusmenetelmistä, varastoinnista, huollosta, hävittämisestä ja niihin liittyvistä turvallisuusnäkökohdista.

Kaikista valmistajan antamiin ohjeisiin tehtävistä muutoksista, jotka ovat merkittäviä potilaan ja/tai käyttäjän/käyttäjän turvallisuuden kannalta, ilmoitetaan viipymättä tuotteen omistajille/käyttäjille kaikkien käytettävissä olevien kanavien kautta.

Jos tämä käyttöohje tai tuotteessa olevat tarrat ja/tai merkinnät ovat vahingoittuneet, edes osittain, haalistuneet tai osittain tai kokonaan lukukelvottomia, uusi kappale on pyydettävä viipymättä jälleenmyyjältä tai valmistajalta.

2. SYMBOLIT

Käsikirjassa ja laitteessa käytetään graafisia symboleja, joiden merkitys on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

SYMBOLIT	MERKITYS	HUOMAUTUKSET
	Merkki EU:n lainsäädännön noudattamisesta	Laitteessa oleva
	Hävittäminen direktiivin RAEE 2012/19/EU mukaisesti	Laitteessa oleva
	Valmistuspäivä	Laitteessa oleva
	Valmistaja	Laitteessa oleva
	Malli	Laitteessa oleva
	Sarjanumero	Laitteessa oleva
	BF-tyyppinen osa – Symboli IEC 60417-5333	Laitteessa oleva
	Katso käyttöohjeet	Laitteessa oleva Seuraa ohjeita
	Yleinen varoitussymboli	Esiintyy laitteessa ja AC/DC-sovittimessa. Kiinnitä huomiota tämän symbolin esiintymiseen.
	Varoitus: vaarallinen jännite	Esiintyy laitteessa ja AC/DC-sovittimessa. Kiinnitä huomiota tämän symbolin esiintymiseen.
	Yleinen kieltomerkki	
	Yleinen pakollinen tehtävä	Pakollinen tehtävä

3. VAROITUKSET JA TURVALLISUUSOHJEET

ENNEN KUIN KÄYTÄT TRIRIDEÄ, LUE JA YMMÄRRÄ HUOLELLISESTI TÄMÄ KÄYTTÖOHJE JA SEURAAVAT VAROITUKSET JA VAROTOIMENPITEET.

Seuraavia toimenpiteitä ei saa koskaan suorittaa, sillä ne voivat vaarantaa laitteen vaatimustenmukaisuuden ja/tai ominaisuudet:

- - Virheellinen asennus
 - Virheellinen käyttö
 - sellaisten kolmannen osapuolen osien ja/tai lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
 - Luvattoman henkilön suorittama työ ja/tai häiriötekijät.
 - Puutteellinen tai epäasianmukainen huolto



Seuraavia varoituksia ja varotoimenpiteitä on noudatettava laitteen asennuksen, käytön ja huollon aikana, jotta voidaan taata käyttäjän ja loppukäyttäjän turvallisuutta koskevien vaatimusten täyttyminen ja laitteen asianmukainen toiminta.

- - Laitteen käsittely, osien vaihto tai laitteeseen kohdistuvat työt, joita ei ole suorittanut valtuutettu TRIRIDE S.R.L.:n henkilökunnan toimesta, mitätöi takuun ja vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta seuraavista asioista

henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneista välittömistä ja/tai välillisistä vahingoista;

- Käytä akun lataamiseen pakkauksessa olevaa virtalähdettä. Tarkista säännöllisesti kaapelin tilaa. Työnnä pistoke kokonaan verkkovirtapistorasiaan;

- Käytä syöttöjännitettä 120-240 VAC, 50/60 Hz (tai tietokilvessä ilmoitettua jännitettä);

- Noudata kaikkia tuotteessa olevia nimellisarvoja ja merkintöjä, jotta vältät vaaran ihmisille tai omaisuudelle.

Tutustu käyttöoppaaseen ennen laitteen kytkemistä;

- Vältä alttiita virtapiirejä. Älä koske alttiisiin liitäntöihin tai verkkoon kytkettyihin komponentteihin;

- Älä käytä laitetta, jos epäillään vikaa tai akun tai ohjausyksikön kotelo on rikki;

- Jos epäilet, että laite on viallinen ja/tai vaurioitunut, TRIRIDE S.R.L.:n on tarkastettava se. tai TRIRIDE S.R.L.:n valtuuttaman henkilöstön toimesta;

- Suorita puhdistus- ja huoltotoimenpiteet vasta, kun olet irrottanut laitteen sähköverkosta ja sammuttamisen jälkeen;

- Vältä kosketusta nesteiden ja jauheiden kanssa tai niiden tunkeutumista laitteeseen;

- Älä käytä räjähdysvaarallisissa ympäristöissä ja/tai syttyvien aineiden läsnä ollessa.

seosten läheisyydessä

- Vältä altistumista liialliselle kuumuudelle. Käyttölämpötilan on oltava -10 °C:n ja +50 °C; suurin käyttökosteus on 90 % ilman tiivistymistä 800 hPa:n ja 1060 hPa:n välisessä ilmanpaineessa;
- - Käytä laitetta vain valmistajan toimittamien alkuperäisten varaosien kanssa;
- Varmista, että sähköverkko vastaa laitteen tehovaatimuksia ja laitteen etiketissä ja tässä käyttöohjeessa ilmoitettuun vaatimuksiin;
- Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä, jotka voivat johtaa Tririden ja muiden ympäristön laitteiden toimintahäiriöihin.
- Suorita laitteen huolto Triride srl:n ohjeiden mukaisesti.
- Laitte on asennettava ja otettava käyttöön tässä käsikirjassa olevien EMC-tietojen mukaisesti;
- Kannettavat ja siirrettävät radioviestintälaitteet voivat vaikuttaa laitteen toimintaan;
- Älä käytä lyhytaalto- tai mikroaaltolaitteita laitteen läheisyydessä (esim. 1 m);
- Muiden kuin mukana toimitettujen lisävarusteiden käyttö voi vaikuttaa kielteisesti Tririden sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen;
- Varoitus - Muiden kuin tässä määritettyjen hallintalaitteiden ja asetusten tai menettelyjen käyttö voi vaarantaa käyttäjän ja käyttäjän.
- Älä käytä laitetta lataamattomilla paristoilla, se voi sammua ja estyä.
- Triride srl ei ota vastuuta vahingoista, tapaturmista tai vammoista, jotka johtuvat siitä, että tässä käsikirjassa annettuja vaatimuksia ja turvallisuusmerkintöjä/ohjeita ei ole noudatettu.
- Siksi TRIRIDE S.R.L. ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä ja/ tai väärinkäytöstä. Se ei myöskään vastaa millään tavalla mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tuotteiden kulumisesta, huolimattomuudesta, varomattomuudesta, häiriöistä, virheellisestä/ virheellisestä asennuksesta ja/ tai kytkennästä tai käyttäjän/loppukäyttäjän tai kolmansien osapuolten, joilla ei ole lupaa käyttää tuotteita, virheellisestä käytöstä ja/ tai virheellisestä käytöstä.
- Triride ei ole missään tapauksessa vastuussa vahingoista, joita sille itselleen ja/ tai kolmansille osapuolille aiheutuu laitteen käytöstä, riippumatta siitä, miten vahinko on aiheutunut.

3.1 Varotoimenpiteet ennen Tririden käyttöä



Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen sen kiinnittämistä pyörätuoliin tai sen irrottamista pyörätuolista, tai jos käyttäjille, joilla on vähäisiä vammoja, ennen pyörätuoliin nousemista tai siitä poistumista.



ÄLÄ KOSKAAN YLITÄ ILMOITETTUA ENIMMÄISPAINOA! KATSO LISÄTIETOJA ERITELMÄTAULUKOSTA

Kun käytät Triridea ensimmäistä kertaa, aloita hitaasti ja toimi varovaisesti. Jokaiseen toimenpiteeseen voi liittyä riski, ja on tärkeää tutustua Trirideen ja hankkia tarvittava luottamus. Erityistä varovaisuutta on noudatettava ohjauksen ja kiihdytyksen aikana.

Valitse rauhallinen ja turvallinen ympäristö Tririden ensimmäistä käyttöä varten ja pidä aina mukana joku, joka on lukenut käyttöohjeen ja joka voi auttaa sinua tarvittaessa.

Tririden turvallinen käyttö itsellesi ja muille edellyttää koulutusta ja kokemusta sekä tietämystä jalankulkualueita ja teitä koskevasta lainsäädännöstä siinä maassa, jossa sitä käytetään.

- Triride ei ole missään tapauksessa vastuussa vahingoista, joita sille itselleen ja/tai kolmansille osapuolille aiheutuu laitteen käytöstä, riippumatta siitä, miten vahinko on aiheutunut.

3.2 Alustavat turvallisuustarkastukset



Ennen jokaista Triride-valmisteen käyttöä on tehtävä joukko alustavia turvallisuustarkastuksia:

- Tarkista, että pyörätuolin takapyörien kiinteät tai liikkuvat akselit sekä istuin ja takatuki ovat ehjiä ja tukevasti paikallaan;
- Tarkista, että rengaspaine vastaa renkaissa ilmoitettua painetta (pyörätuolin alhainen rengaspaine lisää kaatumisriskiä), ja lisää tarvittaessa ilmaa;
- Tarkista, että Tririden rengaspaine on sopiva ja vastaa renkaissa ja tämän käyttöoppaan teknisiä tietoja koskevassa taulukossa ilmoitettuja arvoja;
- Tarkista, että Tririden runko on ehjä, ettei siinä ole rikkoutumisen merkkejä ja että se liitetään ja irrotetaan pyörätuolista oikein. Jos osia on rikkoutunut tai vaurioitunut, ota yhteys edustajaan tai Tririden asiakastukeen. Katso tämän käyttöoppaan sisältämät asennusohjeet oikeaa asennusta koskevien kysymysten osalta;
- tarkista, että kaikki osat, erityisesti ruuvit, ovat riittävän tiukalla ja että jarrut toimivat oikein;
- tarkista, että sähköliitännät ja kaapelit ovat hyvässä kunnossa ja että akku on asetettu oikein. Jos liitännät tai kaapelit ovat vaurioituneet, ota yhteys edustajaan tai Tririden asiakastukeen.

Triridea saavat käyttää vain laitteen käyttöön koulutetut käyttäjät, ja seuraavat varoitukset/kontraindikaatiot on otettava huolellisesti huomioon.



Laitte saa olla päällä ja sitä saavat käyttää vain siihen koulutetut käyttäjät.

- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on sydämentahdistin tai muita laitteita, joihin magneettikentät ja sähköstaattiset virrat vaikuttavat (esim. insuliini-infuusorit). Jos olet epävarma, ota yhteys lääkäriin;
- Tämän sähkölääkintälaitteen käyttö on kielletty lapsilta ja alaikäisiltä, ellei aikuinen ole mukana;

3.3 Varotoimenpiteet Triridea käytettäessä

- Käytä Trirideä ainoastaan yhden henkilön kuljettamiseen kerrallaan;
- Triridea suositellaan käytettäväksi vain henkilöille, jotka ovat fyysisesti ja psyykkisesti sellaisessa kunnossa, että he voivat liikkumaan jalankulkualueilla;
- Tririden käyttöä suositellaan vain niille henkilöille, jotka ovat fyysisesti ja psyykkisessä kunnossa, joka on riittävä jalankulkuväylillä liikkumiseen, ja henkilöille, joilla on riittävä käsien liikkuvuus, jotta he voivat käyttää laitteen hallintalaitteita ja liikkua turvallisesti tavalla;
- Laitte on aina kytkettävä pois päältä ennen sen asettamista pyörätuoliin tai sen poistamista pyörätuolista;
- Vältä tarpeettomia riskejä, kuten suuria nopeuksia, äkillistä ohjausta ja pyörätuolin asettamista/kaatumista.
- Vältä myös liikkumista sellaisten esineiden yli, jotka voivat aiheuttaa Tririden äkillisen pysähtymisen tai kaatumisen;
- Älä kulje rinteitä ylös tai alas, joiden enimmäiskaltevuus ylittää kohdassa "Tekniset tiedot" ilmoitetun enimmäiskaltevuuden. tekniset tiedot";
- Ole mahdollisimman varovainen ylittäessäsi teitä;
- Varmista, että olet aina helposti näkyvässä ja tunnistettavissa (käytä heijastavia vaatteita tietyissä olosuhteissa).
- Varmista, että olet aina helposti näkyvässä ja tunnistettavissa (käytä heijastavia vaatteita tietyissä olosuhteissa, jos tarpeen) käyttäessäsi Trirideä ja kytke valot päälle, kun on olemassa näkyvyys on huono.
- Säädä nopeutta ja ajotapaa teillä, joilla on liukas pinta (esim. märkä tai irtonainen maa tai soraa), äläkä koskaan käytä Trirideä mudassa tai jäällä.
- Tarkista, että jalat ovat oikeassa asennossa pyörätuolin jalkatuella, ja vältä seuraavia tilanteita Tririden käyttöä häiritsemästä ja että jalkatuki on säädetty oikein;
- Pidä matkanopeus jatkuvasti hallinnassa ja sovita se maaston ja sääolosuhteiden mukaan. säilyttäen varovaisuutta.
- Italiassa voimassa olevan lainsäädännön mukaan suurin sallittu nopeus on 6 km/h jalkakäytävillä ja jalankulkualueilla ja 12 km/h pyöräteillä.

- - Jarrutettaessa suurella nopeudella on suositeltavaa yrittää jarruttaa asteittain, jotta vältetään Tririden hallinnan menettäminen ja kaatumis- tai törmäysvaara. IBS - älykäs jarrujärjestelmä (lisävaruste) poistaa tämän riskin moduloimalla jarrutusta automaattisesti.

- Käännyttäessäsi tasapainoilet nojautumalla kohti keskikohtaa parantaaksesi vakautta ja vähentääksesi kaatumisriskiä.

- Pidä ajamisen ja jarruttamisen aikana ohjaustangosta kiinni molemmilla käsillä, muutoin onnettomuus voi aiheutua menettämällä ajosuunnan hallinna



reunakiviä ylitettäessä on noudatettava mahdollisimman suurta varovaisuutta ja vältettävä yli 50 mm:n reunakiviä.

Lähesty jalkakäytävää aina 90°:n kulmassa ja nouse tai poistu pyörätuolin molemmilla pyörillä samanaikaisesti.

VAROITUS! Lähestyminen reunakiveystä muulla tavoin lisää kaatumisriskiä merkittävästi.

- - Väärinkäytön yhteydessä Triride voi pysähtyä äkillisesti milloin tahansa käytön aikana.
 - Vältä voimakkaita törmäyksiä mihin tahansa esteeseen, sillä se voi vahingoittaa sinua, Trirideä ja pyörätuoliäsi.
 - Ylös- ja alaspäin suuntautuviissa rinteissä on aina kuljettava mahdollisimman suoraa tietä, välttä tarpeetonta ohjailua äläkä jarruta äkillisesti. Näin vältät kaatumisvaaran.
 - Jyrkissä ylämäissä nojaa eteenpäin, jotta paino siirtyy etupyörän päälle, parantaa pitoa ja välttää mahdollinen kaatuminen;
 - Välttääksesi kaatumisvaaran älä koskaan ohjaa äkillisesti.
 - Pidä alamäessä yllä hidasta ja hallittua nopeutta ja paina jatkuvasti ja vähitellen kaasua. jarrua ja vältä äkillistä pysähtymistä.
 - Älä käytä pyörätuolin jarruja ajon aikana, sillä se voi aiheuttaa niiden lukkiutumisen ja johtaa pyörätuolin menettämiseen.
- Tririden hallinnan menettämiseen.
- Kun matkustat pitkiä matkoja, ota akkulaturi mukaan tai vara-akku.
 - Tarkista, että renkaiden kulutuspinna on hyvässä kunnossa, ja käytä vain samankokoisia renkaita ja ominaisuuksiltaan samanlaiset renkaat kuin TRIRIDE S.R.L:n toimittamat.
 - Tutustu jarrutusmatkoihin eri nopeuksilla.
 - Älä koskaan käytä Trirideä lapsen kanssa polvillasi.

Translated with DeepL.com (free version)



Jarrutusmatka alaspäin voi olla huomattavasti pidempi kuin tasaisilla radoilla.

3.4 Muita yleisiä suosituksia

Jos Tririden kanssa ilmenee ongelmia tai jos tarvitset säännöllistä tai erityistä huoltoa, ota aina yhteyttä huoltopalveluun.

edustajiin tai valtuutettuun tekniseen palveluun.

Käytä vain TRIRIDE S.R.L:n hyväksymiä lisävarusteita. Vältä Tririden läheisyyttä tulipalojen ja avoimien liekkejä.

Jos Triride altistuu suoralle auringonvalolle tai korkeille ($> 41^{\circ}\text{C}$) tai matalille ($< 0^{\circ}\text{C}$) lämpötiloille pitemmäksi aikaa.

pitkiä aikoja, sen komponentit voivat ylikuumentua tai kylmetä liikaa.

Trirideä ei saa käyttää sateella tai lumipeitteisillä, liukkailla tai epävakailta pinnoilla. Käytä vain mukana toimitettua akkulaturia Tririden akun lataamiseen.

Jos et käytä Trirideä pitkään aikaan, irrota akku kotelostaan ja säilytä sitä ladattuna ja lataa akku vähintään kahden kuukauden välein, jotta vältät täydellisestä tyhjenemisestä johtuvat mahdolliset vauriot.

Säilytä Triride lasten ulottumattomissa, ellei aikuinen valvo sitä.

Akkua ei saa peukaloida eikä siihen saa puuttua, sillä se voi aiheuttaa räjähdysvaaran. ja/tai tulipalon vaaraan.

Irrota akku Triridestä ja säilytä sitä suojatussa, turvallisessa paikassa, kun kuljetat sitä missä tahansa muussa kuljetusvälineessä (auto, bussi, juna, lentokone jne.).

4. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Triride on Euroopan neuvoston direktiivin 93/42/ETY mukainen lääkinällinen laite, joka täyttää seuraavat tekniset standardit:

- - EN 14971:2012 - Lääkinälliset laitteet - Riskienhallinnan soveltaminen lääkinällisiin laitteisiin;
- EN ISO 15223-1:2012 - Lääkinälliset laitteet - Lääkinällisten laitteiden etiketeissä, merkinnöissä ja toimitettavissa tiedoissa käytettävät symbolit - Osa 1: Yleiset vaatimukset;
- EN 1041:2013 - Lääkinällisten laitteiden valmistajan toimittamat tiedot;
- EN 10993-1:2010 - Lääkinällisten laitteiden biologinen ja kliininen arviointi - Osa 1: Arviointi ja testaus riskinhallintaprosessissa;
- EN 12182:2012 - Vammaisten henkilöiden apuvälineet - Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät;
- EN 12183:2014 - Käsikäyttöiset pyörätuolit - Vaatimukset ja testausmenetelmät;
- EN 12184:2014 - Sähkökäyttöiset pyörätuolit, skootterit ja niiden latauslaitteet - Vaatimukset ja testausmenetelmät;
- EN 60601-1:2015 - Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet - Osa 1: Yleiset vaatimukset perusturvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvylle;

- - ISO 7176-9 - Ympäristötestit;
- ISO 7176-14 - Sähkökäyttöisten pyörätuolien ja skoottereiden teho- ja ohjausjärjestelmien vaatimukset ja testausmenetelmät;
- ISO 7176-21 - Sähkökäyttöisten pyörätuolien ja skoottereiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät;
- Triride on myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevan direktiivin 2012/19/UE mukainen;

5. TAVOITE

Triride muuttaa useimmat manuaaliset pyörätuolit nopeasti ja helposti sähköpyörätuoleiksi. Ota yhteyttä jälleenmyyjään/edustajaan saadaksesi lisätietoja Triride-yhteensopivasta pyörätuolista. Ota yhteyttä TRIRIDE S.R.L:ään saadaksesi lisätietoja siitä, mitkä pyörätuolit ovat yhteensopivia Tririden kanssa.

Jos Triride halutaan liittää manuaaliseen pyörätuoliin, telapyörät nostetaan pois ja niiden sijaan käytetään yhtä vetävää pyörää. Tämä kytketään suoraan Triride-moottoriin, mikä takaa jatkuvan ja tehokkaan voimansiirron säilyttäen samalla kaikki muut manuaalisen pyörätuolin ominaisuudet. Triride kuuluu sen pyörätuolin käyttöluokkaan, johon se liitetään standardin EN 12184 mukaisesti.

Standardin EN 12184 B-luokan määritelmän mukaisesti laite on suunniteltu sisätiloihin, ja se soveltuu käytettäväksi ulkona esteiden kanssa.



VAROITUS! Vääränlainen käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin käyttäjälle tai laitteen äkilliseen pysähtymiseen.

6. YHTEENSOPIVUUS MARKKINOILLA OLEVIEN MANUAALISTEN PYÖRÄTUOLIEN KANS-SA

Triride on yhteensopiva lähes kaikkien kiinteän tai kokoontaitettavan rungon pyörätuolimallien kanssa. Jotta laitteeseen kiinteästi kuuluvien kiinnikkeiden asettaminen ja kiristäminen olisi mahdollista, pyörätuolin rungon etuosan on oltava metallia, alumiinia ja vastaavia seoksia, kuten ergal- tai avional-, titaani-, teräs- tai rautaseoksia.

Vain erityistapauksissa ja TRIRIDE S.R.L.:n tekemän arvioinnin jälkeen voidaan katsoa, että hiilikuiturunko on sopiva.



VAROITUS! Kiinnitystarvikkeiden asennuksen saa suorittaa vain siihen erikoistunut henkilökunta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä hiilipyörätuoleihin.



Jos pyörätuolissa on irrotettava jalkatuki, Triride-kiinnikkeitä ei saa sijoittaa jalkatuen irrotettavaan osaan.

Kiinnikkeet on tavallisesti sijoitettava pyörätuolin kiinteään runkoon jalkatukien taakse, johon ne on kiinnitetty.

Triride-kiinnikkeiden halkaisija vaihtelee 19 mm:stä 40 mm:iin. Pyörätuoleille, joissa on erikoisrungot tai vapaat putkimuodot, on myös erityisiä kiinnittimiä, joten ne sopivat täydellisesti useimpiin saatavilla oleviin pyörätuolimalleihin.

TRIRIDE S.R.L. voi toimittaa kiinnikkeitä, jotka ovat täysin yhteensopivia soikean tai elliptisen rungon pyörätuolien kanssa.



Tririden mukana toimitettavien lisälaitteiden asennuksen on annettava teknisen erikoishenkilöstön (ortopediteknikot, fysioterapeutit ja muut vastaavat henkilöt) tai TRIRIDE S.R.L:n valtuuttaman henkilöstön tehtäväksi.



Kaikki pyörätuolin turvallista käyttöä koskevat yleiset säännöt koskevat täysin myös Tririden käyttöä.



Käytä pyörätuoliin asennettuja jarruja sen pysäköintiin.



Taulukossa 9.1 esitetty Tririden enimmäisvirtausmäärä sisältää laitteen, käyttäjän, pyörätuolin ja lisävarusteet. Pyörätuolin valmistajan ilmoittamaa pyörätuolin enimmäiskapasiteettia on joka tapauksessa ehdottomasti noudatettava ja kunnioitettava.

7. TUOTEKUVAUS

Tässä käsikirjassa kuvatut Triride-mallit eivät välttämättä vastaa täysin sitä mallia, jonka olet ostanut ja jota käytät. Kaikki ohjeet soveltuvat kuitenkin Triride-malliisi.

TRIRIDE S.R.L. pidättää oikeuden muuttaa tässä käyttöohjeessa kuvattuja ominaisuuksia ja teknisiä eritelmiä tai itse käyttöohjetta ilman ennakoilmoitusta.

Kaikki käsikirjassa ilmoitetut tiedot, mittaukset ja ominaisuudet eivät ole spesifikaatioita.

Käsikirjan viimeisin päivitys on aina saatavilla verkossa osoitteessa www.trirideitalia.com.

Alla on esitetty Tririden pääkomponentit ja manuaalisen pyörätuolin liitäntäjärjestelmä.

Tämä käsikirja kattaa eri Triride-mallit, joissa on sama ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja erilaiset varusteet ja suorituskyky seuraavilla sivuilla esitettyjen yksityiskohtien mukaisesti.




Vakiokokoonpanossa Triride on suunniteltu käyttäjille, jotka voivat käyttää käsiään täysin.

Täysin rätätöitävissä oleva erityinen ohjaustankoasetus mahdollistaa neliraajahalvaantuneiden tai yleisesti ylävartalorajoitteisten käyttäjien erityisvaatimusten täyttämisen.

8. TRIRIDE-TIEDOT ETIKETTI

Kehykseen kiinnitetty etiketti sisältää kaikki jäljempänä mainitut tiedot.



1. Valmistaja Yrityksen nimi

2. Valmistajan rekisteröity toimipaikka

3. Laitteen sarjanumero

4. Tuotantovuosi

5. Mallin nimi

6. Varoitukset käyttöohjeen lukemisesta

7. CE-merkintä

8. EN 60601-1:n mukainen sähköinen suojaus

9. RAEE-direktiivi Symboli

Tarra on aina sijoitettu Tririden ohjaushaarukan alle.



Kun pyydät varaosia tai ilmoitat vioista, ilmoita etiketissä olevat tiedot, erityisesti laitteen sarjanumero.

9. TEKNISET TIEDOT

9.1 Triride-mallien tekniset ominaisuudet

	TRIRIDE LIGHT	TRIRIDE KIDS/PIEGHEVOLE
MAKSIMIKÄYTTÄJÄPAINO	120 kg ⁽¹⁾ on request up to 160 Kg*	120 kg ⁽¹⁾
MAKSIMI KALTEVUUS	Up to 15% ⁽⁴⁾	Up to 15 % ⁽⁴⁾
MITAT	Max height: 950 mm Max width: 460 mm Max depth: 420 mm	Max height: 900 mm Max width: 400 mm Max depth: 400 mm
PAINO	from 7,8 kg	from 7,5 Kg
RUNKO	INOX AISI 304 + INOX Screw	INOX AISI 304 + INOX Screw
PYÖRÄTUOLIN ASENNUKSEN EHDOT	From wheelchair width of 320 mm	From wheelchair width of 320 mm
MAX NOPEUS	Up to 6 km/h ⁽²⁾	Up to 6 km/h ⁽²⁾
SOHJAUSJÄRJESTELMÄ	Built-in bearings	Built-in bearings
AJOPIYÖRÄN TYYPI	Reinforced aluminium wheel	Reinforced aluminium wheel
PYÖRÄN HALKAISIJA	10", 12" or 14"	12"
RENKAASTYYPI	City or Cross	City or Cross
RENKAAPAINO	from 3,00 to 3,50 kPa	from 3,00 to 3,50 kPa
KULUTUKSEN LEVEYS	57 mm ⁽⁵⁾	57 mm ⁽⁵⁾
LEVYJARRU	Diameter 160 mm	Diameter 160 mm
AKKU	Lithium ion	Lithium ion
AKKUJÄNNITE	36 V or 48 V	36 V
AKUN PAINO	1,8 kg / 2,6 Kg	1,8 kg
VIRTALÄHDE	100-240 Vac 50/60Hz 90 w	100-240 Vac 50/60Hz 90 w
SÄHKÖMOOTTORIN TEHO	890 W	540 W / 670 W
ETÄISYYS ENNEN LATAUSTA	Up to 50 km ⁽³⁾ (full charge)	Up to 40 km ⁽³⁾ (full charge)
YLITETTÄVÄT ESTEET	30 - 50 mm (12" - 14" wheel)	30 mm
MINIMI JARRUTUSMATKA KORKEALLA NOPEUDELLE	1000 mm at 6 Km/h 1500 mm at 12 Km/h	1000 mm at 6 Km/h 1500 mm at 12 Km/h

* 48 V ohjausyksikkö ja akku

(1) Valmistajan ilmoittamaa pyörätuolin enimmäiskuormaa on aina noudatettava.

(2) Suurin sallittu nopeus jalankulkuväylillä on 6 km/h ja pyöriteillä 12 km/h. Yksityisillä kaduilla ja alueilla, jotka eivät ole julkisia, nopeusrajoitus voi olla myös yli 12 km/h.

(3) Arvo viittaa ladattuun 48V 10,5 Ah:n akkuun, jossa käytetään Eco Drive System -järjestelmää, tasaisessa maastossa ja käyttäjän paino on noin 75 kg. Ylämäessä tai rinteessä akun autonomia voi olla huonompi.

(4) Valmistajan pyörätuolille antamia merkintöjä on aina noudatettava.

(5) Renkaan kulutuspinnan leveys viittaa vakioirenkaseen, joten se voi vaihdella asennetun rengastyypin mukaan.

VALMISTAJA: TRIRIDE S.R.L.

Rekisteröity kotipaikka: Via Milano, 18 - 63827 Porto San Giorgio (FM).

Toiminnan pääkonttori: Via Massimo D'Antona, 8 - 63812 Montegranaro (FM).

	TRIRIDE SPECIAL LIGHT	TRIRIDE SPECIAL COMPACT HT
MAKSIMIKÄYTTÄPAINO	160 kg ⁽¹⁾	160 kg ⁽¹⁾
MAKSIMI KALTEVUUS	Up to 20 % ⁽⁴⁾	Up to 20 % ⁽⁴⁾
MITAT	Max height: 950 mm Max width: 460 mm Max depth: 420 mm	Max height: 950 mm Max width: 460 mm Max depth: 400 mm
PAINO	8,5 kg	11 kg
RUNKO	INOX AISI 304 + INOX Screw	INOX AISI 304 + INOX Screw
PYÖRÄTUOLIN ASENNUKSEN EHDOT	From wheelchair width of 320 mm	From wheelchair width of 320 mm
MAX NOPEUS	Up to 6 km/h ⁽²⁾	Up to 6 km/h ⁽²⁾
OHJAUSJÄRJESTELMÄ	Built-in bearings	Built-in bearings
AJOPYÖRÄN TYYPPI	Reinforced aluminium wheel	Reinforced aluminium wheel
PYÖRÄN HALKAISIJA	12" o 14"	12"
RENKAASTYYPPI	City or Cross	City or Cross
RENKAAPAINEEET	from 3,00 to 3,50 kPa	from 3,00 to 3,50 kPa
KULUTUKSEN LEVEYS	57 mm ⁽⁵⁾	57 mm ⁽⁵⁾
LEVYJARRU	Diameter 160 mm	Diameter 160 mm
AKKU	Lithium ion	Lithium ion
AKKUJÄNNITE	36 V or 48 V	36 V or 48 V
AKUN PAINO	1,8 kg / 2,6 Kg	1,8 kg / 2,6 Kg
VIRTALÄHDE	100-240 Vac 50/60Hz 120 w	100-240 Vac 50/60Hz 120 w
SÄHKÖMOOTTORIN TEHO	Max 1200 W	Max 1400 W
ETÄISYYS ENNEN LATAUSTA	Up to 50 km ⁽³⁾ (full charge)	Up to 50 km ⁽³⁾ (full charge)
YLITETTÄVÄT ESTEET	30 - 50 mm (12" - 14" wheel)	30 mm
MINIMI JARRUTUSMATKA KORKEALLA NOPEUDELLE	1000 mm at 6 Km/h 1500 mm at 12 Km/h	1000 mm at 6 Km/h 1500 mm at 12 Km/h

(1) Valmistajan ilmoittamaa pyörätuolin enimmäiskuormaa on aina noudatettava.

(2) Suurin sallittu nopeus jalankulkuväylillä on 6 km/h ja pyöräteillä 12 km/h. Yksityisillä kaduilla ja alueilla, jotka eivät ole julkisia, nopeusrajoitus voi olla myös yli 12 km/h.

(3) Arvo viittaa ladattuun 48V 10,5 Ah:n akkuun, jossa käytetään Eco Drive System -järjestelmää, tasaisessa maastossa ja käyttäjän paino on noin 75 kg. Ylämäessä tai rinteessä akun autonomia voi olla huonompi.

(4) Valmistajan pyörätuolille antamia merkintöjä on aina noudatettava.

(5) Renkaan kulutuspinnan leveys viittaa vakiorienkaaseen, joten se voi vaihdella asennetun rengastyypin mukaan.

	TRIRIDE SPECIAL L14	TRIRIDE SPECIAL HP L16
MAKSIMIKÄYTTÄJÄPAINO	160 kg ⁽¹⁾	160 kg ⁽¹⁾
MAKSIMI KALTEVUUS	Up to 20% ⁽⁴⁾	Up to 20% ⁽⁴⁾
MITAT	Max height: 950 mm Max width: 460 mm Max depth: 420 mm	Max height: 1000 mm Max width: 460 mm Max depth: 440 mm
PAINO	Total 11,9 kg	Total 12,8 kg
RUNKO	INOX AISI 304 + INOX Screw	INOX AISI 304 + INOX Screw
PYÖRÄTUOLIN ASENNUKSEN EHDOT	From wheelchair width of 320 mm	From wheelchair width of 320 mm
MAX NOPEUS	Up to 6 km/h ⁽²⁾	Up to 6 km/h ⁽²⁾
OHJAUSJÄRJESTELMÄ	Built-in bearings	Built-in bearings
AJOPYÖRÄN TYYPI	Reinforced aluminium wheel	Reinforced aluminium wheel
PYÖRÄN HALKAISIJA	14"	16"
RENKAASTYYPPI	City or Cross	City or Cross
RENKAAPAINEEET	from 3,00 to 3,50 kPa	from 3,00 to 3,50 kPa
KULUTUKSEN LEVEYS	57 mm ⁽⁵⁾	57 mm ⁽⁵⁾
LEVYJARRU	Diameter 160 mm	Diameter 160 mm
AKKU	Lithium ion	Lithium ion
AKKUJÄNNITE	48 V	48 V
AKUN PAINO	2,6 Kg	2,6 Kg
VIRTALÄHDE	100-240 Vac 50/60Hz 120 w	100-240 Vac 50/60Hz 120 w
SÄHKÖMOOTORIN TEHO	Max 1500 W	Max 1500 W
ETÄISYYS ENNEN LATAUSTA	Up to 50 km ⁽³⁾ (full charge)	Up to 50 km ⁽³⁾ (full charge)
YLITETTÄVÄT ESTEET	50 mm	50 mm
MINIMI JARRUTUSMATKA KORKEALLA NOPEUDELLE	1000 mm at 6 Km/h 1500 mm at 12 Km/h	1000 mm at 6 Km/h 1500 mm at 12 Km/h

(1) Valmistajan ilmoittamaa pyörätuolin enimmäiskuormaa on aina noudatettava.

(2) Suurin sallittu nopeus jalankulkuväylillä on 6 km/h ja pyöräteillä 12 km/h. Yksityisillä kaduilla ja alueilla, jotka eivät ole julkisia, nopeusrajoitus voi olla myös yli 12 km/h.

(3) Arvo viittaa ladattuun 48V 10,5 Ah:n akkuun, jossa käytetään Eco Drive System -järjestelmää, tasaisessa maastossa ja käyttäjän paino on noin 75 kg. Ylämäessä tai rinteessä akun autonomia voi olla huonompi.

(4) Valmistajan pyörätuolille antamia merkintöjä on aina noudatettava.

(5) Renkaan kulutuspinnan leveys viittaa vakiorienkaaseen, joten se voi vaihdella asennetun rengastyypin mukaan.

	TRIRIDE MAD MAX	TRIRIDE T-ROCKS
MAKSIMIKÄYTTÄJÄPAINO	160 kg ⁽¹⁾	160 kg ⁽¹⁾
MAKSIMI KALTEVUUS	Up to 20% ⁽⁴⁾	Up to 20% ⁽⁴⁾
MITAT	Max height: 1000 mm Max width: 500 mm Max depth: 600 mm	Max height: 1000 mm Max width: 600 mm Max depth: 800 mm
PAINO	Total 12,8 kg	Total 12,8 kg
RUNKO	INOX AISI 304 + INOX Screw	INOX AISI 304 + INOX Screw
PYÖRÄTUOLIN ASENNUKSEN EHDOT	From wheelchair width of 320 mm	From wheelchair width of 320 mm
MAX NOPEUS	Up to 6 km/h ⁽²⁾	Up to 6 km/h ⁽²⁾
OHJAUSJÄRJESTELMÄ	Built-in bearings	Built-in bearings
AJOPYÖRÄN TYPPI	Reinforced aluminium wheel	Reinforced aluminium wheel
PYÖRÄN HALKAISIJA	16" or 20"	16" or 20"
RENKAASTYYPPI	City	Cross
RENKAAPAINEEET	from 3,00 to 3,50 kPa	from 3,00 to 3,50 kPa
KULUTUKSEN LEVEYS	76 mm ⁽⁵⁾	100 mm ⁽⁵⁾
LEVYJARRU	Diameter 160 mm	Diameter 160/180 mm
AKKU	Lithium ion	Lithium ion
AKKUJÄNNITE	48 V	48 V
AKUN PAINO	2,6 Kg	2,6 Kg
VIRTALÄHDE	100-240 Vac 50/60Hz 120 w	100-240 Vac 50/60Hz 120 w
SÄHKÖMOOTORIN TEHO	Max 1500 W	Max 1500 W
ETÄISYYS ENNEN LATAUSTA	Up to 50 Km ⁽³⁾ (full charge)	Up to 50 Km ⁽³⁾ (full charge)
YLITETTÄVÄT ESTEET	50 mm	60 mm
MINIMI JARRUTUSMATKA KORKEALLA NOPEUDELLE	1000 mm at 6 Km/h 1500 mm at 12 Km/h	1000 mm at 6 Km/h 1500 mm at 12 Km/h

(1) Valmistajan ilmoittamaa pyörätuolin enimmäiskuormaa on aina noudatettava.

(2) Suurin sallittu nopeus jalankulkuväylillä on 6 km/h ja pyöriteillä 12 km/h. Yksityisillä kaduilla ja alueilla, jotka eivät ole julkisia, nopeusrajoitus voi olla myös yli 12 km/h.


(3) Arvo viittaa ladattuun 48V 10,5 Ah:n akkuun, jossa käytetään Eco Drive System -järjestelmää, tasaisessa maastossa ja käyttäjän paino on noin 75 kg. Ylämäessä tai rinteessä akun autonomia voi olla huonompi.

(4) Valmistajan pyörätuolille antamia merkintöjä on aina noudatettava.

(5) Renkaan kulutuspinnan leveys viittaa vakiorienkaaseen, joten se voi vaihdella asennetun rengastyypin mukaan.

9.2 Yleiset mitat ja ohjattavuus

Seuraavassa esitetään käsikäyttöiseen pyörätuoliin liittyvän Triride-laitteen mitat ja kokonaismitat¹.




¹ Kaavioissa esitetyt mitat ja mitat ovat ohjeellisia, ja ne on laskettu Triride Light -mallin ollessa asennettuna tavalliseen pyörätuoliin (pituus 950 mm, leveys 600 mm, korkeus 820 mm). Nämä mitat voivat vaihdella ostetun Triride-mallin ja käyttäjän pyörätuolin koon mukaan.

Lisätietoja saat asiakaspalvelusta osoitteesta info@trirideitalia.it

9.3 Ympäristöolosuhteet

KÄYTTÖOLOSUHTEET	Lämpötila: min -10°C - max +50°C Kosteus: max 90% ilman tiivistymistä Ilmanpaine: 800-1060 hPa
KULJETUSOLOSUHTEET	Lämpötila: min -10°C - max +60°C Kosteus: max 90% ilman tiivistymistä Ilmanpaine: 500-1060 hPa
VARASTON VARASTOINTIOLOSUHTEET	Lämpötila: min 0°C - max +40°C Kosteus: max 90% ilman tiivistymistä Ilmanpaine: 700-1060 hPa

9.4 Tririden tärkeimmät osat



9.5 Konsoli ja pääohjaimet



Tärkeimpien toimintojen kuvaus

Kytke näyttö ja laite päälle.	Paina 2/3 sekuntia, kunnes näyttö syttyy. Triride on käyttövalmis.
Tehotason valinta	Paina UP- tai DOWN-painiketta vaihtaaksesi näytössä näkyvää tehotasoa 1-5 välillä. Nolla (0) on neutraali. Katso näytön käyttöohjeesta kaikki muut komennot.
 Ajovalot* ON/OFF	Kytke etuvalo päälle (valinnainen) painamalla YLÖS-nuolinäppäintä 5 sekunnin ajan. Voit sammuttaa valokeilan painamalla UP-nuolipainiketta uudelleen 5 sekunnin ajan.
Normaali tila* (O)	Pehmeä kiihdytys, pehmeä jarrutus, energiansäästö.
Sport tila* (I)	Kiihtyvyys ja voimakkaammat jarrutukset, aktiivinen ajaminen.
Peruutus	Vaihda oikealle peruutuspainike. Komento aktivoituu vain, kun laite on paikallaan.
Vakionopeudensäädin / ICC*	Paina (vihreä) painiketta ajon aikana, jotta voit säilyttää asetetun nopeuden ilman kaasua. Lisävarusteena saatavalla ICC-toiminnolla on mahdollista säilyttää asetettu nopeus myös alamäessä. Käskyn poistamiseksi käytöstä paina uudelleen painiketta tai kaasuta tai jarruta.
Avustettu nosto	Kun asennat Triridea, paina jatkuvasti (vihreää) painiketta ja kiihdytä, jotta laite nousee koukkuasentoon. (Katso kohta 11.4)
Sähköinen jarru/ IBS*	Paina elektronista jarrua (punainen) painiketta* nopeuden vähentämiseksi. Whit IBS (lisävaruste) jarrutustulos on progressiivisempi ja se voidaan säätää pehmeämmäksi tai pehmeämmäksi.

N.B. Kaikkien näytön toimintojen osalta katso oheiset ohjeet mallista riippuen.


*Vaihtoehtoinen eikä vakiona joissakin malleissa.

HUOM: LCD-näyttö on saatavana eri malleissa. Katso tämän käyttöoppaan liitteenä olevan näytön käyttöohjeet.

LISÄTIETOJA IBS:STÄ JA ICC:STÄ SAAT VERKKOSIVULTAMME WWW.TRIRIDEITALIA.COM.

9.6 Valinnaiset komennot


Jokaisessa Triridessä voi olla pyynnöstä lisävarusteita, jotka vaativat lisäkomentoja. Mahdolliset kokoonpanot ja niihin liittyvät ohjauskomennot kuvataan jäljempänä.



KAKSI AKKUA

Triride-laitteet voidaan varustaa kaksoisakkuuella. Kumpikin akku toimii erikseen, ja on mahdollista valita käytettävä akku ilman, että niitä tarvitsee fyysisesti "vaihtaa" esimerkiksi silloin, kun ensimmäisen akun varaus on alhainen.

Ohjausyksikön lisäosassa sijaitsevan asianmukaisen 0/1-kytkimen avulla on mahdollista valita jompikumpi akku käytettäväksi, ja kukin akkutuki on merkitty vastaavalla symbolilla.





MDC-JÄRJESTELMÄ

Laitteissa, joihin on asennettu MDC - Motion Direct Control -järjestelmä, on lisäkytkin, jonka avulla voit aktivoida (1) tai deaktivoida (0) tämän ominaisuuden.


Kyseinen kytkin on yleensä punainen ja sijaitsee ohjausyksikössä.

Light- ja Foldable-laitteissa MDC-kytkin sijaitsee ohjaustangon monitoimikytkimessä, ja sen avulla voit aktivoida (1) tai deaktivoida (0) tämän toiminnon.




TRIRIDE TETRA-SÄÄTIMILLÄ


Laitteissa, jotka on varustettu tetraplegikoille tarkoitetuilla komendoilla, ohjaustangon alaosaan on sijoitettu erityinen painikepaneeli. Tässä painikepaneelissa on MDC-järjestelmän kytkin (vihreä) ja peruutuskytkin (musta).

**ANALOGIJARRU (elektroninen)**

Analogisella jarruvaihtoehdolla varustetuissa laitteissa on peukalosäädin (kaasun kaltainen), joka sijaitsee ohjaustangon vastakkaisella puolella kuin itse kaasu. Tällä komennolla voit hallita jarrutusvoimaa mahdollisimman hyvin.

**JARRUTUS KAUKO-OHJAIMELLA (elektroninen)**

Tällä lisävarusteella elektronista jarrua voi käyttää myös kolmas henkilö/seuralainen kauko-ohjaimella mukana toimitetun erityisen kauko-ohjaimen avulla.

**AUTOMAATTINEN JARRU VAPAUTTAMISEN JÄLKEEN (elektroninen)**

Tällä valinnaisella komennolla Triride jarruttaa automaattisesti, kun kaasu vapautetaan. Kun laite on pysähtynyt, se ei pysy lukittuna, vaan pyörä pysyy vapaana.

Mahdollisuus hallita laitetta yhdellä komennolla täysin turvallisesti myös hätätilanteissa.

Jarrutuksen voimakkuus on asteittainen eikä koskaan äkillinen, ja se on lisäksi käyttäjän säädettävissä ja konfiguroitavissa näytön kautta.

Vakionopeudensäätimen aktivointi

Kun automaattinen jarru ei ole aktiivinen, vakionopeudensäädin voidaan kytkeä päälle painamalla asianmukaista painiketta (vihreä) halutulla nopeudella missä tahansa tilassa (katso kohta Vakionopeudensäädin).

Kun automaattinen jarru on aktiivinen, vakionopeudensäätimen aktivoimiseksi on tarpeen pitää kaasupoljin aktiivisena, ja painettuaan asianmukaista painiketta (vihreä) voidaan kaasu vapauttaa, vakionopeudensäädin on nyt aktivoitu ja nopeus pysyy vakiona.

Automaattisen jarrun asetus ja säätö

Näytön avulla on mahdollista säätää automaattisen jarrutuksen jarrutustehoa, kuten seuraavassa kappaleessa ilmoitetaan.

AUTOMAATTISEN JARRUN ASETUS JA SÄÄTÖ (VAPAUTUS)

Automaattijarrun jarrutustehoa voidaan säätää näytön kautta.

Asetukset mustavalkonäytössä

Kytke näyttö päälle. Paina 5 sekunnin kuluessa kytkeytymisestä ylösnuolinäppäintä + alasnuolinäppäintä samanaikaisesti ja pidä niitä painettuna siirtyäksesi valikkoon (keskiarvo alkaa vilkkua). Paina hitaasti keskipainiketta 3 kertaa (ON-OFF), kunnes arvot lakkaavat vilkkumasta. Paina uudelleen samanaikaisesti nuoli ylös + nuoli alas -näppäimiä päästäksesi alivalikkoon, P1-arvo tulee näkyviin. Paina keskipainiketta (ON-OFF) päästäksesi P5-arvoon. Kun olet päässyt kohtaan P5 (vapauta jarru), arvo alkaa vilkkua. Nuolinäppäimillä ylös/alas on nyt mahdollista muuttaa arvoa automaattisen elektronisen jarrun voimakkuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Vahvistaaksesi ja poistuaksesi paina keskipainiketta (ON-OFF) ja pidä sitä painettuna, kunnes poistut muutosnäytöstä.

Asetusarvojen asettaminen


Arvot vaihtelevat välillä 1-50.

Esim. arvo 50 vastaa suurinta jarrutusarvoa. Arvo 25 vastaa 50 % suurimmasta jarrutusarvosta.

Jotta automaattinen jarru jäisi kokonaan pois käytöstä, P5-arvon on oltava yhtä suuri kuin 01 (P5=01).

HUOMIO - Älä aseta arvoksi P5=00.

HUOMIO - Älä muuta muita parametreja, enimmäisnopeutta tai muita arvoja ei voi asettaa näytöstä. Muiden parametrien muuttaminen ilmoitetun lisäksi voi johtaa epätarkoituksenmukaisiin mittauksiin ja laitteen virheellisiin vastearvoihin.



Värinäytön asetus

Kytke näyttö päälle. Paina 5 sekunnin kuluessa kytkeytymisestä päälle ja pidä nuoli ylös + nuoli alas - näppäimiä samanaikaisesti painettuna siirtyäksesi valikkoon. Näyttöön tulee arvotaulukko.

Selaa nuolinäppäimellä alaspäin P5-arvon kohdalle.

Vahvista painamalla kevyesti keskipainiketta (ON-OFF), jolloin P5-arvo alkaa vilkkua.

Nuolinäppäimillä ylös/alas on nyt mahdollista muuttaa arvoa automaattisen elektronisen jarrun voimakkuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi.

Vahvista painamalla kevyesti keskipainiketta (ON-OFF).

Poistuaksesi paina keskipainiketta (ON-OFF) ja pidä sitä painettuna, kunnes poistut muutosnäytöstä.

Arvojen asettaminen

Arvot vaihtelevat välillä 1-50.

Esim. arvo 50 vastaa suurinta jarruarvoa. Arvo 25 vastaa 50 % suurimmasta jarrutusarvosta.

Jotta automaattinen jarru jäisi kokonaan pois käytöstä, P5-arvon on oltava yhtä suuri kuin 01 (P5=01).


HUOMIO - Älä aseta arvoksi P5=00.

HUOMIO - Älä muuta muita parametreja, enimmäisnopeutta tai muita arvoja ei voi asettaa näytöstä. Muiden parametrien muuttaminen ilmoitetun lisäksi voi johtaa epätarkoituksenmukaisiin mittauksiin ja laitteen virheellisiin vastearvoihin.

YLÖS-nuolipainike

ON/OFF-painike

Alas-nuolipainike B.



LIM: 72Km/h	C3: 8	C13: 0
DIM: 12"	C4: 0	C14: 0
UNT: 0	C5: 10	L1: 0
P1: 46	C6: 3	L2: 0
P2: 0	C7: 0	L3: 1
P3: 1	C8: 0	L4: 5
P4: 0	C9: 0	
▶ P5: 12	C10: N	
C1: 2	C11: 0	
C2: 0	C12: 4	

9.7 Tririden pääominaisuuksien kuvaus

Triride on saatavana versioina, joissa on suuri vääntömomentti/tehomoottori, jolloin käyttäjä voi liikkua pyörätuolin kanssa erityisen pitkillä ja jyrkillä rinteillä ja maastossa, jossa ei ole asfalttia (esim. nurmikko, hiekkatiet, epätasainen tai kuoppainen maa).

Tämän mahdollistaa erityinen elektroninen ohjausjärjestelmä ja moottori, joka tuottaa erittäin suuren vääntömomentin yhdistettynä suurempaan tehoon.

Suorituskyky ei kärsi pitkittyneestä tehosta, koska tämän laitteen ohjausyksikkö on mitoitettu sopivasti intensiiviseen, raskaaseen käyttöön ja varustettu ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmällä, joka estää ylikuumenemisen.

Erikoismallien tärkeimmät ominaisuudet ovat:

- -Jarruvivulla ohjattava elektroninen jarru
- Peruutus
- Vakionopeussäädin millä tahansa nopeudella
- Pyörätuolin etupyörien sähköinen nostoavustin
- Kaksi ajotilaa: Normaali/Sport (valinnainen Light-mallissa)
- Viisi tehotasoa
- Kaikki parametrit (kiihdytys, lähtö, peruutus, elektroninen jarru, nopeus, luistonesto) voidaan räätälöidä ja ohjelmoida.



Vain TRIRIDE S.R.L. tai TRIRIDE S.R.L.:n valtuuttama henkilökunta saa säätää elektronisen ohjausyksikön asetuksia.



TRIRIDE S.R.L. ei ole vastuussa luvattomien henkilöiden tekemistä töistä tai laitteeseen kohdistuvista häiriöistä.



Erikoismallien käyttö on sallittu jopa 30 %:n1 kaltevuudessa, kun käyttäjän paino on 75 kg; on kuitenkin ehdottomasti kiellettyä lähestyä kaltevuuksia, jotka ylittävät sen pyörätuolin valmistajan ilmoittamat kaltevuudet, johon Triride on kiinnitetty.

1 Riippuen Triride-mallista, käyttäjän painosta ja muista tekijöistä, kuten tien pinnasta jne.

9.8 IBS - Älykäs jarrujärjestelmä (valinnainen)

Triride tarjoaa lisävarusteena ainutlaatuisen jarrujärjestelmän, joka lisää turvallisuutta ja säästää jarrujen kulutusta.

Järjestelmä on nimeltään IBS - Intelligent Braking System, joka on ohjelmoitavissa ja muokattavissa käyttäjän tarpeiden mukaan.

IBS parantaa tehokkaasti ajomukavuutta ja laitteen reagoitua jarrutusjännitykseen sekä parantaa vakautta ja turvallisuutta myös pyöränlukituksenestojärjestelmän (ABS) ansiosta.

IBS mahdollistaa jarrutilan mukauttamisen käyttäjän tarpeiden mukaan, eri reitteihin ja ajotyyleihin. Kaikki tämä ilman, että mekaanista jarrua tarvitsee käyttää.

Tämän järjestelmän pääominaisuudet ovat:

- - LUKKIUTUMATON JARRUPYÖRÄ
- EI ENÄÄ JARRUPALOJEN KULUMISTA
- AKKU LATAUTUU JARRUTUKSEN AIKANA
- TÄYDELLINEN RÄÄTÄLÖINTI



MITEN IBS:ÄÄ KÄYTETÄÄN

IBS-järjestelmää voidaan käyttää jarruvivulla tai lisävarusteena saatavalla painikkeella, joka kattaa IBS-järjestelmän koko toiminnon. Painamalla painiketta käyttäjä saa jarrujärjestelmän suuren tehokkuuden ilman mekaanista/hydraulista jarrua.



9.9 ICC - Älykäs vakionopeudensäädin (valinnainen)

Tririden vakionopeudensäädin voidaan ottaa käyttöön ICC-järjestelmällä (lisävaruste), joka mahdollistaa asetetun nopeuden pitämisen kaikenlaisilla reiteillä, jopa alamäessä!

Edistysellinen elektroniikka pitää automaattisesti yllä haluttua ja asetettua nopeutta reittien varrella täysin turvallisesti ja tehokkaasti.

ICC on olennainen elektroninen avustaja, joka ohjaa käyttäjää vaikeiden nousujen läpi säilyttäen samalla moottorin riittävän vääntömomentin ja välttää liiallista kulutusta.

Laskuissa tämä elektroniikka mahdollistaa moottorijarrun hyödyntämisen ja etenemisen täysin rauhassa ja turvallisesti ilman jarrun käyttöä ja akun lataamista!

Tämän järjestelmän pääominaisuudet ovat:

- AITO AJOAVUSTIN SEKÄ YLÄMÄKEEN ETTÄ ALAMÄKEEN
- AUTONOMISUUDEN JA ITSELATAUKSEN OPTIMOINTI ALAMÄESSÄ
- JARRUPALOJEN KULUMISEN VÄHENTÄMINEN
- HELPPO KÄYTTÄÄ PAINAMALLA SITÄ VARTEN VARATTUA PAINIKETTA AJON AIKANA.
- VÄLITÖN POISTO KIIHDYTTÄMÄLLÄ, JARRUTTAMALLA TAI SAMAA PAINIKETTA PAINAMALLA



MITEN ICC:TÄ KÄYTETÄÄN

ICC:tä voidaan käyttää painamalla "Cruise Control" -näppäintä ajon aikana (alkaen 2 Km/h).

ICC kytkeytyy pois päältä kiihdytettäessä, jarrutettaessa tai kun "Cruise Control"-painiketta painetaan uudelleen.




9.10 MDC - Motion Direct Control (valinnainen)

MDC (Motion Direct Control) on elektroninen järjestelmä, jonka avulla vetoa voidaan ohjata suoraan yhdellä komennolla (kaasupoljin).

Tämän järjestelmän avulla voidaan kiihdyttää ja jarruttaa elektronisesti vain kaasuvivulla, jolloin käyttäjä voi hallita liikettä täysin ja pysyä aina täysin turvassa kaikissa tilanteissa.

MDC mahdollistaa maksimaalisen turvallisuuden sekä ylämäessä että alamäessä integroitujen järjestelmien ansiosta:

- - HILL HOLDER - Mäkilähtöavustin.
- DESCENT - Alamäkivetojärjestelmän hallinta.
- REGEN - Akun lataus jarrutuksen aikana.




Järjestelmän avulla kävelyä voidaan ohjata eri reiteillä yksinkertaisesti annostelemalla kiihdytintä. Kaikki tämä ilman jarrun käyttöä.

MDC-järjestelmän avulla on miellyttävää kohdata haastavimmatkin nousut ja laskut täysin turvallisesti.

MITEN MDC-JÄRJESTELMÄÄ KÄYTETÄÄN

MDC on saatavana peukalokaasulle ja työntö- ja vetovivulle, ja se voidaan aktivoida sopivalla ON-OFF-kytkimellä.

Ajon aikana annostelee vain kaasua halutun vauhdin saavuttamiseksi, järjestelmä kiihdyttää tai jarruttaa automaattisesti ilman muita komentoja.



9.11 ECODERIVEN KÄYTTÖ

EcoDrive1 on elektroninen virranhallintajärjestelmä, jonka avulla voit lisätä laitteen autonomiaa jopa 40 % enemmän! EcoDrive tarjoaa 5 ajotilaa, jotka voidaan valita suoraan näytöltä:

1 - ECO | 2 - URBAN | 3 - TOUR | 4 - SPEEDY | 5 - TURBO

Tilat 1 | 2 | 3 mahdollistavat suuren energiansäästön ja entistä tasaisemman ja rentouttavamman ajon. Tilat 4 | 5 mahdollistavat Tririden käyttämisen vaativimmissakin tilanteissa, kuten vuoristopoluilla tai jyrkemmissä nousuissa.

- - ENEMMÄN ITSENÄISTÄ AJAMISTA KAIKILLA TRIRIDEILLÄ!
- AUTONOMIAN KASVU JOPA 40 %!
- TASAISEMPI VOIMAN JA PIDON JAKELU



TNormaali/Sport-toiminto (joka mahdollistaa suuremman kiihtyvyyden ja voimakkaamman elektronisen jarrutuksen) pysyy ennallaan.

Peruutus ja vakionopeudensäädin (jos käytettävissä) toimivat automaattisesti maksimiteholla.

Viisi näyttötoimintoa eivät määritä nopeustasoja, vaan ne vastaavat syötetyn tehon tasoa ja siten mahdollisuutta parantaa autonomista suorituskykyä.

1	ECO	maksimaalinen energiansäästö	20 % enimmäistehosta. Akun toimintasäteen kasvu + 40 % Suurin kaltevuus 2 8 %
2	URBAN	tasainen ajo kaupunkiympäristöön	30 % enimmäistehosta. Akun toimintasäteen kasvu + 30 % Suurin kaltevuus 2 10 %
3	TOUR	vääntöä ja tehoa helposti useimmissa tilanteissa	50 % enimmäistehosta. Akun toimintasäteen kasvu + 20 % Suurin kaltevuus 2 15 %
	SPEEDY	vaativammalle alustalle	75 % enimmäistehosta. Akun toimintasäteen kasvu + 5 % Suurin kaltevuus 2 20 %
	TURBO	kaikkein vaarallisimpia tilanteita varten.	100 % enimmäistehosta. Akun toimintasäteen kasvu + 0 % Suurin kaltevuus 2 yli 20 %

1 Eco Drive -järjestelmä on saatavana lisävarusteena. EcoDrive-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön myös olemassa oleviin Trirideihin 2016 alkaen. 2 On suositeltavaa olla ajamatta ylä- tai alamäkeen, jos kaltevuus on suurempi kuin käyttöoppaassa ilmoitettu. Todellinen kaltevuus, joka on voitettava riippuu käytetystä Triride-mallista, kuljettajan kyvyistä, tienpinnan tyypistä, käyttäjän painosta, pyörätuolin mallista, eturenkaan kulumistila. Lisääntynyt akun kantama kaikilla TriRideilla jopa 40 % nousulla. Parannettu tehonsiirto ja pito uudella EcoDrive voit valita 5 eri tilasta, valittu TriRide näyttöä 5 näyttötoimintoa tekevät.

10. TRIRIDE AKKU

10.1 "20-19" akku + USB



10.2 "Lieriömäinen" akku



10.3 Akun lataustila


Jokaisessa akkumallissa on varaustilan merkkivalo.

Yleensä tämä ilmaisin koostuu erivärisistä LED-valoista.


Akun käyttöikä ja sitä vastaava indikaattoriarvo vaihtelevat Tririden käyttötavan, käyttäjän painon ja ajoradan tyypin mukaan.

Lataustason ilmaisin näytössä

Akun varaustilan näyttö näkyy myös Tririderin nestekidenäytössä (jos sellainen on), mutta akussa oleva näyttö voi olla tarkempi. Laitteen LCD-näytössä olevat ilmaisimet ja ohjeet löytyvät käyttö- ja huolto-oppaan mukana toimitetusta esitteestä.



Alla on kaavio indikaattorista, jossa on kunkin LED-valon vastaava latausjäännös:



Sylinterimäinen akku

10.4 Akun liittäminen



Pariston "20-19" asettaminen paikalleen

Aseta akku pystysuoraan erikoiskoteloon etsimään asti kuvan nuolen osoittamalla tavalla. Kääntämällä avainta ja irrottamalla se akku lukittuu laitteeseen. Voit vapauttaa akun kääntämällä avainta ja irrottamalla akun lukituksen suorittamalla käänteisen menettelyn.

VAROITUS - Lukitse akku aina ennen Tririden käynnistämistä!



Sylinterimäisen akun asettaminen paikalleen

Aseta paristo erityiskoteloon kiinnittäen huomiota koskettimiin. Kiinnitä akku kuminauhalla. Irrota akku päinvastaisella tavalla.

10.5 Akun oikea käyttö

Oikeaa käyttöä koskevat tärkeimmät säännöt on merkitty akun takapuolella olevaan etikettiin.

VAROITUS

- - Älä oikosulje akkua.
- Akku on hävitettävä oikein.
- Käytä vain erityisiä akkulatureita.
- Räjähdysvaara, jos akku altistuu avotulelle.

11. TRIRIDIN TOIMINTA

Alla on esitetty Tririden pääkomponentit ja ohjeet manuaalisen pyörätuolin liittämiseen.

11.1 Toimitus

Triride toimitetaan täysin pakattuna suljettuun pahvilaatikkoon, joka suojaa sitä iskuilta ja pölyltä. Kuljetuksen aikana tapahtuvien rikkoutumisten välttämiseksi pahvilaatikkoon on pakattu erikseen osia, kuten akkulaturi, jotka voidaan asentaa myöhemmin.

Tarkista vastaanottamisen jälkeen, että pakkaus on ehjä ja että pahvilaatikossa ei ole kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyneitä pintavaurioita. Ilmoita mahdollisista poikkeavuuksista välittömästi kuljetusyritykselle.

11.2 Pakkauksen purkaminen

Poista kaikki pakkausmateriaalit varovasti.

Poista Tririden osat (mukaan lukien akku ja akkulaturi) pahvilaatikosta ja tarkista, että kaikki osat ovat paikoillaan odotetulla ja tässä käyttö- ja huolto-oppaassa ilmoitetulla tavalla.

Tarkista, ettei Triridessä ole vaurioituneita, naarmuuntuneita, merkittyjä, iskujen vaurioittamia tai epämuodostuneita osia tai muita vikoja.

Ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun tekniseen huoltoon, jos ilmenee ongelmia (vikoja tai puuttuvia osia).

Alla on esitetty Tririden pääkomponentit ja käsikäyttöisen pyörätuolin liitäntäjärjestelmä.

11.3 Pakkauksen sisältö

Triride toimitetaan kokoonpanemattomana seuraavien osien kanssa, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.



1. 1. Triride (runko, jossa on pyörä, moottori, ohjausyksikkö, ohjaushaarukka ja ohjaustanko, jossa on sähköiset hallintalaitteet).
2. 2. Kallistettava runko, jossa on jousisulkutappi, lukituskiinnikkeet ja kiinnikkeet.
3. 3. Akku (erillisessä laatikossa).
4. 4. Akkulaturi (erillisessä laatikossa).
5. 5. Erityiset lisälaitteet (erillisessä laatikossa).
6. 6. Ruuvikahvat lukituskiinnittimiä varten (setti. 2 kpl).

Kuvat ovat puhtaasti suuntaa-antavia, akkutyypin ja liitännät ilmoitetaan ostetun mallin mukaan.




Pakkaus sisältää myös tämän käyttö- ja huolto-ohjeen sekä muita asiakirjoja (näyttöohjeet, takuu ja akkuihin liittyvät asiakirjat), jotka on luettava huolellisesti ennen Tririden käyttöä.

11.4 Tririden kokoonpano



Kokoa Triride yksinomaan tasaisella alueella pyörätuolijarru kytkettynä.

Tririden paikannusjärjestys on esitetty alla.

KUVA	VAIHE/KUVAUS
	01* Triride-kiinnittimien asennus pyörätuoliin Asenna kiinnikkeet pyörätuoliin Tririden antamien oikean asennuksen ohjeiden mukaisesti.
	02* Varsien säätö Löysää 4 alemmaa ruuvia 4 mm:n kuusiokoloavaimella; säädä käsinojien leveys pyörätuolin rungon kanssa yhteensopivaksi; kiristä ruuvit uudelleen.
	03 Tririden liittäminen kallistuskehikkoon Aseta kallistusosa kaulukseen.
	04 Tririden kiinnittäminen kallistuskehikkoon Aseta ruuvit paikoilleen ja lukitse kääntämällä nuppia myötäpäivään.

KUVA	VAIHE/KUVAUS
	05 Kehyksen kiinnittäminen pyörätuoliin Aseta varret pyörätuoliin aiemmin asennettuihin erikoiskiinnikkeisiin ja kiinnitä ne kiertämällä ruuvikahvoja myötäpäivään.
	06 Akun kytkeminen Katso akkumalliin perustuva asetustapa kohdasta (10).
	07 Avustettu nosto Kytke akku ja näyttö päälle painamalla ON/OFF-painiketta (kohta 12). Paina vihreää painiketta ja kaasuta samanaikaisesti, jolloin Triride nousee koukkuasentoon. Vedä jarruvivusta ja vapauta vihreä painike ja kaasua pitämällä Triride nostettuna.
	08 Kallistusosan kiinnitys Vapauta jousisulkutappi (A) jossakin kolmesta tappireiästä (älä vedä, käännä vain) ja vapauta jarruvipu. Kiinnitä kallistuskehys kiertämällä viputappia (B) myötäpäivään.


Katso video Tririden oikeasta asennuksesta verkkosivuiltamme
<http://www.trirideitalia.com/en/faq/>.



*Vaiheet 1 ja 2 saa suorittaa vain pätevä henkilökunta tai Tririden valtuuttama henkilö. Käyttäjä voi suorittaa muut vaiheet vain Triride srl:n nimeämän pätevän henkilöstön opastuksella.


YHTEENVETO KIIINNITYSTOIMENPITEISTÄ

1. 1. Aseta kallistuskehysten varret pyörätuolin erikoiskiinnikkeisiin ja kiinnitä ne tukevasti erikoisruuvikahvoilla (VAIHE 5).
2. Kytke akku tukeen ja paina ON/OFF-painiketta (VAIHE 6).
3. Kytke näyttö päälle ON/OFF-painikkeella.
4. Aktivoi avustettu nostojärjestelmä (VAIHE 7) tuomalla Triride lukitusasentoon.
5. Lukitse kallistuskehys asettamalla tappi yhteen kolmesta reiästä, kääntämällä vipua sivuttain ja kiristämällä etukahvan ruuvikahva (VAIHE 8).
6. Triride on käyttövalmis.



12. TRIRIDEN KÄYTTÖ

12.1 Ohjaustangon ja rungon kallistuksen säätäminen

KUVA	VAIHE/KUVAUS
	Ohjaustangon säätö Säädä ohjaustankokappaleen korkeutta ja kulmaa löysäämällä ruuveja, jotka on merkitty 5 mm:n kuusiokoloavaimella. Vain Triride srl:n nimeämä pätevä henkilöstö saa suorittaa sen.
	Kallistusreiän valinta Käyttäjä voi valita korkeuden, jolla pyörätuolin pyörät asetetaan maan yläpuolelle, pinnan karheuden perusteella työntämällä tappi johonkin kuvan kolmesta reiästä*.

*Siirryttäessä reiästä 1 reikään 3 (lähempänä putkea) ohjauspylvään sijoittelu on yhä pystysuunnassa, pyörien korkeus kasvaa ja kokonaisnousu pienenee.

Sen sijaan siirryttäessä reiästä 3 reikään 1, pyörät laskeutuvat kokonaisaskeleen kasvuun, jolloin vetopyörän paino kasvaa ja siitä seuraa suuntaavuus ja pito paranevat.

Erityisen esteettömässä maastossa on suositeltavaa työntää tappi putkea lähinnä olevaan reikään.

12.2 Switching On and Operating Triride

KUVA	VAIHE/KUVAUS
	Akun kytkeminen päälle Kun akku on asetettu koteloon, kytke se päälle ON/OFF-painikkeella. Katso osa (10) eri akkumalleista.
	Konsolin kytkeminen päälle Paina ON/OFF-painiketta  kunnes näyttö syttyy. Katso tämän oppaan liitteenä oleva näyttöohjeet
	Toiminta ja ajo Työnnä potentiometrin vipua alaspäin ja ohjaa etupyörää ohjaustangolla. Nopeus on suoraan verrannollinen vipuun kohdistettuun paineeseen.
	Jarru Jarruta vapauttamalla potentiometrin vipu ja vetämällä jarruvipua.
	Sammuttaminen Käytä ON/OFF-painiketta kytkeäksesi näytön pois päältä. Käytä ON/OFF-painiketta kytkeäksesi akun POIS PÄÄLTÄ. Katso osa (10) eri akkumalleista.

12.3 Akun lataaminen

KUVA	VAIHE/KUVAUS
	Sammuta akku Käytä kytkintä akun sammuttamiseen. Katso osa (10) eri akkumalleista.
	Lukituksen avaaminen ja akun irrotus Käännä avainta vastapäivään (jos sellainen on). Irrota akku tuesta kohdan (10) mukaisesti.
	Yhdistäminen laturiin Liitä akkulaturin pienempi pistoke akun liitäntään suojaläpän alla. Katso osa (10) eri akkumalleista. (kuvassa näkyy "20-19" akun lataus).
	Liitä pistorasiaan Liitä akkulaturin pistoke 230V max 16 A:iin (kuvassa "20-19" akun lataus).

Laturin LED-valo ilmaisee tilan alla olevan mukaisesti.

Punainen (1): laturi PÄÄLLÄ. Lataus.

Vihreä (2): lataus on valmis, akku on ladattu täyteen.

Jos laturissa on vain yksi LED, täysi lataus ilmaistaan, kun valo muuttuu vihreäksi..

13. LITIUMPARISTOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

- Lataa akku aina, vaikka matkustaisit vain muutaman kilometrin. Tähän on useita syitä:
 - Käytettävissäsi on aina suurin mahdollinen etäisyys;
 - Maksimoit järjestelmän (ohjausyksikön ja moottorin) suorituskyvyn, koska jännite on aina korkeampi;
 - pidentää akun käyttöikää. Triride-litiumakuilla ei ole muistivaikutusta, joten ne voidaan ladata myös silloin, kun ne ovat vain osittain tyhjentyneet. Litiumakut voivat itse asiassa vahingoittua, jos ne purkautuvat kokonaan, vaikka tässä tapauksessa akussa on itse akussa oleva ohjausyksikkö (akunhallintajärjestelmä - BMS), joka keskeyttää virran, kun jännite laskee tietyn rajan alapuolelle.
- Älä jätä akkulaturia kytkettynä 230 V:n jännitteeseen liian pitkäksi aikaa latausjakson päätyttyä.
 - Lataa akku aina tuuletetussa tilassa ja poissa syttyvien materiaalien läheisyydestä.
 - Älä oikosulje akkua (muodosta akun napojen välille yhteyttä metallielementtien avulla).
 - Älä heitä akkua veteen.
 - Älä yritä avata akkua.
 - Älä anna lasten leikkiä akkupaketilla.
 - Älä hävitä akkua normaalin talousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä.
 - Älä jätä akkua liian pitkäksi aikaa aurinkoon tai sateeseen.
 - Vältä kosketusta vaurioituneesta akusta vuotavien nesteiden kanssa.

Jos akkua ei käytetä, muista ladata se vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Jos huomaat, että akku on vaurioitunut, kotelo on rikki tai se on turvonnut, tai jos näet siitä lähtevän savua, älä käytä sitä ja ota välittömästi yhteyttä asiakastukeen.



Säilytä aina alkuperäinen akkupakkaus; se on ainoa vaihtoehto, joka täyttää akkujen kuljetusta koskevat lakisääteiset vaatimukset. Jos akun kanssa ilmenee ongelmia tulevaisuudessa, käytä tätä pakkausta akun palauttamiseen meille korjattavaksi.

13.1 Akun ominaisuudet

Triride-akku on 36 V:n tai 48 V:n litiumakku, jossa ei ole muistivaikutusta, ja sen toimintasäde on mallista riippuen noin 50 km, joka voi vaihdella 30 km:n ja 60 km:n välillä ja voi olla ilmoitettua toimintasädettä pienempi tai suurempi riippuen asetetusta nopeudesta, käyttäjän painosta, maastotyypistä ja sääolosuhteista ... (mallista, nopeudesta, käyttäjän painosta, maastosta ja sääolosuhteista riippuen). Litiumakut mahdollistavat joustavamman käytön ja latauksen milloin tahansa ilman, että akun tarvitsee odottaa tyhjenevän kokonaan.

TRIRIDE S.R.L. käyttää ainoastaan akkuja, jotka on varustettu asianmukaisella turvajärjestelmällä ja älykkäällä akunhallintajärjestelmällä (BMS).

13.2 Akun tyhjennys.

Акун purkautuminen, jota tapahtuu Tririden normaalin käytön yhteydessä, on suojattu älykkäällä hallintajärjestelmällä, joka katkaisee virran, jos virtaa kuluu liikaa ja jos jonkin akun kennon varaus on liian alhainen.

13.3 Akkujen lataaminen

Triride-akku ladataan akun sivussa olevan pistorasian kautta. Lataa akku vain laitteen mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla. Akun latausaika (oikein käytettynä) on keskimäärin noin 4-5 tuntia. Sekä älykäs laturi että älykäs akunhallintajärjestelmä keskeyttävät virran, kun akkua ladataan.

13.4 Akun säilyttäminen

Yleensä litiumakkujen purkautumistaso on varastoitaessa lähes nolla. Älykäs akunhallintajärjestelmä sisältää kuitenkin piirejä, jotka kuluttavat jatkuvasti pienen määrän energiaa ja valvovat sitä koko ajan. Energiankulutus tähän on hyvin vähäistä, mutta jos akku varastoidaan täysin purkautuneena, BMS-järjestelmä voi toimia vain muutaman viikon ajan, minkä jälkeen akku voi vaurioitua pysyvästi eikä sitä enää voi käyttää.

Noudata siksi huolellisesti näitä ohjeita:

- - lataa akku täyteen ennen pitkää käyttämättömyyttä.
- Lataa akku joka tapauksessa täyteen vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.
- Jos akku ei toimi pitkän säilytysajan jälkeen, se on hävitettävä turvallisuussyistä.s.

13.5 Muita turvallisuustietoja

Triridessä käytetyt litiumparistot voivat olla vaarallisia, sillä niiden potentiaalinen energia riittää aiheuttamaan vakavan onnettomuuden, jos niitä käytetään väärin tai laiminlyödään.

TRIRIDE S.R.L. käyttää vain sellaisia litiumakkuja, joita pidetään vakaina ja jotka on varustettu turvajärjestelmillä, mukaan lukien älykäs hallintajärjestelmä, joka valvoo akkua koko ajan.

Joka tapauksessa:

- - lataa akkua vain valvotusti;
 - älä lataa akkua nukkuessasi;
 - lataa akku kaukana syttyvistä esineistä;
 - käytä akun lataamiseen vain Tririden mukana toimitettua laturia;
 - älä lataa tai jätä akkua lämmönlähteiden lähelle;
 - älä lataa akkua alle 0 °C:n lämpötilassa;
 - säilytä akkua aina ladattuna.

13.6 Lisätietoa akun käytöstä

Akun käyttö matalissa lämpötiloissa

Litiumparistojen suorituskyky heikkenee alhaisissa lämpötiloissa sekä tehon että keston suhteen (alle 0° C). Tämä ei ole vaara, vaan haitta, ja akkua tulee säilyttää sisätiloissa tällaisissa sääolosuhteissa.

Älä lataa akkua alle 0°C lämpötilassa.

Akun käyttö korkeassa kosteudessa

Akun kotelo suojaa kennoja ja piirejä kosteudelta ja sateelta. Tämä suojaus riittää satunnaiseen, rajoitettuun altistumiseen, mutta jatkuva, pitkäaikainen altistuminen sääolosuhteille, kuten sateelle ja korkealle kosteudelle, voi aiheuttaa akun toimintahäiriön. Vältä siksi näitä olosuhteita ja minimoi Tririden käyttämiseen sateessa tai lumessa kuluva aika mahdollisimman paljon.

Akun käyttöikä

Kaikilla akuilla on käyttöikä, mutta myös niiden suorituskyky heikkenee ajan myötä. Hajoamisnopeus riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien lämpötila, tiheys ja käyttöolosuhteet (käyttäjän paino, ajotyyli, topografia ja sääolosuhteet).

Näistä tekijöistä riippuen litiumakun käyttöikä voidaan arvioida välillä 500-1000 latausjaksoa (jos sitä käsitellään oikein).

Voit maksimoida akun käyttöiän seuraavasti:

- 223 / 5 000
- aja tasaisesti ja kohtuullisella nopeudella
- Älä altista akkua liialliselle ja pitkäaikaiselle moottorin rasitukselle
- Vältä altistamista akkua korkeille lämpötiloille
- Älä jätä akkua käyttämättä pitkäksi aikaa

Akun teho laskee vähitellen, ja jos akku lakkaa toimimasta yhtäkkiä, kyseessä on ehdottomasti tekninen ongelma.

TRIRIDE S.R.L. takaa akulle yhden vuoden takuun, koska se on kuluva materiaalia. Takuun alaisen akun vaihdon yhteydessä uudella akulla on alkuperäisen akun takuuaikaa vastaava takuu.

Akkujenhävittäminen

Triride-akku on hävitettävä asianmukaisesti erikoistuneen jätehuoltokeskuksen kautta. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita. Voit ottaa yhteyttä TRIRIDE srl:ään saadaksesi lisäselvityksiä.

13.7 Tririden kuljettaminen

Tririden kuljetusta varten liu'uta se pois tuistaan (noudata luvun 11.4 menettelyä päinvastoin).



Kytke laite pois päältä ennen julkisiin tai yksityisiin kulkuneuvoihin nousemista. Sammuta Triride aina kuljetuksen ajaksi. Aseta Triride ja pyörätuoli kuljetuksen ajaksi matkatavaratilaan sovellettavan lain mukaisesti.

Kun Triride on irrotettu pyörätuoliin kiinnitetystä tuista, on mahdollista työntää tappi takaisin kallistusosaan ja käyttää käsivarsia laitteen jalustana.

14. HUOLTO

14.1 Huolto, tarkastukset ja tarkistukset

Triride on huolellisesti suunniteltu optimaalista suorituskykyä varten, mutta tehokkuuden ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää, että sarja ennaltaehkäiseviä huoltotoimenpiteitä toteutetaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Säännöllinen huolto vähentää merkittävästi ongelmien mahdollisuutta ja pidentää laitteen käyttöikää.

Onnettomuuksien tai Tririden vahingoittumisen riskin minimoimiseksi on erittäin tärkeää käyttää aina valtuutettua teknistä palvelua kaikissa korjauksissa.

Ensimmäinen yhteydenottopiste korjauksiin, huoltoon ja takuuseen liittyvissä tiedoissa ja kysymyksissä on jälleenmyyjä/jakelija, joka myi ja toimitti Tririden.

Tririden suorituskyvyn optimoimiseksi ehdotamme seuraavaa ennaltaehkäisevää huoltosuunnitelmaa.

HUOLTOTOIMINTA	TAAJUUS
Tarkista rengaspaineet (Taulukko osio 9.1)	Viikoittain
Puhdista Triride	Kuukausittain
Tarkista ruuvien kireys (kohta 14.4)	Kuukausittain
Tarkista jarrut	Kuukausittain
Vaihteiston ja liitäntämekanismin voitelu	Kuukausittain
Valtuutetun teknisen palvelun suorittama Tririden yleinen tarkastus	Vuosittain
Renkaiden ja jarrupalojen vaihto	Tarvittaessa
Akun kunnon tarkistus	Kuukausittain

*Yleistä vuositarkastusta varten Triride on toimitettava puhtaana (kohta 14.6) tekniseen huoltoon.



Suorita Tririden yleinen turvallisuustarkastus aina ennen jokaista käyttöä ja muista, että riittämätön huolto voi mitätöidä takuun.

14.2 Valtuutettu tekninen tuki

Varmista, että Triride on aina hyvässä kunnossa ja että valtuutetun teknisen palvelun koulutettu ja pätevä henkilökunta suorittaa tarvittavan hoidon ja huollon.

Kaikissa ongelmissa ota yhteyttä suoraan valtuutettuun tekniseen huoltoon. Ilmoita sarjanumero, joka yksilöi jokaisen laitteen ja joka löytyy Triride-rungon tarrasta.

Voit ottaa suoraan yhteyttä jälleenmyyjäsi tai Triride-asiakaspalveluun tämän oppaan takana olevien yhteystietojen kautta.



Kun Triride-laite lähetetään yritykselle huolto- tai vikaapua varten, rakenne- ja kulutusosille suoritetaan automaattisesti yleinen tarkastus niiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Huomioi, että tilatuilta ei tehdä ylimääräisiä töitä, ellei asiakas ole erikseen antanut siihen lupaa, mutta jos asiakas kieltäytyy suorittamasta välttämättömiä ja pakollisia töitä (esim. jarrupalat, jarrulevyt, laakerit, vaurioituneet rakenneosat, renkaat jne.) laitteen turvallisuuden vuoksi yritys antaa vastuuvapauden ja takuun mitätöimisen vakuutuksen myös jo suoritetuista töistä, koska kyseessä on selkeä käyttäjän laiminlyönti ja laiminlyönti tämän oppaan määräysten mukaisesti.

14.3 Rengaspaineen tarkistus ja renkaan vaihto

Varmistaaksesi henkilökohtaisen turvallisuutesi ja ylläpitääksesi Tririden asianmukaista toimintaa, tarkista aina asennuksen jälkeen, että rengaspaineet vastaavat tässä käsikirjassa ilmoitettuja (Taulukko 9.1) ja että renkaat ovat moitteettomassa kunnossa eikä niissä ole pinnan epätasaisuuksia.

Jos haluat vaihtaa renkaan, ota yhteyttä valtuutettuun tekniseen palveluun tai TRIRIDE S.R.L. tai polkupyörien ja moottoripyörien huoltoon erikoistunut keskus.

14.4 Tarkista kiristysmomentti

Tarkista, että ruuvit ja liitännät ovat tiukasti kiinni. Ruuvien kiristysmomentti on:

M5-ruuvit: 7 Nm M6-ruuvit: 10 Nm M8-ruuvit: 15 Nm

14.5 Jarrujen tarkistus

Tarkista, että kun jarrut ovat päällä, jarrupala painaa levyä riittävästi tehokkaan jarrutuksen aikaansaamiseksi.

14.6 Puhdistus

Käytä Tririden puhdistamiseen vain kosteaa pehmeää liinaa, jotta laitteeseen ei pääse vettä. Puhdista rungon osat kuumalla vedellä ja saippualla tai neutraalilla, hankaamattomalla pesuaineella. Kuivaa huolellisesti ylimääräisen veden poistamiseksi. Puhdista konsoli, akku ja runko tavallisella miedolla pesuaineella. Varmista, että etupyörä pyörii vapaasti ja poista mahdollinen lika.



Hiekka ja merivesi voivat vahingoittaa joitain Tririden osia pitkäaikaisessa kosketuksessa. Puhdista Triride aina käytön jälkeen rannikkoalueilla.

14.7 Hävittäminen

Hävittäessään Tririden käyttäjä on vastuussa kaikkien käyttöikänsä lopussa olevien osien toimittamisesta asianmukaiseen jätteenkeräyskeskukseen.

Pakkausmateriaalit voidaan viedä jätteenkeräyspisteisiin, mutta ne on suositeltavaa säilyttää mahdollista huoltoa tai apua varten.

On kuitenkin suositeltavaa säilyttää ne mahdollista palauttamista varten huoltoa tai apua varten. Käytetyt akut on toimitettava erityisiin kierrätyspisteisiin.

Tämä tuote on direktiivin 2012/19/EU mukainen. Laitteessa oleva symboli, jossa on roskakori, jonka läpi on tehty risti, osoittaa, että tuotteen käyttöiän päätyttyä, joka vaatii hävittämistä erillään kotitalousjätteistä, tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuoltokeskukseen tai palautettava myyjälle uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä.

Käyttäjä on vastuussa laitteen toimittamisesta asianmukaiseen keräyspisteeseen sen käyttöiän päätyttyä.

Asianmukainen erillinen jätteiden hävittäminen myöhempää kierrätystä, käsittelyä ja käytöstä poistetun laitteen ympäristöystävällistä hävittämistä varten auttaa välttämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja tukee tuotteen komponenttimateriaalien kierrätystä.

Lisätietoja käytettävissä olevista jätteenkeräysjärjestelmistä saat paikalliselta jätehuoltopisteeltä.

15. VIANETSINTÄ

ONGELMA	TODENNÄKÖINEN SYY	RATKAISU
Triride-konsoli ei kytkeydy päälle	Akku tyhjä	Lataa akku
	Akkua ei ole asetettu oikein	Irrota ja asenna akku takaisin, lukitse avaimella
	Akku ei ole päällä	Ennen kuin kytket näytön päälle, varmista, että akku on päällä
Käytön aikana koetaan liiallista tärinää	Varsien kiinnitysruuvit voivat olla löysällä	Kiristä ruuvit
Ohjauskonsoli kytkeytyy päälle, mutta laite ei käynnisty	Moottorin virheellinen liitäntä ohjaus yksikköön (Virheinfo 03)	Tarkista, että yhteys on suojattu
	Tehotaso asetettu nolnaan (0)	Lisää tehotasoa (1-5)

Jos et ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Triride-huoltokeskukseen.

16. TAKUU

16.1 Takuuehdot

TRIRIDE S.R.L. takaa kaikille jäykille ja rakenteellisille osille materiaalivirheiden varalta alkuperäiselle rekisteröidylle omistajalle kahden (2) vuoden ajan laitteen vastaanottamisesta.

TRIRIDE S.R.L. antaa akulle ja akkulaturille takuun materiaalivirheiden varalta alkuperäiselle rekisteröidylle omistajalle yhden (1) vuoden ajan laitteen vastaanottamisesta.

Akku on kuluvaa materiaalia.

16.2 Takuuehdot

Kuluvat materiaalit (paitsi akku, jolla on 1 vuoden takuu) eivät kuulu takuun piiriin, paitsi jos ne ovat kuluneet ennenaikaisesti alkuperäisen tehdasvian vuoksi. Näitä osia ovat renkaat, ohjaustanko, jarruvaijerit, moottorin laakerit ja vastaavat osat.

Takuulla ratkaistavissa ongelmissa TRIRIDE S.R.L. suosittelee ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään/jakelijaan, joka myi ja toimitti Tririden.

TRIRIDE S.R.L. ei ole vastuussa, jos Triride ei toimi riittämättömän varastoinnin tai väärän käytön vuoksi.

Jos TRIRIDE S.R.L. katsoo, että jokin osa on asennettu, käytetty tai varastoitu väärin tai Trirideen tai sen osiin on tehty muutoksia, jotka eivät noudata valmistajan määräytyksiä, tai korjaukset on suoritettu itsenäisesti ilmoittamatta asiasta valtuutetulle tekniselle palvelulle tai TRIRIDE S.R.L.:lle, takuu raukeaa.

Takuu ei kata tuki- tai huoltotöihin tarvittavia kuljetus-, toimitus- tai työ kustannuksia, ja TRIRIDE S.R.L. laskuttaa kaikki suhteelliset kustannukset, jos todetaan, että komponentti tai komponentit eivät ole viallisia tai joka tapauksessa eivät ole viallisia tämän takuun ehtojen mukaisesti.

Vain TRIRIDE S.R.L. saa korjata tai vaihtaa viallisen osan. tai valtuutettuun tekniseen huoltoon. Mitä tulee varaosiin, jotka on asennettu alkuperäisen takuun alkamisen jälkeen, TRIRIDE S.R.L. tarjoaa (myöntää) lisätakuukauden itse takuun ehtoista riippuen.

Akkua pidetään kulutusmateriaalina, ja siksi vaihtoyksiköllä on alkuperäisen akun jäljellä olevaa takuuta vastaava takuu yhden (1) vuoden ajan Tririden ensimmäisestä vastaanottamisesta.

Vikojen tai vikojen sattuessa TRIRIDE S.R.L. pidättää oikeuden pyytää, että Triride lähetetään heille kaikkien komponenttien kanssa asiakkaan kustannuksella vaihdon tai korjauksen arvioimiseksi. Takuu ei ole siirrettävissä. Takuu on voimassa vain alkuperäiselle rekisteröityneelle käyttäjälle, joka voi esittää ostotodistuksen.

Lukuun ottamatta sovellettavia lakimääräyksiä, tämä rajoitettu takuu hallitsee täysin käyttäjän ja TRIRIDE S.R.L.:n välistä suhdetta. Tririden käytöstä mahdollisesti johtuvasta vastuusta. Tririden takuuaika on 24 kuukautta tuotteen vastaanottamisesta. Akun takuuaika on 12 kuukautta. Luonnollisesti kuluneet osat eivät kuulu takuun piiriin, paitsi jos kyseessä on liiallinen tehdasvian aiheuttama kuluminen.

Jos takuuaikana havaitaan vika, TRIRIDE S.R.L. voi jatkaa osan korjaamista tai vaihtamista harkintansa mukaan.

Mitään takuuta ei myönnetä vaurioille, jotka ovat aiheutuneet huolimattomuudesta, huolimattomasta käytöstä, häirinnästä tai valtuuttamattomien henkilöiden virheellisestä huollosta.

Triride-sarjanumerolla varustettua kilveä ei saa koskaan poistaa tai peukaloida, muuten takuu mitätöityy.

16.3 Takuun aktivointi

Tämän oppaan liitteenä oleva lomake "Tririden onnistuneen vastaanottamisen ilmoitus" on täytettävä ja lähetettävä TRIRIDE S.R.L.:lle. takuun aktivoimiseksi.

Lomakkeen voi täyttää verkossa osoitteessa www.trirideitalia.com/en/warranty

17. EMC-TAULUKOT

Ohje ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt		
TRIRIDE on suunniteltu toimimaan alla mainitussa sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen käyttäjän on taattava, että sitä käytetään sellaisessa ympäristössä		
Päästö testi	Vaatimustenmukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö
RF CISPR 11 päästöt	Ryhmä 1	TRIRIDE käyttää RF-energiaa vain sisäisiin toimintoihin. Näin ollen RF-päästöt ovat erittäin alhaiset, eivätkä ne siksi todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähellä oleville elektronisille laitteille
CISPR 11 päästöt	LuokkaB	TRIRIDE soveltuu käytettäväksi kaikissa ympäristöissä, mukaan lukien kotiympäristöt ja ne, jotka on liitetty suoraan julkisen verkon
Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2	Ei sovellu	pienjännitevirtalähteeseen, joka syöttää rakennuksia kotikäyttöön.
Jännitteen/välkynnän vaihtelupäästöt IEC 61000-3-3	Ei sovellu	

Ohje ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto			
TRIRIDE on suunniteltu toimimaan alla mainitussa sähkömagneettisessa ympäristössä. TRIRIDEN asiakkaan tai käyttäjän on taattava, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.			
Immuneiteettitesti	IEC 60601 testi taso	Vaatimustenmukaisuus	Taso Sähkömagneettinen ympäristö
Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC 61000-4-2	kosketuksissa +- 6kV	kosketuksissa +- 2;4;6kV	Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamisia laattoja. Jos lattiat on pinnoitettu synteettisillä materiaaleilla, suhteellisen kosteuden on oltava vähintään 30 %.
	ilmassa +- 8kV	ilmassa +- 2;4;6;8kV	
Korkeataajuinen magneettikenttä (50/60Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	30 A/m	Verkkotaajuisten magneettikenttien tulee olla tyypillisen alueen keskitasolla kaupallisessa tai sairaalaympäristössä.

Ohje ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

TRIRIDE on suunniteltu toimimaan alla mainitussa sähkömagneettisessa ympäristössä. TRIRIDEN asiakkaan tai käyttäjän on taattava, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä

Immuniteetti testi	IEC 60601 testi taso	Vaatimusten mukaisuus taso	Sähkömagneettinen ympäristö
			Kannettavia ja kannettavia RF-viestintälaitteita ei tule käyttää lähempänä mitään TRIRIDEN osaa, mukaan lukien kaapelit, kuin suositeltu etäisyys, joka on laskettu lähettimen taajuuteen sovellettavalla yhtälöllä. Suosittelut etäisyys:
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m from 80 MHz to 2,5 GHz	20 V/m	d= 0,17 $\sqrt{P}$ from 80 MHz to 800 MHz
			d =0,35 $\sqrt{P}$ from 800 MHz to 2.5 GHz
			Missä P on lähettimen suurin nimellislähtöteho watteina (W), lähettimen valmistajan mukaan ja D on suositeltu etäisyys metreinä (m). Kiinteiden RF-lähettimien kenttävoimakkuuksien, jotka on määritetty sähkömagneettisen paikannustutkimuksen avulla, tulisi olla pienempiä kuin kunkin taajuusalueen vaatimustenmukaisuustaso. Häiriöitä voi esiintyä lähellä laitteita, jotka on merkitty seuraavalla symbolilla:



HUOMAA 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeampien taajuusalueiden erotusetäisyyttä.

HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden, esineiden ja ihmisten absorptio ja heijastus.

Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (langattomien puhelinten) ja matkapuhelinten tukiasemien, radioamatöörilaitteiden, AM FM-radiolähettimien ja TV-lähettimien kenttävoimakkuuksia ei voida ennustaa teoreettisesti tarkasti. Kiinteiden RF-lähettimien aiheuttaman sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi on harkittava sähkömagneettista paikannustutkimusta. Jos mitattu kentänvoimakkuus paikassa, jossa TRIRIDEä käytetään, ylittää yllä olevan sovellettavan vaatimustenmukaisuustason, TRIRIDEN toimintaa tulee valvoa. Jos havaitaan epänormaalia suorituskykyä, lisämittauksia voidaan tarvita Tririden erilaisen suunnan tai asennon vuoksi.

b Kenttävoimakkuuden taajuusalueella 150 kHz - 80 MHz tulee olla alle 3 V / m

**Suositeltava välimatkat
kannettavat ja mobiiliradiolaitteet ja TRIRIDE**

TRIRIDE on suunniteltu toimimaan sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa RF-säteilyn aiheuttamia häiriöitä hallitaan. Asiakas tai TRIRIDEn käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä varmistamalla, että kannettavien ja kannettavien RF-viestintälaitteiden (lähettimien) ja TRIRIDEn välillä on jäljempänä suositeltu vähimmäisetäisyys suhteessa radioviestintälaitteen maksimilähtötehoon.

Lähettimen suurin nimellislähtöteho (W)	Erotusetäisyys lähettimen taajuudella (m)		
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Lähettimille, jotka on suunniteltu enimmäislähtöteholle, jota ei ole ilmoitettu yllä, suositeltu erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan laskea käyttämällä lähettimen taajuuteen sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen nimellinen maksimilähtöteho watteina (W).) lähettimen valmistajan mukaan.

HUOMAA 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen etäisyyttä.

HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden, esineiden ja ihmisten absorptio ja heijastus.

18. LISÄVARUSTEET

Tririden vakiovarusteita voidaan täydentää useilla vaihtoehtoilla ja monilla lisävarusteilla, jotta Tririden kanssa voi nauttia paremmin uudesta elämästä.



LÖYDÄ KAIKKI LISÄVARUSTEET osoitteesta WWW.TRIRIDEITALIA.COM

Seuraa meitä verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa saadaksesi uutisia ja tapahtumia!

9. LIITTEET - " HYVÄKSYMINEN JA HENKILÖKOHTAINEN TAKUU"

Tämän kirjasen liitteenä ostetun Tribiken kanssa käytettävän näyttöoppaan lisäksi toimitetaan tiedosto, joka sisältää voimassa olevat tiellä noudatettavat määräykset sekä "Vastaanotto- ja hyväksymisilmoitus".

Tämä lomake on täytettävä kokonaisuudessaan ja toimitettava postitse tai sähköpostitse Triride srl:lle takuun aktivoimiseksi.

Lomakkeen voi täyttää verkossa osoitteessa www.trirideitalia.com/en/warranty

Lisätietoja Triride Warranties -palvelusta - garanzia@trirideitalia.it

VAROITUS!

"Laitteen toimitusilmoitus" on luettava ja täytettävä kokonaan ja toimitettava Triride srl:lle sähköpostitse tai postitse, jotta henkilökohtainen takuu aktivoituu. Jos tällaista ei ole, Triride srl varaa oikeuden olla käyttämättä kyseisen lääkinnällisen laitteen takuuta.


AKTIVOI HENKILÖKOHTAINEN TAKUUSSI

Lomakkeen voi täyttää myös verkossa osoitteessa

www.trirideitalia.com/en/warranty



Dealer stamp



© TRIRIDE srl - Via Massimo D'Antona 8, 63812 Montegranaro (FM) - ITALY
Tel: +39 0733 801405 - Tel/Fax: +39 0733 896964
Mob. +39 327 6266267 - Email: info@trirideitalia.it

WWW.TRIRIDEITALIA.COM

