

AltimateMedical

Käyttöohjekirja

EasyStand- ja Zing-tuotteille


EasyStand

Zing

SYMBOLIEN SELITYKSET



HUOMIO/VAROITUS



LÄMPÖTILA



TYYPPIÄ BF SOVELLETTU OSA



VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ



NIPISTYSPISTE



KATSO KÄYTTÖOHJEESTA



ILMAN KOSTEUS



ILMANPAINNE

SN

SARJANUMERO



VALMISTAJA

CE

CONFORMITÈ EUROPÉENNE

Rxonly

VAIN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ

MD

LÄÄKINNÄLLINEN LAITE



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää jätittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Se on kerättävä erikseen ja hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Ota yhteyttä valtuutettuun edustajaan saadaksesi lisätietoja laitteidesi käytöstä poistamisesta.

SERTIFIOINTITARRA/LAITTEEN YKSILÖLLINEN TUNNISTETARRA

Sarjanumero

Nimikkeen numero
Nimikkeen kuvaus

Manufacturer:
Altimate Medical, Inc
262 West First Street
Morton, MN 56270
507-697-6393

CE **MD** 2021

SN 0000000000

000000000000000000000000

Model:
Height Range:
Max. Weight Limit:

Approx. Max. Mass of Unit
& Weight Limit: 0000

Yksilöllinen tunnistus

Ostopäivämäärä _____ Sarjanumero _____

Sisällysluettelo

Johdanto	1
Turvatoimet	2
Tekniset tiedot	3
Säädöt ja käyttö	
Zing kannettava, koko 1	5
Zing, koko 1 ja koko 2	8
Bantam Extra Small (erityisen pieni) ja Small (pieni)	15
Bantam Medium (keskikokoinen)	20
Bantam Supine, ohjaimen käyttö	23
Evolv -tuotelinja	25
Glider -tuotelinja	30
StrapStand	32
Pow'r Up -nostolaite lisävaruste	33
Sovitusopas	
Bantam Extra Small (erityisen pieni) ja Bantam Small (pieni)	39
Bantam Medium (keskikokoinen)	40
Evolv Medium (keskikokoinen), Large (suuri) ja XT (erityisen suuri)	41
Glider Medium (keskikokoinen) ja Large (suuri)	41
StrapStand	42
Zing, koko 1 ja koko 2	42
Huolto	43
Uusintakäyttö	43
Vakavat tilanteet	43
Vianetsintä	44
Rajoitettu takuu	45

Johdanto

Onnittelemme sinua Altimate Medical -seisontalaitteen ostamisen johdosta. Altimate Medical -yhtiö on suunnitellut tarpeitasi vastaavia tuotteita.

Altimate Medical -seisontalaittekuvaus

Altimate Medical -seisontalaitteet on tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät siirtymään itsenäisesti tai hoitajan ja/tai nostolaitteen avulla. Ne ovat hyödyllisiä välineitä kuntoutukseen, kotiin, kouluun ja työpaikalle. EasyStand-seisontakehykset tukevat käyttäjää istuma-asennosta seisonta-asentoon. Zing-seisontakehykset tukevat käyttäjää eri asennoista pystyasentoon. Erilaisia vaihtoehtoja, kuten tuki, manuaalinen tai koneellinen Pow'r Up -nostolaite (tarvittaessa) voidaan lisätä yksilöllisten tarpeiden helpottamiseksi.

Käyttöaiheet

Zing

Zing kannettava, koko 1, soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 16 kg (36 lb) and joiden pituus on enintään 91 cm (36 tuumaa).

Zing, koko 1, soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 32 kg (70 lb) ja joiden pituus on enintään 112 cm (44 tuumaa).

Zing, koko 2, soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 70 kg (154 lb) ja joiden pituus on välillä 102–152 cm (40–60 tuumaa).

EasyStand

Bantam Extra Small soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 23 kg (50 lb) ja joiden pituus on välillä 71–102 cm (28–40 tuumaa).

Bantam Small soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 45 kg (100 lb) ja joiden pituus on välillä 91–137 cm (36–54 tuumaa).

Bantam Medium soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 90 kg (200 lb) ja joiden pituus on välillä 122–168 cm (4'-5'6" jalkaa).

Evolv Medium soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 90 kg (200 lb) ja joiden pituus on välillä 122–168 cm (4'-5'6" jalkaa).

Evolv Large soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 127 kg (280 lb) ja joiden pituus on välillä 152–188 cm (5'-6'2" jalkaa).

Evolv XT soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 159 kg (350 lb) ja joiden pituus on välillä 183–209 cm (6'-6'10" jalkaa).

Glider Medium soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 90 kg (200 lb) ja joiden pituus on välillä 122–168 cm (4'-5'6" jalkaa).

Glider Large soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 127 kg (280 lb) ja joiden pituus on välillä 152–188 cm (5'-6'2" jalkaa).

StrapStand soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 159 kg (350 lb) ja joiden pituus on välillä 152–195 cm (5'-6'5" jalkaa).

Altimate Medical -seisontalaitteita voivat käyttää asiakkaat, joilla on aivohalvaus, nikamakaaren synnynnäinen halkeama, lihasdystrofia, selkäydinvamma, traumaattinen aivovamma tai muita fyysisiä vammoja ja sairauksia.

Käyttötarkoitus

Zing-tuotelinja

Zing-tuotteissa on käsikäyttöinen tai sähkökäyttöinen tasainen pinta (sähkötoiminen vaihtoehto vain Zing, koko 2), jota voidaan säätää kallistus- tai selällä makuu -asennosta pystyasentotoleranssin lisäämiseksi.

Bantam-tuotesarja

EasyStand Bantam -tuotesarjassa on käsikäyttöinen nostin, joka on tarkoitettu auttamaan henkilöitä, joilla on vaikeuksia nousta istuma-asennosta seisomaan. Bantam-tuotelinjalla on myös käsikäyttöinen tai sähkökäyttöinen tasainen pinta (jos yksikössä on tämä varuste), joka voidaan säätää eri asentoihin pystyasentotoleranssin lisäämiseksi.

Evolv-, Glider- ja StrapStand-tuotteet

EasyStand- Evolv-, Glider- ja StrapStand-tuotteet on tarkoitettu auttamaan henkilöitä, joilla on vaikeuksia nousta istuma-asennosta seisomaan.

Oleellinen toiminta ja suorituskyky

Laitteen on toimittava motiivina ja tukirakenteena, jotta loppukäyttäjä pysyy turvallisesti ja varmasti istuima- tai makuuasennossa ja voi siirtyä asentoon, joka voi vaihdella sellä makuu -asennosta seisoma-asentoon; ja hänellä on käytettävissään erilaisia tukipintoja, jotka kohtuullisesti ja ergonomisesti huomioivat tarkoitettujen käyttäjäryhmien ilman ei-toivottua järjestelmän liikkeitä.

Tämä käyttöopas on kiinteä osa pysyvää seisontajärjestelmää, ja kaikkien, jotka käyttävät yksikköä, tulee lukea käyttöopas kokonaan ja perusteellisesti. Tämä varmistaa, että Altimate Medical -seisontalaitteita käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksikkö on tarkastettava vähintään viikoittain sen varmistamiseksi, että se on turvallisessa toimintakunnossa. Käyttäjä voi tehdä tässä käyttöohjeessa luetellut säädöt noudattamalla käyttöohjeita. Kun säädöt on tehty, tarkista tuote varmistaaksesi, että kaikki laitteet ja säädettävät komponentit on kiinnitetty oikein käyttöohjeiden mukaisesti. Kuluneiden osien vaihtaminen, isommat säädöt tai muut tärkeät korjaukset tulee teettää valtuutetulla jälleenmyyjällä tai valtuutetulla huoltoliikkeellä. Turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi ainoastaan Altimate Medical, Inc. -yhtiön hyväksymiä varaosia saa käyttää.

Altimate Medical -seisontalaitteet on tarkoitettu pätevän lääkärin tai työ-/fysioterapeutin määrättäviksi. Älä käytä tuotetta keskustelematta asiasta ensin lääkärisi kanssa ja ennen kuin olet saanut seisontaohjelman ohjeet. Jos et ole yhteydessä pätevään lääkäriin ennen laitteen käyttöä, seurauksena voi olla lääketieteellisiä ongelmia. Altimate Medical -seisontalaitteita on käytettävä pätevän aikuisen hoitajan valvonnan alaisena. Jos ilmenee ongelmia, joita et voi ratkaista lukemalla tätä ohjekirjaa, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai soita Altimate Medical, Inc. -yhtiöön, numero +1-800-342-8968 tai +1-507-697-6393. 

Vasta-aiheet

Seisonta/painonsieto eivät välttämättä ole sopivia seuraavista seikoista johtuen:

Jos käyttäjällä on vakavia lihassupistuksia tai liikerataongelmia

Jos käyttäjällä on vaikea osteoporoosi tai hauras luusto

Jos käyttäjällä on pystyasentoon liittyvä alhainen verenpaine

Jos käyttäjällä on pois paikoiltaan siirtyneitä niveliä

Turvatoimet

- Lue ja ymmärrä kaikki turvaohjeet ja käyttöohjeet ennen käytön aloittamista. Soita Altimate Medicalille numeroon + 1-800-342-8968 tai + 1-507-697-6393, jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja.
 - Altimate Medical -seisontalaitteita ei tule käyttää ilman, että ensin konsultoi pätevää lääkäriä. Jos et ole konsultointiyhteydessä pätevään lääkäriin ennen laitteen käytön aloittamista, seurauksena voi olla vakavia lääketieteellisiä ongelmia. Suosittelemme, että hyväksi todettu seisontaohjelma laaditaan ja että sen suorittamista valvoo pätevä, rekisteröity fysioterapeutti.
 - Altimate Medical -seisontalaitteita tulee käyttää aina pätevän aikuisen hoitajan läsnä ollessa. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa laitteisiin.
 - Altimate Medical -seisontalaitteet on tarkastettava usein sen varmistamiseksi, että kaikki mutterit, pultit ja säädettävät osat on kiristetty kunnolla.
 - Älä tee muutoksia Altimate Medical -seisontalaitteisiin kun käyttäjä seisoo laitteessa. **Poikkeus: Jos selällä makuu -vaihtoehto on tilattu Zing kannettava, koko 1, -tuotteelle, katso sivu 7, Zing, koko 1, Zing, koko 2, katso sivu 14, ja Bantam-tuotelinja katso sivu 23. Asennon muutokset tulee suorittaa tai valvoo pätevän hoitajan tai lääketieteen ammattilaisen toimesta.**
 - Tuotteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä huolla tätä laitetta sen ollessa käytössä.
 - Altimate Medical -seisontalaitteesi on tarkastettava vähintään viikoittain sen varmistamiseksi, että se on turvallisessa toimintakunnossa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä irtonaisiin laitteisiin. Jos yksikkö on varustettu valinnaisella Pow'r Up -vaihtoehdolla, tarkista sähköjohtodot kulumisen varalta ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni. Kuluneiden osien vaihtaminen, isommat säädöt tai muut tärkeät korjaukset tulee teettää valtuutetulla jälleenmyyjällä tai valtuutetulla huoltoliikkeellä. Turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi ainoastaan Altimate Medical, Inc. -yhtiön hyväksymiä varaosia saa käyttää.
 - Jos Altimate Medical -seisontalaitettasi käytetään kotiympäristössä, tarkista yksikkösi ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, ettei yksikössä ole vaurioita tai odottamattomia kulumia, jotka lemmit, tuholaiset tai lapset ovat saattaneet aiheuttaa vahingossa.
 - Älä koskaan asetele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa. Ota yhteys terapeuttiin tai lääkäriin asianmukaisen jalan sijoittelun ja sijoituskulman suhteen.
 - Älä koskaan nosta laitteen jalkoja tai säädä selkänöjää kallelleen eteenpäin seuraavaa varren säätöä käyttämällä. Ainoastaan selällä makuu -vaihtoehtoa (vain Bantam's laitteessa) voidaan käyttää jalkatuen nostamiseen samanaikaisesti selkäosan kallistamisen kanssa.
 - Varmista, että tarvittavat tuki- ja kohdistusvaihtoehdot ovat paikallaan, ennen kuin asetat käyttäjän seisonta-asentoon.
 - Altimate Medical -seisontalaitteiden odotettavissa olevana käyttöikä nä pidetään 5 vuotta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Huomio: Tämä vaihtelee käyttölukumäärän mukaan.
 - Potilas on tuotteen tarkoitettu käyttäjä, kun tuotetta käytetään kotihoitoympäristössä.
 - Jos on tarvetta siirtää EasyStand Bantam huoneesta toiseen, voidaan käyttää mitä tahansa päärakenteen pintaa (joka soveltuu tarkoitukseen), kuten selkänöjää.
 - Jos EasyStand Evolv- tai Glider-seisontakehys on siirrettävä huoneesta toiseen, voidaan käyttää mitä tahansa päärakenteeseen kuuluvaa pintaa (joka soveltuu tarkoitukseen), kuten selkänöjää tai tarjotin-/etupylvästä.
 - EasyStand Bantam, EasyStand Evolv, EasyStand Glider, Zing kannettava, koko 1, ja Zing, koko 2, täyttävät sovellettavat standardin EN 12182:2012 (testistandardi) vaatimukset. Zing, koko1, täyttää standardin EN12182:1999 (testistandardi) soveltuvat vaatimukset koskien lujuutta, kestävyyttä ja kaatumisvakautta.
 - Ota yhteyttä Altimate Medical, Inc. -yhtiöön tarvitessasi tuotteisiin liittyvä klinistä dataa, kirjallisuutta, lujuustietoja ja tietoja kestävyyydestä ja testituloksista.
 - Yksikköä ei suositella siirrettäväksi käyttäjän ollessa seisoma-asennossa.
 - Äärioliikkeet sivusuunnassa tai edestä taakse voivat aiheuttaa laitteen kaatumisen.
 - Laitteistoa suositellaan säilytettäväksi normaalissa huoneenlämmössä ja ilman suhteellisissa kosteudessa.
 - Altimate Medical -seisontalaitte on suunniteltu erityisesti käytettäväksi Altimate Medical -lisävarusteiden kanssa. Ellei toisin mainita, Altimate Medical -yhtiö ei ole testannut muiden valmistajien lisävarusteita ja vaihtoehtoja, eikä niitä suositella käytettäväksi Altimate Medical -tuotteen kanssa.
 - Tuotteeseen ei suositella muutoksien tekemistä, ja jos niitä tehdään, takuu mitätöityy.
 - EasyStand Evolv, Bantam ja Zing, koko 2, valinnaisella Pow'r Up -nostolaitteella, täyttävät standardien IEC 60601-1 ja 60601-1-2 vaatimukset.*
 - Mobiilivaihtoehdon pyöränlukko on tarkoitettu pitämään yksikkö paikallaan siirron yhteydessä tai paikalla seisossa, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi dynaamisena jarruna liikkuvan mobiiliyksikön pysäyttämiseksi.
-  **VAROITUS:** Tätä laitetta käytettäessä muiden laitteistojen lähetyillä on oltava varovainen vastakkaisten häiriöiden välttämiseksi. Tähän tai muuhun laitteeseen voi kohdistua sähkömagneettisia tai muita häiriöitä. Nämä häiriöt tulee minimoida olemalla käyttämättä muita laitteistoja tämän laitteen yhteydessä.*
-  **VAROITUS:** Älä suorita mitään kunnossapitotoimenpidettä yksikön ollessa käytössä.
-  **VAROITUS:** Virtalähteen pääpistoketta käytetään ensisijaisena katkaisuvälineenä latauksen aikana. Varmista, että pääpistokkeeseen on pääsy, kun tämä laitteisto on lataustilassa/käytössä.*
-  **VAROITUS:** Älä kierrä virtalähteen/laturin kaapeleita kaulan ympärille. Takertuneet kaapelit voivat aiheuttaa kuristumisen.*
-  **VAROITUS:** Ota heti yhteyttä Altimate Medical -yhtiöön, jos huomaat muutoksia laitteen toiminnassa.
-  **VAROITUS:** Pidä tämä laite kaukana lämmitetyistä pinnoista tai tulipesästä, lämmittimistä jne.
-  **VAROITUS:** Pidä tämä laite kaukana sumuttimesta tai höyrykattilasta tulevasta kosteudesta.
-  **VAROITUS:** Tämä laite on pidettävä pois lasten (muiden kuin potilaiden), lemmikkieläinten ja tuholaiden ulottuvilta.
-  **Huomio:** EasyStand on valmistettu materiaaleista, jotka eivät edistä palamista normaaleissa olosuhteissa. Potilaan ja hoitavan henkilökunnan turvallisuuden vuoksi älä anna sotkujen tai roskien varastoitua tai kerääntyä laitteistoon tai sen ympärille.
-  **Huomio:** Tämä laitteisto on suunniteltu sopimaan eri käyttäjille ja siksi yksikössä on useita säätöaukkoja ja -koloja. Vältä sormien tai muiden ruumiinosien joutimista näille alueille.
-  **Huomio:** Kuten minkä tahansa verhoillun laitteiston kanssa, tupakointia tuotteen yhteydessä tai sen lähetyillä on vältettävä sekä vältettävä sen altistamista suoralle sytytyslähteelle, kuten lämmittimelle tai tulelle.
-  **Huomio:** Koska tässä laitteessa on useita liikkuvia osia, tutustu yksikköön ja vältä käsiesi tai sormiesi asettamista näiden kohtien lähelle.
-  **Huomio:** Kehota sivullisia pysymään loitolla yksiköstä käytön aikana.

* Vain Pow'r Up -nostolaitteen lisävaruste

Tekniset tiedot

- Jos käyttäjä ei täytä alla olevia vaatimuksia eikä pätevä terapeutti tai lääkäri ole asentanut laitteita oikein, Altimate Medical -yhtiö ei suosittele seisontalaitteidensa käyttöä.

Zing-tuotteen tekniset tiedot:

Zing kannettava, koko 1 - on suunniteltu sopimaan useimmille enintään 91 cm (36 tuumaa) pituisille ja enintään 16 kg (36 lb) painoisille henkilöille.

Zing kannettava, koko 1, ulkomitat (noin):

Mitat: 815 x 980 x 850 mm (32 x 38,5 x 33,5 tuumaa)

Paino: 9 kg (21 lb)

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 25 kg (57 lb)
- Enimmäisleveys on 980 mm (38.5 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1150 mm (45 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa selällä makuu -asennossa on 970 mm (38 tuumaa)

Zing, koko 1 - on suunniteltu sopimaan useimmille enintään 112 cm (44 tuumaa) pituisille ja enintään 32 kg (70 lb) painoisille henkilöille

Zing-koko 1, kokonaismitat (noin):

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 60 kg (134 lb)
- Enimmäisleveys on 560 mm (22 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1330 mm (52 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa selällä makuu -asennossa on 1240 mm (48 tuumaa)

Zing, koko 2 - on suunniteltu sopimaan useimmille enintään 102–152 cm (40–60 tuumaa) pituisille ja enintään 70 kg (154 lb) painoisille henkilöille

Zing-koko 2, kokonaismitat (noin):

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 136 kg (299 lb)
- Enimmäisleveys on 730 mm (28,75 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1803 mm (71 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa selällä makuu -asennossa on 1829 mm (72 tuumaa)

Lisätietoja on verkkosivustollamme osoitteessa zingstanders.com

EasyStand-tuotteen tekniset tiedot:

Bantam (Extra Small) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 71-102 cm (28-40 tuumaa) pituisille ja enintään 23 kg (50 lb) painoisille henkilöille

Bantam (Small) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 91-137 cm (36-54 tuumaa) pituisille ja enintään 45 kg (100 lb) painoisille henkilöille

Bantam Extra Small (erityisen pieni)/Small (pieni) -tuotteiden kokonaismitat (noin):

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 73 kg (160 lb)
- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 95 kg (210 lb)
- Enimmäisleveys on 762 mm (30 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 165 cm (65 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa selällä makuu -asennossa on 162 cm (64 tuumaa)

Bantam Medium (keksikokoinen) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 122-168 cm (4'0"-5'6" jalkaa) pituisille ja enintään 91 kg (200 lb) painoisille henkilöille

Bantam Medium, kokonaismitat (noin):

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 147 kg (325 lb)
- Enimmäisleveys on 39 cm (24 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 99 cm (39 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa selällä makuu -asennossa on 122 cm (48 tuumaa)

Evolv Medium (keskikokoinen) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 122-168 cm (4'0"-5'6" jalkaa) pituisille ja enintään 91 kg (200 lb) painoisille henkilöille

Evolv Medium (keskikokoinen), kokonaismitat (noin):

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 160 kg (353 lb)
- Enimmäisleveys on 810 mm (31 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 193 cm (76 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1450 mm (57 tuumaa)

Evolv Large (suuri) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 152-188 cm (4'0"-5'6" jalkaa) pituisille ja enintään 127 kg (280 lb) painoisille henkilöille

Evolv Large (suuri), kokonaismitat (noin):

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 197 kg (433 lb)
- Enimmäisleveys on 810 mm (31 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 201 cm (79 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1450 mm (57 tuumaa)

Evolv XT (erityisen suuri) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 183-209 cm (6'0"-6'10" jalkaa) pituisille ja enintään 159 kg (350 lb) painoisille henkilöille

Evolv XT (erityisen suuri), kokonaismitat (noin):

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 236 kg (520 lb)
- Enimmäisleveys on 810 mm (31 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 211 cm (83 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1450 mm (57 tuumaa)

Glider Medium (keskikokoinen) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 122–168 cm (4'0"-5'6" jalkaa) pituisille ja enintään 90 kg (200 lb) painoisille henkilöille

Glider Medium (keskikokoinen), kokonaismitat (noin):

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 184 kg (405 lb)
- Enimmäisleveys on 1040 mm (40 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 193 cm (76 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1390 mm (54 tuumaa)

Glider Large (suuri) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 152-188 cm (5'0"-6'2" jalkaa) pituisille ja enintään 127 kg (280 lb) painoisille henkilöille

Glider Large (suuri), kokonaismitat (noin):

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 220 kg (485 lb)
- Enimmäisleveys on 1040 mm (40 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 201 cm (79 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1390 mm (54 tuumaa)

StrapStand - on suunniteltu soveltumaan useimmille 152-195 cm (5'0"-6'5" jalkaa) pituisille ja enintään 159 kg (350 lb) painoisille henkilöille

StrapStand-yksikön kokonaismitat (noin):

- Enimmäismassassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 224 kg (495 lb)
- Enimmäisleveys on 850 mm (33 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1630 mm (64 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1040 mm (40 tuumaa)


Lisätietoja on verkkosivustollamme osoitteessa easystand.com

Tekniset tiedot-(jatk.)


- Jos yksikkö on altistettu alle 5 °C (41 °F): n lämpötilalle, yksikön on saatava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Jos yksikkö on altistettu kuumalle ympäristölle tai suoralle auringonvalolle, varmista, että kaikki osat ovat miellyttäviä ja turvallisia koskettaa, ennen kuin se annetaan potilaan käyttöön. Suunnittele ennakoiden ja anna laitteiston sopeutua käyttöympäristöön 12 tuntia, jos se on ollut varastoituna tai altistettuna äärimmäisille lämpötiloille.

Zing, koko 1, Zing, koko 2, Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja

Käyttöolosuhteet




Säilytys-/kuljetusolosuhteet




Zing kannettava, koko 1

Käyttöolosuhteet




Säilytys-/kuljetusolosuhteet




Bantam Medium (keskikokoinen)

Käyttöolosuhteet



Säilytys-/kuljetusolosuhteet



- Altimate Medical -yhtiön seisontalaitteita voidaan käyttää enintään 3 000 metrin (9,842.52 jalkaa) korkeudella merenpinnasta.
- Tämä laite tuottaa alle 60 dB:n melutason käytön aikana.
- Altimate Medical -yhtiön seisomatuotteen odotettavissa olevaksi käyttöiäksi katsotaan 5 vuotta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Huomio: Tämä vaihtelee käyttölukumäärän mukaan. Tiedetyt osat, kuten akku ja verhoilu, saattavat tarvita useammin vaihtamista yksilöllisestä käytöstä riippuen.
- Jos joudut kuljettamaan Altimate Medical -yhtiön seisomatuotetta ajoneuvossa, kiinnitä laite siten, että se ei pääse liikkumaan. Tarkista kuljetuksen jälkeen Altimate Medical -yhtiön seisomatuotteen kunto varmistaaksesi, että laitteisto on edelleen kiristetty kunnolla ja kaikki lisävarusteet ovat kiinnitettyinä.
- Seisontalaitteistot on tarkoitettu sisäkäyttöön ja vain tasaisilla alustoilla. Pidä laitteen pyörät lukittuina käytön aikana.
- Laitteistoa suositellaan säilytettäväksi normaalissa huoneenlämmössä ja ilman suhteellisessa kosteudessa.
- Käyttäjän huollettavia osia ei ole sähköisessä toimitusjärjestelmässä tai sen osissa. Akunvaihto ja ohjeet ovat tarkoitettu ohjeeksi vain pätevälle teknikolle tai huoltohenkilöstölle. Luvaton huolto tai puutteellisesti koulutetun henkilöstön suorittama vaihto voi johtaa vaaraan.
- Bioyhteensopivuus ja allergeeniläusunto:** Altimate Medical -tuotteiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien on määritelty olevan mahdollisimman neutraaleja ja ei-allergeenisia, ja erityisesti painotetaan niiden lääketieteellistä hyötyä laajalle käyttäjäkunnalle. Käyttäjät, joiden tiedetään olevan herkkiä tietyille materiaaleille, voivat pyytää tarkempia tietoja koskien erityisiä komponentteja. Yleensä materiaalit, jotka voivat joutua kosketukseen käyttäjän kanssa, ovat polyuretaanilla päällystettyjä kankaita; neulottuja polyesterikankaita; ABS-, polypropyleeni- ja nailonmuovia; ja polyesteripohjaista kuivalevitettyä maalia. Tuotteissamme ei ole lateksia ja RoHS-ohjeessa mainittuja vaarallisia aineita.
- Käsiohjain, verhoillut osat ja tarjotin, jos ne ovat varusteina mukana, ovat kaikki tyypin BF sovellettuja osia.

Varoitus: Älä käytä laitetta olosuhteissa, jotka poikkeavat teknisissä tiedoissa mainituista ympäristöolosuhteista. Laitteen käyttö määriteltyjen ympäristöolosuhteiden vastaisissa olosuhteissa johtaa vaaraan.

Luokittelu

- Suojaustyyppi sähköiskujen osalta: Luokan II ME -laitteisto ladattaessa ja sisäisellä voimanlähteellä.
- Suojausluokka sähköiskujen osalta (käytettyjen osien tyyppi): Tyyppiä BF olevat sovelletut osat
- Suojausluokka veden tai hiukkasten tunkeutumisen osalta: IP21.
- Käyttötapa: Käyttökäyttö 5 % enimm., 1 minuutti ON (PÄÄLLÄ) / 19 minuuttia OFF (POIS PÄÄLTÄ).
- Sterilointi- tai desinfiointimenetelmä(t): Ei tarkoitettu steriloitavaksi tai desinfioitavaksi.

IP21

- Laitteiston suojaus taso vaarallisten osien osalta koosormea (halkaisijaltaan 12 mm x 80 mm pituus) käytettäessä ja suojaus taso kiinteiden esineiden tunkeutumista vastaan (esineet halkaisijaltaan $\geq 12,5$ mm).

Akun tiedot (vain Pow'r Up -nostolaite lisävarusteena)

Bantam Medium (keskikokoinen)

Valmistaja: TiMotion

Model TBB6

Suljettu lyijyhappogeeli

24 VDC x 5 Ah

Alkuvirta (latauksen otto): <1,25 A

Zing, koko 2, Bantam Extra Small/Small (erityisen pieni/pieni), Evolv Medium/Large/XT (keskikokoinen/suuri/erityisen suuri), ja Glider Medium/Large (keskikokoinen/suuri)

Valmistaja: Linak

Malli: CB8A

Suljettu lyijyhappogeeli

24 VDC x 2,9 A

Alkuvirta (latauksen otto): Ei dataa



Zing kannettava, koko 1-*Lue kaikki ohjeet huolella ennen säätöjen tekemistä.*

⚠ **HUOMIO:** Tarjottimien kuormitus ei saa ylittää 4,5 kg (10 lb). Ole varovainen, kun sijoitat minkä tahansa esineen tarjottimelle.

Avaaminen


Levitä laitteen kolme jalkaa ja aseta ne kuvan esittämällä tavalla. Lukitse keskimekanismi työntämällä sitä alaspäin lukitaksesi napsautustapin paikalleen. Valkoinen lukkosymboli näkyy, kun yksikkö on lukittu.

⚠ **Huomio:** Varo nipistyskohtaa kahvan ja takasäären välillä.



Vaihdettaessa asento selällään makuusta vatsallaan makuuksi


Löysää nuppia ja paina putken jousipainiketta poistaaksesi selällään makuu -asennon tarjotinasetelman. Käyttääksesi vatsallaan makuu -tarjotinta paina jousipainiketta, aseta vatsallaan makuu -tarjotinasetelma haluamaasi kohtaan ja kiristä nuppi kunnolla.



Selällään makuu -asento

Vatsallaan makuu -asento


Löysää nuppeja jalkaterälevyn pohjassa. Kierrä 180 astetta kuvan mukaisesti. Kiristä nuppi huolella. Toista nämä vaiheet toisella jalkaterälevyllä.



Tarjottimet - selällä makuu -asento

Korkeus

Säädä selällä makuu -tarjottimen korkeutta löysäämällä yksikön takana olevaa nuppia ja asettamalla haluttu asento. Kiristä nuppi huolella.



Syvyys

Säädä selällä makuu -tarjottimen syvyys, löysää pöydän alla olevaa nuppia, aseta haluttuun asentoon. Kiristä nuppi huolella.



Swing-Away (sivulle käännettävyyys) -ominaisuus


Halutessasi kääntää tarjottimen sivuille, löysää nuppia vain yhdeltä puolelta, kunnes voit kääntää tarjottimen. Käännä tarjotin pois tieltä siirron mahdollistamiseksi.

**Tarjottimen mahallaan makuu -asento****Korkeus**

Säätääksesi selällä makuu -tarjottimen korkeutta, löysää yksikön takana olevaa nuppia ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä nuppi huolella.

**Polvipehmusteet****Korkeus**


Säätääksesi monisäädettävän polvipehmusteen korkeutta, löysää nuppia. Säädä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.



Jalkaterälevyt ⚠ **Huomio:** Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun lapsi on seisonta-asennossa.

Korkeus

Säätääksesi jalkaterälevyn korkeutta, löysää nuppia ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä nuppi huolella.

**Kulma**

Säätääksesi selällä makuu -tarjottimen kulmaa, löysää yksikön sivulla olevaa nuppia ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä nuppi huolella.

**Syvyys/Kulma**

Säätääksesi monisäädettävän polvipehmusteen syvyyttä, löysää nuppia. Säädä haluttuun asentoon. Kiristä huolella. Säätääksesi monisäädettävän polvipehmusteen sijaintia, löysää nuppia ja liikuta tai kierrä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

**Toe-in/Toe-out (Varvas sisäänpäin/Varvas ulospäin) -ominaisuus**

Kun haluat säätää Toe-in (Varvas sisäänpäin)/Toe-out (Varvas ulospäin)/Erilleen vetäminen -ominaisuutta, löysää jalkaterälevyjen alapuolella olevia nuppeja ja liu'uta jalkaterälevyt haluamaasi asentoon. Kiristä nupit huolella.




⚠ Varoitus: ÄLÄ KOSKAAN siirrä tai kannalta seilontayksikköä lapsen ollessa siinä.

Niskatuki


Korkeus

Säätääksesi niskatuen korkeutta, löysää nuppia ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä nuppi huolella.



Syvyys

Säätääksesi niskatuen syvyyttä, löysää nuppia ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä nuppi huolella.




Verhoilu ja verhoiluhihnat

Verhoilu on valmistettu sisältäen tarranauhaa yhteensopivasta neopreenimateriaalista. Koulun kiinnitysosa tarttuu mihin tahansa verhoilupinnan kohtaan. Ole varovainen sovittaessasi potilasta, jotta verhoiluhihnat tulevat kiinnitettyä tukevasti ja että ne eivät aiheuta potilaalle ei-toivottuja rajoituksia, tai hänen tukehtumista tai kuristumista. Niitä potilaita, jotka saattavat olla yliherkkiä tai alttiita allergiselle kosketusihottumalle, on seurattava tarkoin, kunnes tiedetään, onko allerginen reaktio mahdollinen. Zing kannettava -seisontalaitteessa ei ole käytetty lainkaan luonnon lateksia. Käytetyt verhoilumateriaalit ovat polyesteri, nailon, neopreeni ja polyuretaani.



Erilleen vetäminen

Säätääksesi laitteen jalkojen erillään-asentoa, löysää lonkanpehmusteen takana olevaa nuppia.




Vedä laitteen kumpikin jalka erilleen haluttuun asentoon, enintään 15 astetta per jalka. Kiristä huolella.



Selällä makuu -asento

Samalla kun tuet laitetta yhdellä kädellä, säädä haluttu selällä makuu -asento painamalla takakahvan vipua ja kallistamalla. Tämä voidaan tehdä käyttäjän ollessa yksikössä.



Makuuasento

Samalla kun tuet laitetta yhdellä kädellä, säädä haluttu makuuasento painamalla takakahvan vipua ja kallistamalla. Tämä voidaan tehdä käyttäjän ollessa yksikössä.



Taittaminen

Paina napsahduspainiketta. Työnnä lukitusmekanismia varoen ylöspäin taittaaksesi laitteen jalat sisään.

⚠ Huomio: Varo etteivät sormesi joudu nipistykseen.



Säätö ja käyttö-Zing, koko 1 ja koko 2


Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

Tarjottimet


Black Molded/Swing-Away (musta, valettu / sivulle käännettävä) -tarjottimen korkeus

Säätääksesi tarjottimen korkeutta, löysää yksikön takana olevaa nuppia ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

Zing 1



Zing 2




Black Molded -tarjottimen syvyys

Tarjottimen säätämiseksi löysää nuppia, kunnes tunnet vastusta, ja käännä sitten nupin keskellä oleva harmaa vipu kokonaan auki.


⚠ **ÄLÄ** kierrä nuppia vastapäivään. Jos pakotat nuppia ohi sen pysäytyspisteen, vahingoitat mekanismia.

Voit nyt poistaa tarjottimen kokonaan tai säätää sen haluttuun asentoon käyttämällä napsautuksen vastepisteitä ohjeena.

Zing 1




Zing 2




Swing-Away (sivulle käännettävä) -tarjottimen syvyys

Löysää tarjottimen alapuolelle olevaa nuppia, vedä tai työnnä haluamaasi asentoon. Kiristä huolella.

Zing 1




Zing 2




Swing-Away (sivulle käännettävä) -tarjottimen kulma
Tarjottimen kulman säätämiseksi löysää räikkäkahvoja tarjottimen molemmin puolin ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

Zing 1



Zing 2




Swing-Away (sivulle käännettävä) -tarjotin

Löysää nuppia vain yhdeltä puolelta, kunnes voit kääntää tarjottimen sivulle. Käännä tarjotin pois tieltä siirron ajaksi.

Zing 1




Zing 1



Zing 2



Zing 2



Lonkkatuet

Lonkkatuen leveyttä voit säätää löysäämällä lonkkapehmusteen takana olevia nuppeja. Lonkkatukien mukana tulee sekä peukalonupit että kiinnitysruuvit eteen/taakse sijoittamista varten. Säädä haluttuun asentoon ja kiristä huolella.

Zing 1



Zing 2



Jos haluat säätää lonkkatukia eteen- tai taaksepäin, löysää peukalonuppeja, säädä haluttuun asentoon ja kiristä huolella.

Zing 1 ja Zing 2





Sivuttaistuet

Sivutuen leveyttä voidaan säätää löysäämällä yksikön takana olevia nuppeja. Muista aina kiristää nupit huolella. Syvyyttä voit säätää löysäämällä kahta pulttia, kun olet saavuttanut halutun asennon. Kiristä huolella.

Zing 1-TT

Zing 1-MPS, SUPINE (SELÄLLÄ MAKUUI), VERTICAL (PYSTY) JA PRONE (MAHALLA MAKUUI)

Zing 2





Säätääksesi sivutuen korkeutta, löysää nuppia ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

Zing 1-TT

Zing 1-MPS, SUPINE (SELÄLLÄ MAKUUI), VERTICAL (PYSTY) JA PRONE (MAHALLA MAKUUI)


Zing 2



Sivutuet - (jatk.)


Sivutukiin on tehty useita kiinnitysreikiä pehmusteen taakse, ja niitä käyttäen voidaan valita lisää asentoja pysty- ja vaakasuunnassa. Pehmusteet voidaan myös pultata korkeaan, matalaan tai neutraaliin asentoon suuremman pehmustealueen muodostamiseksi.

Zing 1



Monisäädettävät polvipohjusteet

Säätääksesi monisäädettävien polvipohjusteiden korkeutta, löysää räikkäkahva. Säädä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.



Säätääksesi monisäädettävien polvipohjusteiden sijainti, löysää nuppia ja kierrä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.



Erikseen säädettävät pohjepohjusteet

Säätääksesi erikseen säädettävän pohjepohjusteen syvyyttä, löysää nuppia. Säädä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

Zing 1


Zing 2



Zing 2



Säätääksesi monisäädettävien polvipohjusteiden syvyyttä, löysää nuppia. Säädä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.



Pohjepohjuste polvihihnalla

Säätääksesi pohjepohjustetta, jossa on mukana polvihihna, löysää nuppeja kullakin puolella. Valitse eteen/taakse ja ylös/alas, kunnes saavutat halutun asennon. Kiristä huolella.



Poista pultit ja aseta halutulla tavalla säätääksesi pohjepohjusteen korkeutta. Kiristä huolella.

Zing 1

Zing 2



Ylävartalon tukipehmuste


Säätääksesi ylävartalon pehmusteen korkeutta, löysää nuppia, paina jousipainiketta ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

Zing 1



Niskatuki

Säätääksesi niskatuen syvyyttä, löysää niskatuen takaosassa olevaa nuppia ja liu'uta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.




Säätääksesi niskatuen korkeutta, löysää takana olevaa nuppia ja siirrä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.



Kasvojen aukko


Löysää tukikannattimen nuppia säätääksesi kasvojen aukon korkeutta. Säädä haluttuun asentoon ja kiristä huolella.



Zing 2



Säätääksesi niskatuen kulmaa, löysää räikkäkahvaa ja aseta niskatuki haluamaasi asentoon. Kiristä huolella.



Säädä kasvojen aukon pehmusteiden kulmaa tai leveyttä löysäämällä nuppeja ja asettamalla pehmusteet haluamaasi asentoon. Kiristä nupit huolella.




⚠ **Huomio:** Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.

⚠ **Huomio:** Älä aseta sormiasi säätöaukkoon.


Alustan jalkaterälevyt

Korkeus - Alustan jalkaterälevyt ovat säädettävissä vain korkeussuunnassa. Löysää nuppia, aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.




Monisäädettävät jalkaterälevyt

Korkeus - Löysää räikkäkahvoja, jotka yhdistävät jalkaterän kannattimen pystysuoriin jalkaputkiin jalkaterälevyn korkeuden säätämiseksi.




Erilleen vetäminen - Löysää nuppeja liu'uttaaksesi jalkaterälevyt yhteen. Kiristä nupit huolella.




Toe-in/Toe-out- (Varvas sisään/Varvas ulospäin)

Löysää nuppeja jalkaterälevyjen alla, työnnä jalkaterälevyt paikoilleen. Kiristä nupit huolella.




A-Hihnat (jos sisältyvät tilaukseen) - Aseta hihnat haluttuihin aukkoihin.


B-Jalkoterien pidikkeet - Aseta pidikkeet haluttuun asentoon. Työnnä pulitti sisään ja kiristä nuppi huolella.




Jalkapohja/selkä - Löysää räikkäkahvoja kallistaaksesi jalkaterälevyjä. Kiristä huolella.



Eteen-/taaksepäin - Löysää nuppeja jalkaterälevyjen alla, työnnä jalkaterälevyt paikoilleen. Kiristä nupit huolella.



Erilleen vetäminen - Löysää räikkäkahvoja levittääksesi jalkaterälevyt erilleen, kiristä huolella. Löysää nuppeja jalkaterälevyjen alla ja työnnä jalkaterälevyt erilleen. Kiristä nupit huolella.




Jalkojen erilleen vetäminen

Löysää lonkkapehmusteen takana olevaa nuppia.



Vedä laitteen kumpikin jalka erilleen haluttuun asentoon, enintään 30 astetta per laitteen jalka. Kiristä huolella.



Suuntautuva lukituspyörä

Lukitse oikea takapyörä, jotta yksikkö voi ohjautua suoraan. Suuntautuvan pyörän lukitseminen lukitsee pyörän suunta-asennon. Tämä ei estä pyörän pyörimistä.



Kaasuajon lukitus

Vedä lukitusnappi ulos ja kierrä sitä lukituksen avaamiseksi. Voit nyt sijoittaa yksikkösi käyttämällä poljinta tai käsivipua.



Kierrä, kunnes nappi on pystysuorassa ja lukittuu paikalleen. Kaasuajosi on nyt lukittu estämään tahaton liike.



Kaksoisohjaus

Purista kädensijaa asettaaksesi yksikön haluttuun asentoon.



Aseta yksikkö haluttuun asentoon polkimella.



Selällä makuu -asento (vain MPS-tuotteessa)
Käännä lonkkapehmusteen takana oleva vipu asentoon "supine to stand" (selällä makuu -asennosta seisonta-asentoon).

Zing 1



Zing 2



**Prone (mahalla makuu -asento)
(vain MPS-tuote)**

Käännä pehmusteen takana oleva vipu asentoon "prone" (mahalla makuu -asento).

Zing 1



Zing 2



Säädä haluttuun selällä makuu -asentoon painamalla jalkapoljinta tai käyttämällä käsikäyttöistä ohjainta Pow'r Up -lisävarusteena (vain Zing 2) ja kallistamalla. Tämä voidaan tehdä käyttäjän ollessa yksikössä.



Säädä haluttuun mahalla makuu -asentoon painamalla jalkapoljinta tai käyttämällä käsikäyttöistä ohjainta Pow'r Up -lisävarusteena (vain Zing 2) ja kallistamalla. Tämä voidaan tehdä käyttäjän ollessa yksikössä.



Säätö ja käyttö-Bantam Extra Small (erityisen pieni) ja Bantam Small (pieni)*

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista. *Jos on tilattu supine (selällä makuu) -lisävaruste, tutustu sivulla 23 olevan käyttöohjeeseen.

⚠ **Huomio:** Älä säädä istuimen syvyyttä käyttäjän ollessa yksikössä.

⚠ **Huomio:** Varmista, että istuinputken ja seurantavarren värit vastaavat toisiaan.

Istuimen syvyys/Selkäosan kulma/Selkäosan korkeus

Poista Shadow-tarjotin ja aseta istuin lievään kulmaan.

Löysää istuinputken ja seurantavarren nuppeja. Älä kierrä nuppeja kokonaan ulos istuinta säätäessä.

Bantam Extra Small -laitteen selkäosan säädöt sijaitsevat lukitusnupin yläpuolella. Selkäosan kulman säädöt ulottuvat vihreästä (suurin) siniseen (pienin).

Bantam Small (pieni) -laitteen selkäosan kulman säädöt sijaitsevat lukitusnupin alapuolella. Selkäosan kulman säädöt ulottuvat sinisestä (pienin) vihreään (suurin).



Säätö lyhyemmälle asetukselle: Säädä seurantavarsi (selkäosan kulma) ensin painamalla jousipainiketta ja siirtymällä korkeintaan kaksi reikää kerrallaan. Säädä sitten istuinputkea (istuimen syvyyttä) yksi reikä kerrallaan. Jatka tätä järjestystä, kunnes saavutat haluamasi asetuksen ja värit istuinputkessa ja seurantavarressa vastaavat toisiaan.

Säätö pidemmälle asetukselle: Säädä istuinputkea (istuimen syvyyttä) ensin painamalla jousipainiketta ja siirtymällä vain yksi reikä kerrallaan. Säädä sitten seurantavartta (selkäosan kulmaa) korkeintaan kaksi reikää kerrallaan. Jatka tätä järjestystä, kunnes saavutat haluamasi asetuksen ja värit istuinputkessa ja seurantavarressa vastaavat toisiaan.



Huomio: Säädön helpottamiseksi sinun on ehkä noustava hieman istuimen syvyyden säätämisen yhteydessä.

Kiristä istuimen syvyysnupit ja seurantavarren nupit kunnolla, kun olet saavuttanut halutun sijainnin.

Kaasusylinteri

Aseta jalka polkimen päälle ja nosta istuimen takana olevaa apukahvaa, jotta yksikkö kohoaa seisonta-asentoon. Tämä voi olla tarpeen myös silloin, kun käyttäjää ollaan laskemassa istuma-asentoon.



Lonkkatuett

Valinnaiset lonkkatuett voidaan poistaa siirtämistä varten. Lonkkatuettu leveyttä voidaan säätää löysäämällä istuimen alla olevia nuppeja. Muista aina kiristää nupit huolella.




Lonkkatuissa on useita kiinnitysreikiä pehmusteen takana, mikä mahdollistaa lisäasennot pysty- ja vaakasuunnassa. Pehmusteet voidaan kiinnittää pulleilla myös suoraan, 90°, 180° tai 270° asentoon.



Sivuttaistuet

Valinnaiset sivutuett voidaan poistaa siirtämistä varten. Sivutuettu leveyttä voidaan säätää löysäämällä yksikön takana olevia nuppeja. Muista aina kiristää nupit huolella.



Sivutuett on varustettu useilla kiinnitysrei'illä pehmusteen takana, mitkä mahdollistavat lisäasennot pysty- ja vaakasuunnassa. Pehmusteet voidaan kiinnittää myös suoraan, 90°, 180° tai 270° asentoon.




Tarkista sopivuus ja häiriöt saattamalla yksikkö enimmäisseisonta-asentoon ja sitten takaisin istuma-asentoon (ilman käyttäjää), sillä pehmusteet eivät välttämättä toimi täydellisesti kaikissa asennoissa.

Shadow Tray-Black Molded (musta tarjotin) ja Clear (kirkas tarjotin) tarjottimien syvyys

Säädä valinnaisen tarjottimen syvyyttä asettamalla tarjotinputket niiden vastakkeisiin ja asettamalla reiät halutun syvyyden mukaan, ja asettamalla tapit paikoilleen.



Tarjottimen korkeuden säätämiseksi löysää molemmat yksikön sivulla olevat räikkäkahvat ja nosta tarjotin käyttäjän haluamalle korkeudelle, ja kiristä huolella.



⚠ Huomio: Nämä säädöt voidaan tehdä vain silloin, kun yksikkö on istuma-asennossa.


⚠ Huomio: Tue tarjotinta aina kun löysää räikkäkahvoja tarjottimen säätämisen yhteydessä.

⚠ Huomio: Kun olet asettanut tarjottimen paikalleen, varmista, että tarjottimen sivulla olevat räikkäkahvat on kiristetty kunnolla.


Tarjottimen kulman säätämiseksi, löysää molemmat tarjottimen sivulla olevat räikkäkahvat ja aseta tarjotin käyttäjän haluamaan kulmaan, ja kiristä huolella.



Swing-Away (sivulle käännettävä) Shadow -tarjotin Black Molded (musta valettu)/monisäättöisen tarjottimen korkeus
Säätääksesi tarjottimen korkeutta, löysää yksikön sivulla olevia nuppeja ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.




Monisäättöisen tarjottimen syvyys
Löysää tarjottimen alapuolelle olevaa nuppia, vedä tai työnnä haluamaasi asentoon. Kiristä huolella.



Monisäättöisen tarjottimen kulma
Tarjottimen kulman säätämiseksi löysää räikkäkahvoja tarjottimen molemmin puolin ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.



Monisäättöinen tarjotin Swing-Away (sivulle käännettävä)
Löysää nuppia vain yhdeltä puolelta, kunnes voit kääntää tarjottimen pois. Tarjotin kääntyy vasemmalle ja oikealle.



Monisäättöinen tarjotin Swing-Away (sivulle käännettävä)
Käännä tarjotin pois tieltä siirron ajaksi.
Huomio: Irrota tarjotin avaamalla tarjottimen molemmin puolin olevat nupit.




⚠ **Huomio:** Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.


⚠ **Huomio:** Älä aseta sormiasi säätöaukkoon.

Vakiomalliset jalkaterälevyt


Korkeus - Vakiomallisia jalkaterälevyjä voi säätää vain korkeussuunnassa. Löysää puristinta, joka yhdistää jalkakannattimen istuimen pylvääseen, säätääksesi jalkaterälevyn korkeutta.



Erilleen vetäminen- Löysää nuppeja liu'uttaaksesi jalkaterälevyt yhteen. Kiristä nupit huolella.




Toe-in/Toe-out- (Varvas sisään/Varvas ulospäin) Löysää nuppeja jalkaterälevyjen alla, työnnä jalkaterälevyt paikoilleen. Kiristä nupit huolella.



Vakiomalliset polvipihkusteet


Tavallisissa polvipihkusteissa on vain syvyyden, korkeuden ja pihkusteen pyörimisen säätö. Säätääksesi polvipihkusteita, löysää nuppeja ja siirrä pihkusteet paikoilleen. Kiristä nupit huolella, kun haluttu asento on saavutettu.




⚠ **Huomio:** Suorita polvipihkusteen säätö vain käyttäjän ollessa istuma-asennossa.

Monisäädettävät jalkaterälevyt


Jalkapohja/selkä- Löysää räikkäkahvoja kallistaaksesi jalkaterälevyjä. Kiristä huolella.



Eteen-/taaksepäin- Löysää nuppeja jalkaterälevyjen alla, työnnä jalkaterälevyt paikoilleen. Kiristä nupit huolella.




Erilleen vetäminen- Löysää räikkäkahvoja levittääksesi jalkaterälevyt erilleen, kiristä huolella. Löysää nuppeja jalkaterälevyjen alla ja liu'uta jalkaterälevyt erilleen. Kiristä nupit huolella.




Swing-Away (sivulle käännettävät) -polvipihkusteet

Swing-Away -polvipihkusteet kääntyvät pois tieltä, kun painat punaista painiketta, ja niissä on myös leveyden ja korkeuden säätö. Kiristä nupit huolella, kun haluttu asento on saavutettu.




Mobiilivaihtoehto

Lukitse tai avaa vetopyörät kääntämällä vetopyörän lukkoa neljänneskierros. Käytä työntövanteen säätöä työntääksesi vanteet eteen- tai taaksepäin siirtämistä tai itsekäyttöä varten. Kiristä lukitaksesi paikoilleen.




Niskatuki

Säätääksesi niskatuen syvyyttä, löysää niskatuen takaosassa olevaa nuppia ja liu'uta niskatuki haluttuun asentoon. Kiristä huolella.



Säätääksesi niskatuen kulmaa, löysää räikkäkahvaa ja aseta niskatuki haluamaasi asentoon. Kiristä huolella.



Säätääksesi niskatuen korkeutta, löysää takana olevaa nuppia ja siirrä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.



Bantam Medium (keskikokoinen)*

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista. *Jos on tilattu Supine (selällä makuu) -lisävaruste, tutustu sivulla 23 olevaan käyttöohjeeseen.

⚠ **Huomio:** Älä säädä istuimen syvyyttä käyttäjän ollessa yksikössä.

⚠ **Huomio:** Varmista, että istuinputken ja seurantavarren värit vastaavat toisiaan.

Istuimen syvyys

1. Varmista ennen istuimen syvyyden säätämistä, että ohjain on "Sit-to-Stand" (istuma-asennosta seisomaan) -asennossa. Istuin on laskettava istuma-asentoon helpottamaan säätöä.

2. Löysää istuimen alla olevan istuinputken rungon ulommalla oikealla puolella olevaa nuppia. Yksi täysi kierto riittää.

3. Tue toisella kädellä selkäosaa (jos sisältyy varusteisiin) ja paina jousipainiketta istuinputken ulkovasemmalla puolella istuimen alla. Käytä selkäosaa vipuna ja siirrä istuimen syvyys haluttuun asetukseen väri huomioiden. Jos istuimen syvyys ei liiku vapaasti, tarkista istuimen verhoilu istuimen etuosassa varmistaaksesi, että se voi liukua vapaasti teleskooppisen istuimen pinnan kanssa. Sinun on ehkä vapautettava se tarranauhasta. Tarranauhaa käytetään kiinnittämään se laitteen etuosaan.

Kiristä nappi nyt uudelleen. Jos yksikköä ei ole varustettu selkäosalla, säätö on valmis. Muussa tapauksessa, jatka säädön suorittamista.

4. Löysää seurantavarren nuppia.

5. Tue toisella kädellä selkäosan kokoonpano ja pyöräytä nupin keskellä oleva harmaa mäntävipu kokonaan auki-asentoon. Jatka sitten nupin löysäämistä, kunnes tunnet vastusta. ÄLÄ kierrä nuppia vastapäivään. Jos pakotat nuppia ohi sen pysäytyspisteen, vahingoitat mekanismia.

⚠ **Huomio:** Tue toisella kädellä selkäosan kokoonpanoa ja pyöräytä harmaata mäntävipua, jolloin selkäosa pääsee liikkumaan vapaasti.

6. Käytä selkäosaa vipuna ja säädä seurantavartta siten, että istuinsyvyuden tarran väri vastaa osoitinikkunan ikkunassa olevaa seurantavarren väriä (osoitinikkuna on esitetty kuvassa).

Vapauta harmaa männänvipu, jotta lukitusmännät kytkeytyvät uudelleen puristinnuppeihin. Saatat joutua kiristämään nuppia osittain ja siirtämään selkäosan kokoonpanoa hieman, jotta lukitustappi voi lukittua "kotiasentoon". Sulje harmaa mäntävipu kokonaan ja kiristä nupit kunnolla.

7. Kun olet saavuttanut halutun istuimen syvyyden, kierrä selkäosan säätönuppia siten, että istuimen/selkänojan kulma on sopiva.



Lonkkatuet

Lonkkatuet ovat valinnaisia ja ne voidaan poistaa siirtämistä varten. Lonkkatuen leveyttä voit säätää löysäämällä istuimen alapuolella olevia nuppeja. Muista aina kiristää nupit huolella.



Sivutuet on varustettu useilla kiinnitysrei'illä pehmusteen takana, mitkä mahdollistavat lisäasettoja pysty- ja vaakasuunnassa. Pehmusteet voidaan kiinnittää myös suoraan, 90°, 180° tai 270° asentoon.

Lonkkatuissa on useita kiinnitysreikiä pehmusteen takana, ja ne mahdollistavat lisäasetnot pysty- ja vaakasuunnassa. Pehmusteet voidaan kiinnittää myös suoraan, 90°, 180° tai 270° asentoon.



Sivuttaistuet

Valinnaiset sivutuet voidaan poistaa siirtämistä varten. Sivutuen leveyttä voidaan säätää löysäämällä yksikön takana olevia nuppeja. Muista aina kiristää nupit huolella.



Selkäosavaihtoehto

Voit säätää takakulmaa säätämällä nupin haluttuun asentoon.




Tarkista sopivuus ja häiriöt saattamalla yksikkö täysin seisona-asentoon ja sitten takaisin istuma-asentoon (ilman käyttäjää). Erialaisten säätöjen vuoksi, joita voidaan tehdä, pehmusteet eivät välttämättä toimi oikein kaikissa asetuksissa tai kokoonpanoissa.



Polvipohjuste

Säätääksesi polvipohjusteita, löysää nuppeja ja siirrä pehmusteet paikoilleen. Kiristä huolella, kun haluttu asento on saavutettu. Tavallisissa polvisuojissa on vain syvyyden, korkeuden ja pehmusteen pyörimisen säätö. Swing-Away (sivulle käännettävät) -polvipohjusteet kääntyvät pois tieltä, kun painat punaista painiketta, ja niissä on myös leveyden ja korkeuden säätö.

Huomio: Suorita polvipohjusteiden säätö vain käyttäjän ollessa istuma-asennossa.



Jalkaterälevyt

Säädä jalkaterälevy löysäämällä jalkaterälevyn punaista räikkäkahvaa, ylös tai alas ja haluttuun kulmaan, kiristä kunolla. Jalkaterälevyt voidaan kääntää toisin päin, jotta niiden käytettävyyttä kasvaisi.



Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisona-asennossa.

Niskatuki

Säätääksesi niskatuen korkeutta, löysää selkäosavaihtoehtojen takana olevaa nuppia ja siirrä haluttuun asentoon, ja kiristä huolella.



Säätääksesi niskatuen syvyyttä, löysää niskatuen takaosassa olevaa nuppia ja liu'uta niskatuki haluttuun asentoon, ja kiristä huolella.

Säätääksesi niskatuen kulmaa, löysää räikkäkahvaa ja aseta niskatuki haluamaasi asentoon. Kiristä huolella.

Huomio: Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos tarjotinta säädetään siten, että potilas istuu yksikössä, sen varmistamiseksi, että potilasta tukee rintaliivi, rintahihna tai vastaava tukilaite. Pelkästään sivusuuntaisiin ohjaimiin, jopa malleissa, jotka kaareutuvat edestä sisäänpäin, ei pidä luottaa etutuen osalta.

Huomio: Älä koskaan säädä tai poista tarjotinta, kun potilas seisoo tai on osittain seisona-asennossa laitteessa.

Shadow Tray -tarjottimen säätäminen

Tarjottimen syvyyden säätämiseksi löysää kutakin nuppia kuvan osoittamalla tavalla kokonaan irtolaiseksi. Käännä sitten kunkin nupin keskellä oleva harmaa mäntävipu kokonaan auki, kunnes se napsahtaa. Jatka sitten nupin löysäämistä, kunnes tunnet vastusta. ÄLÄ kierrä nuppia vastapäivään. Jos pakotat nuppia ohi sen pysäytyspisteen, vahingoitat mekanismia.

Voit nyt poistaa tarjottimen kokonaan tai säätää sen haluttuun asentoon käyttämällä napsautuksen vastepisteitä ohjeena.

Vapauta harmaat mäntävivut, jotta lukitusmännät kytkeytyvät uudelleen puristinnuppeihin. Saatat joutua kiristämään nuppeja osittain ja siirtämään tarjotinta eteen- ja taaksepäin, jotta lukitustapit pääsevät lukittumaan niiden ”kotiasentoon”. Sulje harmaat mäntävivut kokonaan ja kiristä nupit kunnolla tarjottimen asennon kiinnittämiseksi.

Säätääksesi tarjottimen kulmaa, löysää yhtä vipupuristinta n. 2 kierrosta tarjottimen kummallakin puolella, minne jatkoputket on kiinnitetty, kuvan osoittamalla tavalla. Tue tarjotinta yhdellä kädellä, ennen kuin löysäät toisen vipupuristimen kokonaan.



Siirrä tarjottimen pinta haluttuun kulmaan ja kiristä molemmat vipupuristimet kunnolla uudelleen.



Sivulle käännettävän Shadow Tray -tarjottimen säätäminen

Kääntääksesi tarjottimen sivulle, löysää yhtä nuppia ja käännä tarjotin sivulle.



Säätääksesi tarjottimen syvyyttä, löysää tarjottimen alla olevaa nuppia, aseta haluttuun syvyyteen ja kiristä kunnolla.



Säätääksesi tarjottimen kulmaa, löysää yhtä vipupuristinta n. 2 kierrosta tarjottimen kummallakin puolella, minne jatkoputket on kiinnitetty, kuvan osoittamalla tavalla. Tue tarjotinta yhdellä kädellä, ennen kuin löysäät toisen vipupuristimen kokonaan.

Säädä haluttuun asentoon ja kiristä kunnolla

Sivulle käännettävän Shadow Tray -tarjottimen säätäminen

Säätääksesi tarjottimen korkeutta, löysää molempia yksikön takana olevia nuppeja ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä nupit huolella.



Bantam Supine, ohjaimen käyttö *Siirry osoitteeseen easystand.com/videos nähdäksesi lyhyen videon ohjaimen käytöstä.*

Suunniteltu helppokäyttöisyyttä ja käyttäjän turvallisuutta ja mukavuutta silmällä pitäen, ohjain (kuten kuvassa) on ainoa käyttöväline selällä makuu -vaihtoehdolle.

Ohjaimessa on 3 asentoa:

Neutral (neutraali), Sit-to-Stand (istuma-asennosta seisomaan), ja Supine (selällä makuu)

Jousikuormitteinen turvakaulus (punainen) estää tahattoman vaihtamisen tilojen välillä. Se on nostettava ylöspäin vaihtonuppiin, ennen kuin tilaa voidaan muuttaa.

Sit-to-Stand (Istuma-asennosta seisomaan) -tila

Yksikkö lukittuu Sit-to-stand (istuma-asennosta seisomaan) -tilaan, kun jalkatuki on lukittu peruskehyykseen.

Huomaa, että vaikka ohjain on asetettu Sit-to-Stand (istuma-asennosta seisomaan) -tilaan, jalkaterälevyn kannatin on asetettava kohtisuoraan lattiaa kohti ja lukittava paikalleen. Jos kannatin ei ole jo paikallaan, tämä voidaan suorittaa työntämällä Supine (selällä makuu) -tilan apukahvaa.

Kuulostele napsahdavaa ääntä, joka osoittaa, että yksikkö on lukittu seisontatilaan.

Jos voit siirtää selkäosan tukea tai jalkaterätukia eteen- tai taaksepäin, yksikkö ei ole vielä lukittunut Sit-to-Stand (istuma-asennosta seisomaan) -tilaan.

Sit-to-Stand (Istuma-asennosta seisomaan) -tilan avulla käyttäjä voi vuorotella istuma-asennon ja seisonta-asennon välillä. Lonkan ja polven kääntöpisteet niveltyvät pitäen samalla selkä- ja jalkatukikannattimien kulmat muuttumattomina.

Tärkeää: Kaikki istuimen syvyys ja seurantavarren säädöt tulee tehdä ohjaimella säätimellä Sit-to-Stand (Istuma-asennosta seisomaan) -tilassa.

Neutral (neutraali) -tila

Ohjain on asetettava Neutral (neutraali) -asentoon vain vaihdettaessa Sit-to-Stand (Istuma-asennosta seisomaan) -tilan ja Supine (selällä makuu) välillä.

Älä jätä ohjainta neutraaliin asentoon henkilön ollessa Bantam-laitteessa.


Neutraali asento sallii jalkaterätuen tukien ja selkätuen liikkumisen vapaasti lonkan ja polven kääntöpisteissä ja mennä osittaiseen tai täyteen Supine (selällä makuu) -tilaan.

⚠ **Huomio:** Jos selkäosan kulman säätö on kallistettu ennen siirtymistä neutraaliin tilaan, kallistuksen määrä pysyy suhteessa sen edelliseen säätöön. Esimerkiksi, jos selkäosa säädetään 10 asteen kallistukseen potilaan istuessa, selkäosa on 10 astetta ALLE samansuuntaistason istuimeen nähden, jos yksikkö asetetaan täysin selällä makuu -asentoon. Potilaan mukavuuden ja turvallisuuden vuoksi käyttäjän tai hoitajan on oltava täysin tietoinen selkäosan kulman säätämisestä ja hänen on vahvistettava "samanväriset" asetukset istuimen syvyydessä ja seurantavarressa ENNEN siirtymistä Neutral (neutraali)- tai Supine (selällä makuu) -tilaan.

Bantam Extra Small
(erityisen pieni)
Bantam Small (pieni)

Bantam Medium
(keskikokoinen)

Sit-to-Stand (Istuma-asennosta seisomaan) -tila



Neutral (neutraali) -tila



Ohjaimen käyttö - (jatk.)

Supine (selällä makuu) -tila

⚠ **Huomio:** Oikein sovitettua ja säädettyä niskatukea PITÄÄ käyttää selällä makuu -vaihtoehdon yhteydessä.

Bantam with Supine (selällä makuu) -vaihtoehto toimii sekä istumasennosta seisomaan -seisontalaitteena että selällä makuu -seisontalaitteena. Se voidaan vaihtaa turvallisesti tilojen välillä haluamalla tavalla poistamatta käyttäjää laitteesta.

⚠ **Huomio:** Älä tee selkäosan kulman säätöä selällä makuu -asennossa.

- Yksikkö lukittuu selällä makuu -asentoon heti, kun ohjain on asetettu tähän asentoon.
- Jalkakiinnikkeet ja selkänoja on lukittu toisiinsa nähden Supine-tilassa. Ollessaan osittaisessa selällä makuu -asennossa tai täysin selällä makuu -asennossa, käyttäjä voidaan nostaa pystyasentoon tai laskea kallistettuun asentoon.
- Jos yksikkö on lukittu makuuasentoon, nosta yksikkö vain siihen pisteeseen, jossa jalkaterälevyn kiinnike on kohtisuorassa lattiaa kohti. ÄLÄ JATKA YKSIKÖN KOHOTTAMISTA TÄMÄN KOHDAN OHI. Yksikön pakottaminen nousemaan pysäytyskohdan ohi voi vahingoittaa laitetta.
- Yksikkö on varustettu Mechlok-ohituksella. Tämä mekanismi estää komponenttien vaurioitumisen ylisäädön sattuessa ja kun laite on lukittuna Supine (selällä makuu) -tilassa. Jos selällä makuu -tilassa jalkatukikokoonpano on istuimen pylvästä vasten (pystysuorassa), Mechlok-ohitus aktivoituu. Jos haluat säilyttää selällä makuu -asennon istuinta laskeessasi, on tarpeen vetää selällä makuu -asennon apukahvasta muutaman asteen verran ja laskea yksikköä, kunnes Mechlok-ohitus kytkeytyy pois päältä. Jos tätä ei tehdä, seisontalaite käyttäytyy ikään kuin se olisi "Sit-to-Stand" (Istuma-asennosta seisomaan) -tilassa, jolloin käyttäjä voi palata istuma-asentoon.

⚠ **Huomio:** Kun käyttäjä on Supine (selällä makuu) -tilassa, jos raja saavutetaan, kun jalkatuki on kohtisuorassa lattiaa kohti, mutta käyttäjä haluaa jatkaa suurempaan seisonta-asentoon, ohjain on vaihdettava "Sit-to-Stand" (Istuma-asennosta seisomaan) -tilaan. Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden jatkaa pystysuorassa seisomista vahingoittamatta yksikköä. Rajakytkin Supine (selällä makuu) -tilassa katkaisee virran toimilaitteelle, kun jalkatuen kannatin on kohtisuorassa lattiaa kohti, mikä estää ylikuormituksen ja laitteen vahingoittumisen.

Bantam Extra Small
Bantam Small

Supine (selällä makuu) -tila



Bantam Extra Small
(erityisen pieni)
Bantam Small (pieni)
Supine (selällä makuu) -tila



Bantam Extra Small
(erityisen pieni)
Bantam Small (pieni)
Neutral (neutraali) -tila



Bantam Extra Small
(erityisen pieni)
Bantam Small (pieni)
Sit-to-Stand (Istuma-
asennosta seisomaan) -tila



Bantam Medium



Bantam Medium
(keskikokoinen)
Supine (selällä makuu) -tila



Bantam Medium
(keskikokoinen)
Neutral (neutraali) -tila



Bantam Medium
(keskikokoinen)
Sit-to-Stand (Istuma-
asennosta seisomaan) -tila



Evolv-tuotelinja

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

⚠ **Huomio:** Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.

Istuimen syvyys/Selkäosan kulma/Selkäosan korkeus

Poista Shadow-tarjotin ja aseta istuin lievään kulmaan.

1. Löysää istuimen alla olevaa istuinputken nuppia. Älä avaa istuimensyvyysnuppia kokonaan, kun säädät istuinta.

Paina jousipainiketta ja aseta selkäosa sellaiseksi, että lonkankääntöpointti on mahdollisimman lähellä käyttäjän lonkkaa. Kiristä istuimensyvyysnappi huolella.

Huomio: Säädä selkäosan kulmaa jokaisen istuimensyvyysmuutoksen jälkeen.

2. Säädä selkäosan kulmaa seurantavarressa olevasta nupista. Ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan, selkäosan kulma on asetettava sellaiseksi, että yksikön sivulla oleva merkkivalo on vihreällä alueella.

Selkäosan/istuimen kulman mittari sijaitsee yksikön sivulla. Kun yksikkö on istuma-asennossa, vihreä alue osoittaa selkäosan kulman.

⚠ **Huomio:** Ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan, selkäosan kulman osoittimen on oltava vihreällä alueella. Jos selkäosan kulmaa ei aseteta vastaamaan vihreää aluetta ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan, yksikkö voi lukkiutua seisonta-asentoon ja vaurioitua.

Tarjotin/Etupehmuste

3. Tarjottimen/etupehmusteen korkeuden säätämiseksi on löysättävä etupylvään yläpuolella olevaa puristinta. Nosta tarjotin käyttäjän haluamalle korkeudelle ja kiristä puristin.

Säädä tarjottimen/etupehmusteen syvyyttä löysäämällä puristinta, joka sijaitsee juuri tarjottimen alapuolella. Siirrä etupehmuste käyttäjän haluamaan asentoon ja kiristä puristin.

⚠ **Huomio:** Laskiessasi tarjotinta, pidä kätesi pois tarjottimen alapuolella olevasta alueesta.

Polvipehmuste


4. Säätääksesi polvipehmusteen syvyyttä, löysää räikkäkahvaa ja siirrä pehmuste paikalleen. Kiristä räikkäkahva, kun haluttu asento on saavutettu.

Säädä polvipehmustetta siten, että käyttäjän polvet ovat keskellä polvipehmusteita ja vain 2 sormen verran tilaa jää säären takaosan ja istuimen väliin.


1




2



3



4



Jalkaterälevyt

⚠ **Huomio:** Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.

5. Löysää puristinta, joka yhdistää jalkakannattimen istuimen pylvääseen, säätääksesi perusjalkaterälevyn korkeutta. Monisäädettyvät jalkaterälevyt ovat säädettävissä korkeudeltaan sekä jalkapohjan/selän osalta.

Aseta jalkatuen korkeus siten, että käyttäjän polvi on mahdollisimman lähellä istuimen niveltä. Istujan reiden tulee levätä istuimella, hieman alaspäin suuntautuvassa kulmassa.

Kiristä puristin huolella.

⚠ **Huomio:** Älä aseta sormiasi säätöaukkoon.

6. Jalkaterälevyt voidaan siirtää erilleen, neljään eri asentoon (toeout, varvas ulospäin), poistamalla pultti jalkaterälevyn etureunan alapuolelta kuusiokoloavaimella ja nostamalla jalkaterälevy ylös ja kääntämällä sitä. Varmista, että jalkaterälevyn lovi on sijoitettu johonkin neljästä urasta. Aseta pultti takaisin jalkaterälevyyn, kun haluttu asento on saavutettu.

Lonkkatuet

7. Lonkkatuet ovat valinnaisia ja ne voidaan poistaa siirtämistä varten. Lonkkatuen leveyttä voit säätää löysäämällä istuimen alapuolella olevia nuppeja. Muista aina kiristää nupit huolella.

Lonkkatuissa on useita kiinnitysreikiä pehmusteen takana, mikä mahdollistaa lisäasennot pysty- ja vaakasuunnassa. Pehmusteet voidaan kiinnittää myös suoraan, 90°, 180° tai 270° asentoon.





Tarkista sopivuus ja häiriöt saattamalla yksikkö enimmäisseisonta-asentoon ja sitten takaisin istuma-asentoon (ilman käyttäjää), sillä pehmusteet eivät välttämättä toimi täydellisesti kaikissa asennoissa.

Sivuttaistuet

8. Valinnaiset sivutuet voidaan poistaa siirtämistä varten. Sivutuen leveyttä voidaan säätää löysäämällä yksikön takana olevia nuppeja. Sivutuen syvyyttä voidaan säätää löysäämällä yksikön sivulla olevaa nuppia. Muista aina kiristää nuppi huolella.

Sivutukiin on tehty useita kiinnitysreikiä pehmusteen taakse, ja niitä käyttäen voidaan valita lisää asentoja pysty- ja vaakasuunnassa. Pehmusteet voidaan kiinnittää myös suoraan, 90°, 180° tai 270° asentoon.

Tarkista sopivuus ja häiriöt saattamalla yksikkö enimmäisseisonta-asentoon ja sitten takaisin istuma-asentoon (ilman käyttäjää), sillä pehmusteet eivät välttämättä toimi täydellisesti kaikissa asennoissa.




Shadow-tarjotin - Tarjottimen ja rintapehmusteen säätö

⚠ **Huomio:** Käännettyäsi tarjottimen ylös, aseta lukitusmekanismi takaisin paikalleen. Tämän tekemättä jättäminen voi aiheuttaa tarjottimen yllättävän putoamisen.

⚠ **Huomio:** Vältä asettamasta sormiasi tarjotinputkien ja rintapehmusteen korkeudensäätöaukkojen lähelle.

KUVA A- Säädä säädettävää rintapehmusteen korkeutta löysäämällä nuppia ja siirtämällä pehmuste haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

KUVA B- Säädä tarjottimen ja etupehmusteen syvyyttä löysäämällä nuppia, joka sijaitsee tarjottimen alapuolella. Siirrä etupehmuste käyttäjän haluamaan asentoon ja kiristä nappi. Käännä tarjotin ylös vetämällä ja kiertämällä lukitusmekanismia, ja sitten nostamalla. Säädä tukivarren tasoa säätöruuvilla ja säädä se haluttuun asentoon.



Shadow-tarjotin - Tarjottimen syvyys ja korkeus




1. Vedä kangainen suojus alas paljastaaksesi alemman tarjottimen putkipultin ja poista musta suojatulppa.



2. Käytä kuusioavainta ja 13 mm jakoavainta poistaaksesi mutterin ja aluslevyn.



3. Poista pultti.
Huomio: Saatat tarvita apua paineen poistamiseksi pultista tarjotinta siirtämällä.



4. Poista tarjotin.



5. Poista musta suojatulppa mutterista. Käytä kuusioavainta ja 13 mm jakoavainta poistaaksesi mutterin ja aluslevyn.



6. Aseta tarjottimen varsi haluttuun asentoon.



7. Aseta pultti paikalleen. Aseta aluslevy ja mutteri pulttiin ja kiristä huolella. Aseta musta suojatulppa mutterin päälle.



8. Aseta tarjotinputki tarjottimen kannattimeen halutulle korkeudelle.



9. Käytä kuusioavainta ja 13 mm jakoavainta kiristääksesi sen huolella.




10. Aseta musta suojatulppa mutterin päälle.



11. VEDÄ KANKAINEN SUOJUS TARJOTINPUTKEN YLI KUVAN ESITTÄMÄLLÄ TAVALLA.



12. Vedä kankainen suojus tukivarren päälle paljastaaksesi pultin. Poista tukivarren musta suojatulppa.




13. Käytä kuusioavainta ja 13 mm jakoavainta poistaaksesi mutterin ja aluslevyn. Aseta haluttuun asentoon. Käytä kuusioavainta ja 13 mm jakoavainta ja kiristä huolella. Aseta musta suojatulppa mutterin päälle.



14. Sääda tukivartta kuusioavaimella tarjottimen asettamiseksi vaakatasoon.



15. Tukivarren kuuluu tukea tarjotinta kuvan esittämällä tavalla.



Säädettävässä Shadow-tarjottimessa on 6 korkeudensäätöaukkoa ja 6 syvyydensäätöaukkoa.

Glider-tuotelinja

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

⚠ **Huomio:** Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.

Istuimen syvyys/Selkäosan kulma/Selkäosan korkeus

Aseta istuin lievään kulmaan.

Löysää istuimen alla olevaa istuinputken nuppia. Älä avaa istuimensyvyysnuppia kokonaan, kun säädät istuinta.

Paina jousipainiketta ja aseta selkäosa sellaiseksi, että lonkankääntöpiste on mahdollisimman lähellä käyttäjän lonkkaa. Kiristä istuimensyvyysnuppi huolella.

Huomio: Säädä selkäosan kulmaa jokaisen istuimensyvyysmuutoksen jälkeen.

Säädä selkäosan kulmaa seurantavarressa olevasta nupista. Ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan, selkäosan kulma on asetettava sellaiseksi, että yksikön sivulla oleva merkkivalo on vihreällä alueella.

Selkäosan/istuimen kulman mittari sijaitsee yksikön sivulla. Kun yksikkö on istuma-asennossa, vihreä alue osoittaa selkäosan kulman.

⚠ **Huomio:** Ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan, istuimen/selkäosan kulman osoittimen on oltava vihreällä alueella. Jos selkäosan kulmaa ei aseteta vastaamaan vihreää aluetta ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan, yksikkö voi lukkiutua seisonta-asentoon ja vaurioitua.

Tarjotin/Etupehmuste

Tarjottimen/etupehmusteen korkeuden säätämiseksi on löysättävä etupylvään yläpuolella olevaa puristinta. Nosta tarjotin käyttäjän haluamalle korkeudelle ja kiristä puristin.

Säädä tarjottimen/etupehmusteen syvyyttä löysäämällä puristinta, joka sijaitsee juuri tarjottimen alapuolella. Siirrä etupehmuste käyttäjän haluamaan asentoon ja kiristä puristin.


⚠ **Huomio:** Laskiessasi tarjotinta, pidä kätesi pois tarjottimen alapuolella olevasta alueesta.




Vihreä alue




Liukukahvat




Polvipehmusteet



Jalkaterälevyt



Polvipehmusteet



Liukukahvat

Säädä liukukahvojen korkeutta löysäämällä räikkäpuristimia. Säädä kahvat käyttäjän haluamaan asentoon ja kiristä kiinnittimet tiukasti.

Vastussylinterit ovat erikseen säädettävissä ja vastusasetusvaihtoehtoja on kaksitoista. Käännä sylinterien tulppaa vastaamaan haluttua vastusta. Vastussylinterit voidaan myös irrottaa irrottamalla vetotappi.

Jalkaterälevyt

Säädä jalkaterälevyjä löysäämällä kummankin jalkaterälevyn kahta nuppia (jotta sisänuppi olisi helpommin käsiteltävissä, käännä jalkakokoonpano eteenpäin), jotta käyttäjän polvet ovat keskellä polvipehmusteita ja reisi lepää istuimella. Kiristä huolella.

⚠ **Huomio:** Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.

⚠ **Huomio:** Älä aseta sormiasi säätöaukkoihin.

Polvipehmusteet

Usein oikea säätö on saavutettavissa säätämällä jalkaterälevyn korkeutta. Tarvittaessa polvipehmusteita voi säätää erikseen viidellä säädöllä. Polvipehmusteiden säätämiseksi on irrotettava niissä olevat pultit ja säädettävä ne haluttuun asentoon. Palauta pultit paikoilleen ja kiristä huolella.

Ennen siirtymistä, käännä polvipehmusteita, jotta käyttö käy helpommin.

⚠ **Huomio:** Älä koskaan asettele tee EasyStand-säätöjä, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.

⚠ **Huomio:** Kun Glider on käytössä, kehoita sivullisia pitämään kätensä ja jalkateränsä loitolla Gliderin mekaniismista.


⚠ **Huomio:** Kun Glider on käytössä, pidä kätesi loitolla vastussylinterien ylä- ja alakiinnityspisteistä.

⚠ Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.

Jalkaterälevyt

Säädä jalkaterälevyjien erilleen vetämistä (toe out = varvas ulospäin), poista pultti jalkaterälevyn etureunan alta kuusiokoloavaimella. Nosta ylös ja käännä jalkaterälevyä haluttuun asentoon. Varmista, että jalkaterälevy on sijoitettu johonkin urista (3 asentoa tavalliselle jalkaterälevylle, 4 asentoa lisävarusteena saataville, monisäädettävälle jalkaterälevylle) ja kiinnitä se uudelleen pultilla.

Säädä Toe Out (varvas ulospäin)




Monisäädettävät jalkaterälevyt

Löysää puristinta, joka yhdistää jalkakannattimen alustaan, säätääksesi jalkaterälevyn korkeutta ja jalkapohjaa/selkää.

Aseta jalkaterälevyn korkeus sellaiseksi, että käyttäjän polvi on keskellä polvipehmustetta. Kiristä puristin huolella.

⚠ Huomio: Älä aseta sormiasi säätöaukkoihin.

Säädä korkeutta, Plantar/Dorsi (jalkapohjaa/selkää)



Polvipehmuste

Säätääksesi polvipehmusteen syvyyttä, löysää nuppia ja siirrä pehmuste paikalleen. Kiristä nappi, kun olet saavuttanut haluamasi asennon. Säätääksesi polvipehmusteen korkeutta, löysää polvipehmusteen takana olevaa nuppia ja siirrä pehmuste paikalleen. Kiristä nappia, kun olet saavuttanut haluamasi korkeuden.

Säädä korkeutta

Säädä syvyyttä

Tarjotin


Säädä rintapehmusteen tai lisävarusteena olevan tarjottimen korkeutta löysäämällä puristinta, joka sijaitsee juuri alustan yläpuolella. Nosta tarjotin halutulle korkeudelle ja kiristä puristin.

Säädä rintapehmusteen tai lisävarusteena olevan tarjottimen syvyyttä löysäämällä puristinta, joka sijaitsee juuri tarjottimen alapuolella. Siirrä etummainen pehmuste haluttuun asentoon ja kiristä puristin.

⚠ Huomio: Laskiessai tarjotinta, pidä kätesi pois tarjottimen alapuolella olevasta alueesta.

Säädä syvyyttä

Säädä korkeutta



Pow'r Up -nostolaite lisävaruste*^{*sovelletaan vain, jos yksikkö sisältää sen.}

Zing, koko 2, Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja

Akun lataaminen

EasyStand Pow'r Up -nostolaite käyttää kahta 12 V koteloitua lyijyakkua, jotka molemmat ovat luokassa 2,9 ampeeria. EasyStand voidaan nostaa n. 100 kertaa yhdellä täydellä akun latauksella. Kuuluu äänimerkki, kun akun varaus on vähissä. Lataa akku kuultuasi äänen. Täyteen ladattava akku kestää noin 8 tuntia. EasyStand voidaan nostaa seisonta-asentoon latauksen ajaksi. Laturin tehtävänä on tunnistaa täyteen ladattu akku ja toimia sitten tukivirtalähteenä pitämään akku täydessä latauksessa ilman että yllilatausta tapahtuisi. Kun akun EMF nousee tehtaalla asetettuun pisteeseen, laturipiiri ei salli huippulähtöjännitteen ylittää tätä arvoa. Tämä tehdasasetus suojaa akkua liialliselta elektrolyyttikadolta, joka voi johtua yllilatauksesta. Laturi löytyy laitteen takaosassa olevasta työkalupussista.

⚠ **Huomio:** Käytä vain Linak-laturia, mallinumero 0CH01S-00, jonka toimittaa Altimate Medical Pow'r Up -vaihtoehtolla.

1. Liitä pistoke pistorasiaan. Latausjohdon pituus on 203 cm (80 tuumaa). Laturin valo palaa vihreänä, mikä osoittaa avoimen piirin.

2. Liitä laturin johto käsiohjaimen sivuun. Laturin valo muuttuu keltaiseksi, mikä tarkoittaa, että akkuja ladataan. Käsiohjaimen kaapelin pituus on sisään vedettynä 76 cm (30 tuumaa).

3. Yksikkö toimitetaan irrotettuna akusta, kytke valkoinen johto, joka syöttää virtaa toimilaitteeseen, ja musta johto, joka syöttää virtaa kaukosäätimeen. Mustassa johdossa on lovi, joka osoittaa liittimen oikean suuntaamisen. Lataa akku täyteen ennen käyttöä.

Huomio: Valkoisessa johdossa on kumialuslevy, joka tekee siitä erittäin tahmean. Se ei tämän vuoksi toisinaan työnny kokonaan sisään. Varmista, että johto työnnetään kokonaan akkuun.

4. Kun akut ovat latautuneet, laturin valo muuttuu vihreäksi.

5. Lataa akut täyteen kolmen kuukauden välein tai harvemmin ajoittaisen tai käyttämättömän jakson aikana.


⚠ **Varoitus:** Poista aina akku laitteistosta, jos laitteistoa ei todennäköisesti tulla käyttämään pitkään aikaan.

Nostolaitteen kohottaminen - Paina käsikäyttöisen ohjaimen UP (nuoli ylös) -painiketta kohottaaksesi istuimen.


Nostolaitteen laskeminen - Paina käsikäyttöisen ohjaimen DOWN (nuoli alas) -painiketta laskeaksesi istuimen.

⚠ **Huomio:** Varmista, että kaapelit on kiinnitetty siten kuin käyttöohjeissa neuvotaan. Älä anna kaapeleiden laahata pitkin lattiaa tai tarttua esineisiin. Takakehykseen on kiinnitetty pussukka virtajohdon säilytystä varten silloin, kun sitä ei käytetä.


KÄSIOHJAIN ON TYYPIÄ BF OLEVA SOVELLETTU OSA.



Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni), Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja



Zing, koko 2



Akun vaihtaminen

Akut on suljettu Pow'r Up -nostolaitteen ohjauskoteloon (musta kotelo, johon on kytketty johtoja). Kun akut ovat saavuttaneet käyttöikänsä lopun ja ne on vaihdettava, älä avaa ohjauskoteloä vaan ota yhteyttä Altimate Medical -yhtiön asiakaspalveluun tai lääkinellisten laitteiden jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja korvaavan ohjauskotelon ostamisesta. On suositeltavaa vaihtaa akut neljän vuoden välein.

Ota yhteyttä paikalliseen kierrätysviranomaiseen saadaksesi lisätietoja vanhojen akkujen hävittämisestä.

IP-luokitus

IP-luokitus on luokitusjärjestelmä, joka osoittaa sähkölaitteiden ja -koteloiden suojausasteen pölyä, vettä ja iskuja vastaan. Pow'r Up -nostolaitteen komponentit on luokiteltu IP21:n mukaan. IP21-määritelmä on seuraava:

Ensimmäisen kirjainmerkin määritelmä: 2 - Suojattu kiinteiltä vierailta esineiltä, jotka ovat läpimitaltaan 12,5 mm tai sitä suurempia.

Toisen kirjoitusmerkin määritelmä: 1 - Suojattu pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Pow'r Up -lisävarusteen komponentit on suunniteltu ja testattu vastaamaan sovellettavia EMC-vaatimuksia.

Ongelmat EasyStand-yksikön käytössä johtuen riittämättömästä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ovat epätodennäköisiä, mutta jos kuitenkin huomaat epätavallista (myös ajoittaista) Pow'r Up -lisävarusteen ja EasyStandin käyttäytymistä ja jos sitä käytetään mahdollisten häiritsevien laitteiden, kuten matkapuhelinten, mikroaaltouunien tai radiolähetystornien lähetyvillä, tämä voi olla merkki sähkömagneettisesta häiriöstä. Jos tällaista käyttäytymistä ilmenee, laske yksikkö istuma-asentoon mekaanisella vapauttimella ja siirrä EasyStand pois häiritsevän laitteiston vaikutuspiiristä. Ilmoita mahdollisista sähkömagneettisista häiriöistä Altimate Medical -yhtiön asiakaspalveluosastolle.



VAROITUS: Muiden kuin tämän laitteen valmistajan määrittämien tai toimittamien lisävarusteiden, muuntimien ja kaapeleiden käyttö voi johtaa lisääntyneeseen sähkömagneettiseen säteilyyn tai heikentyneeseen sähkömagneettiseen häiriönsietoon ja siten johtaa virheelliseen toimintaan.

Mekaanisen hätätilannevapauttimen aktivointi

Kaikki Altimate Medical -yhtiön sähkötoimiset nostotuotteet on varustettu mekaanisella vapauttimella, jota saa käyttää ainoastaan hätätilanteissa.

⚠ Huomio: Mekaanisen hätätilannevapauttimen käyttäminen ensisijaisena keinona palata istuma-asentoon voi vaurioittaa yksikköä. Käytä mekaanista hätätilannevapautinta ainoastaan hätätilanteissa.

Tämä vapautin mahdollistaa käyttäjälle sen, että hän voi laskeutua istuma-asentoon siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että akku menettää varauksensa käyttäjän ollessa seisoma-asennossa. Toimilaite vetäytyy vain, jos vapautinta vedetään ja istuimeen kohdistuu painoa. Vapautin sijaitsee istuimen vasemmalla puolella ja se on merkitty punaisella merkinnällä, jossa lukee "EMERGENCY" (HÄTÄTILANNE).

1. Aktivoidaksesi mekaanisen hätätilannevapauttimen, vedä istuimen vasemmalla puolella olevasta pikavapautintapista.

2. Purista kahvaa ja tarvittaessa paina istuinta alaspäin.



Pow'r Up -nostolaite lisävaruste*-Bantam Medium (keskikokoinen)

*Vain jos yksikkö sisältää tämän lisävarusteen.

Akun lataaminen

EasyStand Bantam Medium Pow'r Up -nostolaite on varustettu koteloituilla lyijyakuilla, joiden teho on 5,0 Ah. EasyStand Bantam Medium voidaan nostaa n. 80 kertaa yhdellä täydellä latauksella. Merkkivalo muuttuu vihreästä keltaiseksi, kun on aika suorittaa lataus. Täyteen lataus vie n. 24 tuntia. EasyStand Bantam Medium -yksikköä voi käyttää latauksen aikana. Laturin tehtävänä on tunnistaa täyteen ladattu akku ja toimia sitten tukivirtalähteenä pitämään akku täydessä latauksessa ilman että yli latausta tapahtuisi. On suositeltavaa pitää laite kytkettynä verkkovirtaan aina kun se on mahdollista lataustilan ylläpitämiseksi. Verkkovirrasta irrotettuna, ohjauskotelo pysyy edelleen käyttövalmiustilassa ja kuluttaa lopulta akun tyhjäksi. Jos laite jätetään verkkovirrasta irrotetuksi tietyksi ajaksi, se on ladattava täyteen uudelleen.

⚠ **Huomio:** Altimate Medical -yhtiön toimittamaa virtajohtosarjaa tulee käyttää Pow'r Up -lisävarusteen yhteydessä. Ota yhteyttä Altimate Medicalin asiakaspalveluun, jos tarvitset maasi tai alueesi edellyttämän johtosarjan.

1. Kytke johto seinäpistorasiaan. Latausjohdon pituus on 2 metriä (79 tuumaa).
2. Akkua on ladattava 24 tuntia ennen ensikäyttöä.
3. Sisäiset akut eivät ole käyttäjän huollettavia. Ota yhteys Altimate Medical -yhtiön asiakaspalveluun tarvitessasi uuden akun.

Sähkötoimisen Pow'r Up -nostolaitteen toiminta on itsestään selvä. Käsikäyttöisen ohjaimen kytkimen painaminen eteenpäin saa toimilaitteen pitenemään ja kohottomaan istuinta ja kytkimen taaksepäin painaminen vetää toimilaitteen sisään ja laskee istuimen.

⚠ **Huomio:** Bantam Medium -yksikön Pow'r Up -lisävaruste ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Käyttöjakso 5 % enint., 1 minuutti / 19 minuuttia.

⚠ **VAROITUS:** Poista aina akku laitteistosta, jos laitteistoa ei todennäköisesti tulla käyttämään pitkään aikaan.

Nostolaitteen kohottaminen - Paina käsikäyttöisen ohjaimen kytkintä eteenpäin kohottaaksesi istuimen.

Nostolaitteen laskeminen - Paina käsikäyttöisen ohjaimen kytkintä taaksepäin laskeaksesi istuimen.

Nostolaitteen pysäyttäminen - Vapauta kytkin pysäyttääksesi nostolaitteen ylös- tai alaspäin suuntautuvan liikkeen

⚠ **Huomio:** Varmista, että kaapelit on kiinnitetty siten kuin käyttöohjeissa neuvotaan. Älä anna kaapeleiden lojua lattialla tai tarttua esineisiin. Takakehykseen on asennettu pussi virtajohdon säilyttämiseksi, kun sitä ei käytetä.

Tämä laite saa tehonsa laitteen sisältä. Enimmäislähtöteho: 24 V DC, 2,9/5 A.

IEC 60601-1 -sertifioitu ulkoinen virtalähde tuloteholuokituksella 100-240 V AC, ja sitä käytetään akun lataamiseen. EasyStand Bantam Medium (keskikokoinen) on suunniteltu täyttämään standardin IEC 60601-1-2:2014 vaatimukset. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä muille lähellä oleville laitteille. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, etteikö häiriöitä esiintyisi asennuksessa. Muihin laitteisiin kohdistuvat haitalliset häiriöt voidaan määrittää kytkemällä tämä laite päälle ja pois päältä. Yritä korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

- Suuntaa tai sijoita uudelleen vastaanottava laite.
- Lisää laitteistojen välistä erotusetaisyttä
- Kytke laitteisto sellaiseen pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon toinen laite/muut laitteet on kytketty

Akun käyttöikä riippuu monista tekijöistä. Pidä akku ladattuna saavuttaaksesi pisimmän käyttöiän. Suosittelemme, että järjestelmä pidetään jatkuvasti verkkovirtaan kytkettynä ja siten lataustilassa. Akku alkaa kulua heti, kun se irrotetaan verkkovirrasta. Merkittävien tekijä, joka voimakkaimmin määrää akun käyttöiän, on täydellisten purkaus-/latausjaksojen lukumäärä. Jos akku pääsee täysin tyhjenemään ennen lataamista, suorituskyvyn voi arvioida heikenevän voimakkaasti vain n. 200 käyttöjakson jälkeen. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Jos akku jätetään yli kuudeksi kuukaudeksi lataamatta, se voi vaurioitua eikä enää kykene pitämään toimivaa latausta.

Tarvitessasi opastusta, ota yhteyttä Altimate Medical -yhtiön asiakaspalveluun tai lääkinnällisten laitteiden jälleenmyyjään.


Järjestelmätiedot

- Tulojännite on 29~45 V DC
- Enimmäislähtöjännite on 24 V DV, 2,9/5 A

Akkutiedot

- Venttiilisäädetty (koteloitu) uudelleen ladattava akku
- Jaksokäyttö: 14,5~14,9 V
- Valmiuskäyttö: 13,6~13,8 V
- Alkuvirta: vähemmän kuin 1,25 A

Käsikäyttöinen ohjain on tyyppiä BF sovellettu osa.



Akun vaihtaminen

Jos akun käyttöikä on lopussa tai se on vaurioitunut, kadonnut tai jos sen suorituskyky on heikentynyt, ota yhteyttä Altimate Medical -yhtiön asiakaspalveluun tai lääkinällisten laitteiden jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja korvaavan ohjauskotelon ostamisesta.

Ota yhteyttä paikalliseen kierrätysviranomaiseen saadaksesi lisätietoja vanhojen akkujen hävittämisestä.

VAROITUS: Akun vaihto on suoritettava valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Virheellinen akun vaihto voi johtaa vaaratilanteeseen. Tutustu kohtaan Akkutietoa sivulla 31.

IP-luokitus

IP-luokitus on luokitusjärjestelmä, joka osoittaa sähkölaitteiden ja -koteloiden suojausasteen pölyä, vettä ja iskuja vastaan. Pow'r Up -nostolaitteen komponenttien luokitus on IP66, mutta käsikäyttöinen ohjain ei kuulu tähän luokkaan. Käsikäyttöistä ohjainta ei ole luokiteltu, eikä sitä saa altistaa liikkeelle käyttöympäristölle eikä se saa joutua kosketukseen nesteiden kanssa. Puhdistustarkoituksiin voidaan käyttää hieman kostutettua liinaa tai puhdistusliinaa.

IP66-määritelmä on seuraava:

Ensimmäisen merkin määritelmä: 6 - Suojattu kiintoaineilta ”pölytiivyyden” tasolle.

Toisen merkin määritelmä: 6 - Suojattu vedeltä, joka kohdistetaan voimakkaana suihkuina (12,5 mm suutin) kotelo kohti mistä tahansa suunnasta sitä vahingoittamatta. Ei luokiteltu upotustarkoituksessa.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Pow'r Up -lisävarusteen komponentit on suunniteltu ja testattu vastaamaan sovellettavia EMC-vaatimuksia. On epätodennäköistä, että käyttäjä kohtaa ongelmia EasyStand-laitteensa kanssa sen riittämättömän sähkömagneettisen yhteensopivuuden vuoksi. Jos kuitenkin huomaat epätavallista (myös ajoittaista) Pow'r Up -lisävarusteen käyttäytymistä ja jos EasyStand -yksikköä käytetään mahdollisten häiritsevien laitteiden, kuten matkapuhelinten, mikroaaltouunien tai radiolähetystornien lähetyvillä, tämä voi olla merkki sähkömagneettisesta häiriöstä. Jos tällaista käyttäytymistä ilmenee, laske yksikkö istuma-asentoon mekaanisella vapauttimella ja siirrä EasyStand pois häiritsevän laitteiston vaikutuspiiristä. Ilmoita mahdollisista sähkömagneettisista häiriöistä Altimate Medical -yhtiön asiakaspalveluosastolle.



VAROITUS: Muiden kuin tämän laitteen valmistajan määrittämien tai toimittamien lisävarusteiden, muuntimien ja kaapeleiden käyttö voi johtaa lisääntyneeseen sähkömagneettiseen säteilyyn tai heikentyneeseen sähkömagneettiseen häiriönsietoon ja siten johtaa virheelliseen toimintaan.

Mekaanisen hätätilannevapauttimen aktivointi

HUOMIO: Mekaanisen hätätilannevapauttimen käyttäminen ensisijaisena keinona palata istuma-asentoon voi vaurioittaa yksikköä. Käytä mekaanista hätätilannevapautinta ainoastaan hätätilanteissa.

Kaikki Altimate Medical -yhtiön sähkötoimiset nostotuotteet on varustettu mekaanisella vapauttimella, jota saa käyttää ainoastaan hätätilanteissa.

KUVA 1- Tämä vapautin mahdollistaa käyttäjälle sen, että hän voi laskeutua istuma-asentoon siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että akku menettää varauksensa käyttäjän ollessa seisoma-asennossa. Toimilaite vetäytyy sisään vain, jos vapautinta vedetään ja istuimeen kohdistuu painoa. Vapautin sijaitsee istuimen vasemmalla puolella ja se on merkitty punaisella merkinnällä, jossa lukee ”EMERGENCY” (HÄTÄTILANNE).

1. Aktivoidaksesi mekaanisen hätätilannevapauttimen, vedä istuimen alla olevasta pikavapautintapista.

2. Purista kahvaa ja tarvittaessa paina kahvaa alaspäin.

KUVA 1



Opastus ja valmistajan lausunto - Sähkömagneettiset päästöt

Altimate Medical -yhtiön seisona-tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi tässä jäljempänä määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakas tai käyttäjä, joka käyttää Altimate Medical -yhtiön seisonalaitteita vastaa siitä, että käyttö tapahtuu määritellyssä ympäristössä.		
Päästötesti	Vaativuudenmukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö - Opastus
Radiotaajuuspäästöt CISPR 11	Ryhmä 1	Altimate Medical -yhtiön seisonalaitteet käyttävät radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi niiden radiotaajuuspäästöt ovat hyvin pieniä eivätkä todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähellä olevissa elektronisissa laitteistoissa.
<i>Radiotaajuuspäästöt CISPR 11</i>	Luokka B	Altimate Medical -yhtiön seisonalaitteet soveltuvat käytettäväksi kaikissa käyttöympäristöissä, myös kotitalousympäristöissä ja ympäristöissä, jotka ovat suorassa yhteydessä julkiseen pienjänniteverkkoon, joka syöttää virtaa kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin rakennuksiin.
Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2	Luokka A	
Jännitevaihtelut/vilkkupäästöt IEC 61000-3-3	Vaativuudenmukaisuus	

Opastus ja valmistajan lausunto - Sähkömagneettinen häiriönsieto

Altimate Medical -yhtiön seisona-tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi tässä jäljempänä määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai Altimate Medical -seisonalaitteen käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.			
Häiriönsietotesti	IEC 60601 Testitaso	Vaativuudenmukaisuustaso	Sähkömagneettinen ympäristö - Opastus
Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC 61000-4-2	Zing, koko 2. Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni), Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja ± 8 kV kosketus ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ilma Bantam Medium ± 8 kV kosketus ± 15 kV ilma	Zing, koko 2. Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni), Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja ± 8 kV kosketus ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ilma Bantam Medium ± 8 kV kosketus ± 15 kV ilma	Lattioiden on oltava puuta, betonia tai kaakelipintaisia. Jos lattiat on päällystetty synteettisellä materiaalilla, suhteellisen kosteuden tulee olla vähintään 30 %.
Sähköinen nopea tasaus/purske IEC 61000-4-4	± 2 kV sähkönsyöttöjohdoille ± 1 kV tulo-/lähtöjohdoille	± 2 kV sähkönsyöttöjohdoille ± 1 kV tulo-/lähtöjohdoille	Verkkovirran laadun tulee olla tyypillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön verkkovirran mukainen.
Ylijänniteaalto IEC 61000-4-5	± 1 kV johdosta(johdoista) johtoon(johtoihin) ± 2 kV johdosta(johdoista) maahan	± 1 kV johdosta(johdoista) johtoon(johtoihin) ± 2 kV johdosta(johdoista) maahan	Verkkovirran laadun tulee olla tyypillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön verkkovirran mukainen.
Jännitekuopat, lyhyet katkokset ja jännitteen vaihtelut sähkönsyötön tulojohdoissa IEC 61000-4-11	Zing, koko 2. Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni), Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja 0 % UT; 0,5 sykli @ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja 315° 0 % UT; 1 sykli 70 % UT; 25 ja 30 sykliä 0 % UT; 250 ja 300 sykliä Bantam Medium (keskikokoinen) <5 % U _T (>95 % pudotus U _T) 0,5 syklille 40 % U _T (60 % pudotus U _T) 5 syklille 70 % U _T (30 % pudotus U _T) 25 syklille <5 % U _T (>95 % pudotus U _T) 5 s	Zing, koko 2. Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni), Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja 0 % UT; 0,5 sykliä @ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja 315° 0 % UT; 1 sykli 70 % UT; 25 ja 30 sykliä 0 % UT; 250 ja 300 sykliä Bantam Medium <5 % U _T (>95 % pudotus U _T) 0,5 syklille 40 % U _T (60 % pudotus U _T) 5 syklille 70 % U _T (30 % pudotus U _T) 25 syklille <5 % U _T (>95 % pudotus U _T) 5 s	Verkkovirran laadun tulee olla tyypillisen kaupallisen tai sairaalaympäristön verkkovirran mukainen. Jos Altimate Medical -yhtiön seisonalaitteen käyttäjä edellyttää keskeytyksetöntä käyttöä sähkökatkoksen aikana, on suositeltavaa, että Altimate Medical -seisonalaitteelle järjestetään virransyöttö UPS-laitteella tai akulla.
Verkkotaajuuden (50/60 Hz) magneettinen kenttä IEC 61000-4-8	Zing, koko 2. Bantamin Extra Small (erityisen pieni)/Small (pieni), Evolv ja Gliderin 30 A/m 50 Hz ja 60 Hz Bantam Medium (keskikokoinen) 30 A/m	Zing, koko 2. Bantamin Extra Small (erityisen pieni)/Small (pieni), Evolv ja Gliderin 30 A/m 50 Hz tai 60 Hz Bantam Medium (keskikokoinen) 30 A/m	Verkkotaajuuden magneettisten kenttien tulee olla tasoilla, jotka ovat tyypillisiä sijainnille tyypillisessä kaupallisessa tai sairaalaympäristössä.

HUOMIO: U_T on vaihtovirtaverkon jännite ennen testitason soveltamista.

Opastus ja valmistajan lausunto - Sähkömagneettinen häiriönsieto

Altimate Medical -yhtiön seisona-tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi tässä jäljempänä määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Altimate Medical -yhtiön seisona-tuotteiden asiakkaan tai käyttäjän vastuulla on huolehtia siitä, että käyttö tapahtuu määritellyssä ympäristössä.



VAROITUS: Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuusviestintälaitteita (mukaan lukien oheislaitteet, kuten antennikaapelit ja ulkoiset antennit) tulee käyttää vähintään 30 cm (12 tuuman) etäisyydellä mistä tahansa seisonalaitteen osasta, myös valmistajan määrittelemistä kaapeleista. Muussa tapauksessa tämän laitteiston suorituskyky voi heikentyä.

Häiriönsietotesti	IEC 60601 Testitaso	Vaativuuden mukaisuustaso	Sähkömagneettinen ympäristö - Opastus
Johtunut radiotaajuus IEC 61000-4-6	Zing, koko 2. Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni), Evolv-tuotelin ja Glider-tuotelin 3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V, kun on kyse ISM- ja amatööriradiotaajuusalueista välillä 0, 15 MHz ja 80 MHz 80 % AM @ 1 kHz Bantam Medium 6 Vrms 150 kHz ... 80 MHz	Zing, koko 2. Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni), Evolv-tuotelin ja Glider-tuotelin 3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V, kun on kyse ISM- ja amatööriradiotaajuusalueista välillä 0, 15 MHz ja 80 MHz 80 % AM @ 1 kHz Bantam Medium 6 Vrms	Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuusviestintälaitteita ei tule käyttää lähempänä EasyStand Gliderin mitään osaa, kaapelit mukaan lukien, kuin mikä on suositeltu erotusetaisyys, joka lasketaan lähettimen taajuudelle sovellettavasta yhtälöstä. Suositellut erotusetaisyys $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz ... 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz ... 2,5 GHz- Zing, koko 2. Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni), Evolv-tuotelin ja Glider-tuotelin
Radiotaajuussäteily IEC 61000-4-3	Zing, koko 2. Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni), Evolv-tuotelin ja Glider-tuotelin 10 V/m 80 MHz ... 2,7 GHz Bantam Medium	Zing, koko 2. Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni), Evolv-tuotelin ja Glider-tuotelin 10 V/m 80 MHz ... 2,7 GHz Bantam Medium	$d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz ... 2,7 GHz- Bantam Medium Kun P on lähettimen enimmäislähtöteho watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan ja d on suositeltu erotusetaisyys metreinä (m). Kiinteiden radiotaajuuslähettimien kenttävoimakkuuksien, siten kuin ne on määritetty sähkömagneettisessa kohdekartoituksessa ^a , on oltava alle vaatimusten mukaisuustason kullakin taajuusalueella. ^b
Taajuuskentät täyttivät vähimmäisvaatimuksen, kohta 8.10 / IEC 60101-1-2	3 V/m 80 MHz ... 2,7 GHz	3 V/m	Häiriöitä voi ilmetä sellaisen laitteiston läheisyydessä, joka on merkitty seuraavalla symbolilla:

HUOMIO 1: Korkeampi taajuusalue pätee tasoilla 80 MHz ja 800 MHz.

HUOMIO 2: Näitä ohjeita ei välttämättä tule soveltaa kaikissa tilanteissa. Absorboituminen rakenteisiin, esineisiin ja ihmisiin ja vastaava heijastuminen vaikuttavat sähkömagneettiseen etenemiseen.

^a Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelimet/langattomat) ja maaradiopuhelinten, amatööriradioliikenteen, AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten, tukiasemien kenttävoimakkuuksia ei voida ennustaa teoreettisesti tarkasti. Kiinteiden radiotaajuuslähettimien aiheuttaman sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi on harkittava sähkömagneettista kohdekartoitusta. Jos mitattu kentänvoimakkuus paikassa, jossa Altimate Medical -yhtiön seisonalaitteita käytetään, ylittää edellä mainitun sovellettavan radiotaajuuden vaatimusten mukaisuuden tason, Altimate Medical -yhtiön seisonalaitetta on tarkkailtava, jotta voidaan varmistaa sen toimivan normaalisti. Jos epänormaalia suorituskykyä havaitaan, lisätoimenpiteet voivat olla tarpeen, kuten Altimate Medical -yhtiön seisonalaitteen uudelleen suuntaaminen tai uudelleen sijoittaminen.

^b Taajuusalueella 150 kHz ... 80 MHz, kenttävoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

Suosittelvat etäisyydet kannettavien ja mobiilien radiotaajuusviestintälaitteiden ja Altimate Medical -yhtiön seisonalaitteiden välillä

Altimate Medical -yhtiön seisonalaitteet on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteileviä radiotaajuushäiriöitä hallitaan. Asiakas tai käyttäjä, joka käyttää Altimate Medical -yhtiön seisonalaitetta voi osaltaan auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä vähimmäisetäisyyden kannettavien ja mobiilien radiotaajuusviestintälaitteiden (lähettimien) ja Altimate Medical -yhtiön seisonalaitteiden välillä siten kuin tässä jäljempänä suositellaan ja noudattaen viestintälaitteiston enimmäislähtötehoa.

Lähettimen nimellisen enimmäislähtöteho W	Erotusetaisyys perustuen lähettimen taajuuteen m		
	150 kHz ... 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz ... 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz ... 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Niiden lähettimien, joiden enimmäisnimellislähtötehoa ei ole edellä lueteltu, suositeltu etäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuudelle sovellettavaa yhtälöä, missä P on lähettimen enimmäislähtöteho watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan.

HUOMIO 1: Tapauksissa 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan suurempaa taajuutta.

HUOMIO 2: Näitä ohjeita ei välttämättä tule soveltaa kaikissa tilanteissa. Rakenteiden, esineiden ja ihmisten absorbointi ja heijastus vaikuttavat sähkömagneettiseen etenemiseen.

Sovitusopas-Bantam Extra Small (erittäin pieni) ja Small (pieni)-

Lue kaikki ohjeet huolelta ennen säätöjen tekemistä.

Jalkaterälevyt

Mittaa etäisyys käyttäjän jalkapohjasta polven taakse. (A)

Ennen kuin lapsi on asetettu seisontalaitteeseen, löysää jalkaterälevyjen kiinnittimiä (älä poista niitä) ja säädä niiden korkeus mitattuun jalkaterälevy-istuim -korkeuteen. (A) Kiristä huolella.

⚠ **Huomio:** Älä säädä istuimen syvyyttä lapsen ollessa yksikössä.

⚠ **Huomio:** Varmista, että istuimen putken ja seurantavarren värit vastaavat toisiaan.

Mittaa etäisyys käyttäjän polven takaa pakaroiden takaosaan. (B)

Poista Shadow Tray -tarjotin ja aseta istuin pieneen kulmaan. (B)

Noudata seuraavia vaiheita istuimen syvyyden säätämisessä. Käytä mittaa B istuimen etuosasta istuimen takaosaan. (B)

1. Löysää istuimen putken ja seurantavarren nuppeja. Älä kierrä nuppeja kokonaan ulos istuinta säätäessä. (C)

Bantam Extra Small (erituyisen pieni) -laitteen seurantavarren (selkäosan kulman) säädöt sijaitsevat lukitusnupin yläpuolella. Selkäosan kulman säädöt ulottuvat vihreästä (suurin) siniseen (pienin). (C)

The **Bantam Small (pieni) -laitteen** seurantavarren (selkäosan kulman) säädöt sijaitsevat lukitusnupin alapuolella. Selkäosan kulman säädöt ulottuvat sinisestä (pienin) vihreään (suurin). (C)

2. **Säätö lyhyemmälle asetukselle:** Säädä seurantavarsi (selkäosan kulma) ensin painamalla jousipainiketta ja siirtymällä korkeintaan kaksi reikää kerrallaan kohti sinistä asetusta. (F)



3. Säädä istuinputkea (istuimen syvyyttä) yksi reikä kerrallaan. Jatka tätä järjestystä, kunnes saavutat haluamasi asetuksen ja värit istuinputkessa ja seurantavarressa vastaavat toisiaan, kohti sinistä asetusta. (D)

4. **Säätö pidemmälle asetukselle:** Säädä istuinputkea (istuimen syvyyttä) ensin painamalla jousinappia ja siirtymällä vain yksi reikä kerrallaan. (D)

5. Säädä seurantavartta (selkäosan kulmaa) korkeintaan kaksi reikää kerrallaan. Jatka tätä järjestystä, kunnes saavutat haluamasi asetuksen ja värit istuinputkessa ja seurantavarressa vastaavat toisiaan. (E)

Huomio: Säädön helpottamiseksi sinun on ehkä nostettava istuinta hieman istuimen syvyyden säätämisen yhteydessä.

Kiristä istuimen syvyys ja seurantavarren nupit kunnolla, kun olet saavuttanut halutun sijainnin.



Tarkista seisontakehys säännöllisesti varmistaaksesi, että se on käyttöturvallinen

Sovitusopas-Bantam Medium (keskikokoinen)-Lue kaikki ohjeet huolella ennen säätöjen tekemistä.

Mittaa

Mittaa istuimen likimääräinen syvyys ennen siirtymistä Bantam Medium (keskikokoinen) -laitteeseen. Mittaa polven takaa takaosaan (A). Mittaa istuimen ja jalkaterälevyn asetukset mittaamalla säären alaosasta polven takaa kantapäähän pohjaan (B).

Jos selällä makuu -vaihtoehto on tilattu, varmista, että ohjain on "Sit-to-Stand" (istuma-asennosta seisomaan) -asennossa ennen istuimen syvyyden (C) säätämistä. Istuin on laskettava istuma-asentoon helpottamaan säätöä.

Istuimen syvyys

Käytä mittaa (A) säätääksesi istuimen syvyyttä seisojalaitteessa, mittaa istuimen edestä istuimen taakse.

Istuinsyvyyden säätämiseksi löysää istuimen alla olevaa nuppia (D). Paina toisella kädellä selkäosaa (jos sisältyy varusteisiin) ja paina jousipainiketta istuinputken vasemmalla puolella istuimen alla (E). Käytä selkäosaa vipuna ja siirrä istuimen syvyys haluttuun asetukseen väri huomioiden. Kiristä nuppi huolella (D).

Pidä toista kättä tukemassa selkäosaa (F). Löysää nuppia seurantavarressa (G). Tue toisella kädellä selkäosaa ja pyöräytä nupin keskellä olevaa harmaa mäntävipu kokonaan auki-asentoon (H). Jatka siitä ja löysää nuppia, kunnes tunnet vastusta. ÄLÄ jatka nupin kiertämistä vastapäivään. Jos pakotat nuppia ohi sen pysäytyspisteen, vahingoitat mekanismia.

⚠ **Huomio:** Tue toisella kädellä selkäosaa ja pyöräytä harmaata mäntävipua, jolloin selkäosa pääsee kiikkumaan vapaasti.

Säädä seurantavarsi selkäosaa vipuna käyttäen siten, että istuinsyvyyden tarran väri vastaa osoitinikkunan seurantavarren väriä. Sulje harmaa mäntävipu vapauttamalla, jotta lukitusmäntä kytkeytyy uudelleen kiinnitysnuppiin. Saatat joutua kiristämään nuppia osittain ja siirtämään takakokoonpanoa hieman, jotta lukitustappi voi lukittua "kotiasentoon". Kiristä nuppi huolella.

Selkäosan kulma



Kun olet saavuttanut halutun istuimen syvyyden, kierrä selkäosan säätönuppia (I) siten, että istuimen/selkänosan kulma on sopiva.

Jalkaterälevyt

Käytä mittaa (B) jalkaterälevyn korkeuden säätämiseen. Löysää jalkaterälevyjen räikkäkahvoja (J) korkeuden ja jalkapohjan/selän säätämiseksi. Kiristä räikkäkahvat säädön jälkeen. Polvien tulee olla hieman lonkan alapuolella ja reidet lepäävät istuimella.

Polvipehmusteet

Sijoita käyttäjän lonkka mahdollisimman lähelle seisojalaitteen lonkankääntöpistettä (K). Aseta polvipehmusteet polvien päälle, älä jätä enempää kuin sormen leveyden verran tilaa polven takaosan ja istuimen (L) väliin. Sido polvet huolella (M).



Sovitusopas-Evolv Medium (keskikokoinen), Large (suuri) ja XT (erityisen suuri) - Glider Medium (keskikokoinen) ja Large (suuri)

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

Mittaa

1. Ennen siirtymistä Evolviin, mittaa likimääräinen (A) istuimen syvyys ja istuimesta (B) jalkaterälevyn asetukset.

⚠ **Huomio:** Nämä säädöt tehdään vain silloin, kun yksikkö ei ole käytössä.

Istuimen syvyys

2. Käytä yllä olevaa mittausta (A) säätääksesi istuimen syvyyttä seisosalaitteessa; mittaa istuimen edestä sen takareunaan. Istuimen syvyyden säätämiseksi löysää istuimen alla olevaa nuppia (C). Paina säätöputken napsautuspainiketta samalla kun liikutat selkäosaa (D). Säädä istuimen syvyyttä, kunnes oikea mitta on saavutettu. Kiristä nuppia (C) säädön jälkeen.

⚠ **Huomio:** Seuraavat säädöt voidaan tehdä vain istuma-asennossa.

Selkäosan kulma

3. Kun olet saavuttanut halutun istuimen syvyyden, kierrä selkäosan (E) säätönuppia siten, että (F) istuimen/selkäosan kulman osoitin on vihreällä alueella ennen seisomista.

Huomio: Toista vaiheet 2 ja 3 jokaiselle värisäädölle.

Jalkaterälevyt - Evolv

4. Säädä jalkaterälevyn korkeutta mittauksella (B). Löysää jalkaterälevyjen (G) räikkäkahvoja korkeuden ja jalkapohjan/selän säätämiseksi. Kiristä räikkäkahvat säädön jälkeen. Polvien tulee olla hieman lonkan (H) alapuolella.

Jalkaterälevyt - Glider

5. Käytä mittaa (B) jalkaterälevyn korkeuden säätämiseen. Löysää jalkaterälevyjen nuppeja (G) korkeuden säätämiseksi. Kiristä nupit säädön jälkeen. Käyttäjän polvien tulee olla hieman lonkan (H) alapuolella.

Sijoittaminen


5. Sijoita käyttäjän lonkka mahdollisimman lähelle (I) Evolvin lantiönkääntöpistettä. Oikean asennon määrittämiseksi Evolv-istuimelle istuimen etuosan ja polven takaosan (J) väliin tulisi mahtua vain kaksi sormea.

Polvipehmuste - Evolv


6. Säädä (K) polvipehmustetta siten, että se sopii mukavasti polviin asti.

Polvipehmuste - Glider


6. Liu'u polvipehmusteisiin (J) ja kiinnitä pohjehihnat polvien taakse.




(A)



(B)




(C)



(D)



(E)




(F)




(G) Evolv




(G) Glider



(H)




(I)



(J) Evolv



(K) Evolv



(K) Glider


Tarkista seisontakehys säännöllisesti varmistaaksesi, että se on käyttöturvallinen

Sovitusopas-StrapStand-

Lue kaikki ohjeet huolelles ennen säätöjen tekemistä.

1. Käytä StrapStandia asettamalla pyörätuoli mahdollisimman lähelle polvipehmustetta. StrapStandin pyörät tulee lukita.
2. Aseta jalat jalkaterälevyille. Säädä polvipehmusteen korkeus siten, että polvet ovat keskellä polvipehmustetta. Kun pyörätuoli on lukittu, liu'uta istuimella eteenpäin niin, että polvet koskettavat polvipehmustetta.
3. Kiinnitä hihna yhteen nostovarsista ja tuo toinen puoli hihnasta vartalon ympärille. Kytke sitten hihna toiseen nostovarteen.
4. Kun olet kiinnittänyt hihnan nostovarsiin, säädä koukun asento. Hihna voidaan säätää erikokoisille yksilöille. Tämä vaihtelee hihnan koon ja henkilön ympärysmittan mukaan.
5. Säädä hihnan sijoitus pakaroiden alle siten, että hihnan yläreuna on hieman vyölinjan alapuolella. Liu'uta se kohdalleen kuvan esittämällä tavalla.
6. Nosta käyttäjää osittain pumppaamalla toimilaitteen kahvaa käyttäjää kohti hihnan kiristämiseksi. Tällöin, ja tarvittaessa, aseta hihna uudelleen kohdalleen. Jatka, kunnes käyttäjä on pystyasennossa. Käyttäjän pyörätuolin tulee olla paikallaan ja käytettävissä, jotta käyttäjä voi palata istuma-asentoon.

⚠ **Huomio:** Älä koskaan säädä hihnaa käyttäjän ollessa seisoma-asennossa.



Sovitusopas-Zing, koko 1 ja koko 2

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

Lonkan keskitys (A):


Käyttäjän lonkan tulee olla keskitettynä linjassa seisojalaitteen kääntöpisteen kanssa, mikä varmistaa lonkan oikean kohdistuksen loitontamisen yhteydessä. Säädä tukikomponentteja ylös tai alas lonkan asennon mukaan.

Jalkaterälevyn korkeus (B):

Mittaa etäisyys käyttäjän lonkasta jalkapohjaan.

Polvipehmusteen korkeus (C):

Mittaa etäisyys käyttäjän lonkasta polven keskikohtaan.



Huolto

Tämä osa koskee kaikkia henkilöitä, jotka voivat olla tekemisissä laitteen kanssa, mukaan lukien hoitajat ja huoltohenkilöstö.

Altimate Medical -seisontalaitetta on tarkastettava vähintään viikoittain sen varmistamiseksi, että se on turvallisessa toimintakunnossa. Altimate Medical seisontalaitteen käyttäjä voi suorittaa seisontalaitteen säädöt, jotka on lueteltu tuotteen käyttöohjeessa, noudattamalla käyttöohjeessa lueteltuja ohjeita. Kun säädöt on tehty, tarkista Altimate Medical seisontalaite varmistaaksesi, että kaikki laitteet ja säädettävät komponentit on kiinnitetty oikein käyttöohjeiden mukaisesti. Kuluneiden osien vaihtaminen, isommat säädöt tai muut tärkeät korjaukset tulee teettää valtuutetulla jälleenmyyjällä tai valtuutetulla huoltoliikkeellä. Turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi ainoastaan Altimate Medical, Inc. -yhtiön hyväksymiä varaosia saa käyttää.

- Tarkista Altimate Medical seisontalaite vähintään viikoittain varmistaaksesi, että kaikki mutterit, pultit ja säädettävät osat on kiristetty kunnolla. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla osien putoaminen, mikä voi aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille.

Puhdistus/Sanitointi

- Vain rutiinipuhdistus, potilaalta ei vaadita muuta huoltoa.
- Pidä yksikkö puhtaana ja suojaa nukalta, pölyltä ja auringonvalolta
- Puhdista laite miedolla, hankaamattomalla desinfiointiaineella tai saippualla ja vedellä.
- Älä käytä valkaisuainetta tai muita valkaisuainepohjaisia puhdistusaineita EasyStandissa.
- Desinfiointipyyhkeet ovat turvallisia käyttää metallipinnoilla ja muilla kuin huokoisilla pinnoilla.
- Käytä kosteaa sientä ja mietoa saippuaa tai mietoa, hankaamatonta desinfiointiainetta.
- Puhdista neopreeni miedolla saippualla ja vedellä.
- Neopreenikannet voidaan poistaa ja pestä käsin vedellä. Ilmakuivaa kannet. Ole aina varovainen, kun irrotat ja vaihdat kansia.
- Älä puhdista mitään verhoiluja kohtia kemiallisesti.
- Jos yksi käyttäjä käyttää EasyStandia, puhdista laite kuukausittain tai tarpeen mukaan.
- Jos useat käyttävät EasyStand-laitetta, laite on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.

Uretaanilla pinnoitetut kankaat (Dartex tai yleinen vastaava)

- Suositeltuja puhdistus- ja desinfiointiohjeita on noudatettava mahdollisuuksien mukaan, jotta vältetään PU-kalvon vaurioituminen, joka voi johtaa kannen ennenaikaiseen rikkoutumiseen.
- Poista pinnallinen lika kertakäyttöpyyhkeellä ja lämpimällä neutraalilla pesuaineliuoksella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Desinfioi 0,1-prosenttisella natriumhypokloriittiliuoksella (1000 ppm klooria), vahvempia valkaisuaineliuksia emme suosittele.
- Huuhtelee jäljellä oleva puhdistusliuos huolellisesti vedellä ja kuivaa kangas ennen tuotteen uudelleenkäyttöä tai varastointia.
- Ei saa silittää.

Lateksitiedote

- Laitteiden osien valmistuksessa ei ole käytetty lateksia, eikä luonnonkumilateksia, ja ne voidaan asettaa suoraan ihoa vasten.

Hydraulisen toimilaitteen huolto

- Hydrauliyksikön ns. sisäänajovaihe on normaalisti 50-100 täyttä käyttöjaksoa. Toisiinsa liittyvien osien hyvin tiivis keskinäinen sovitus tuottaa jokaiselle pumpulle oman ”fiiliksen” ja yksilöllisen äänen, josta merkinä kuuluu kitinää tai se näkyy vähemmän sujuvana liikkeenä.
- Jos pumpusta vuotaa öljyä tai se ei pidä kunnolla, ota yhteyttä paikalliseen EasyStand-jälleenmyyjään ja pyydä vaihtamaan pumppu.
- Älä kohdista liiallista voimaa pumpun kahvaan ja älä käytä pumpun kahvaa Altimate Medical -tuotteen siirtämiseen. Tämä voi vahingoittaa pumpun kahvaa ja/tai pumpun mekanismia ja siten mitätöidä takuun.
- Käyttäjän suoritamia huoltotoimenpiteitä ei edellytetä eikä suositella hydraulipumpulle. Älä koskaan levitä voiteluainetta, talousöljyä, rasvaa tai vastaavaa tuotetta mihinkään laitteen osaan. Jotkin yhdisteet voivat reagoida tämän tuotteen valmistuksessa käytettyjen tiivisteiden kanssa. Tämä voi vahingoittaa yksikköä ja se myös mitätöi kaikki takuut.
- Älä ylitä laitteen nimellispainorajaa.
- Jos EasyStand-tuote toimitettiin ja altistettiin alle 5 °C (41 °F): n lämpötilalle, hydraulisen yksikön on saatava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Tämän vaiheen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa laitetta ja tehdä siitä toimintakyvyttömän.
- Kun seisonta-asema on saavutettu, pumppu voi palautua yhden käyttökerran verran taaksepäin, mikä on normaalia.
- Istuimen laskemiseksi ei aina tarvitse työntää pumpun kahvaa kokonaan taaksepäin. Yritä työntää kahvaa taaksepäin eri asennoissa, jos istuinta on vaikea laskea.
- Jos yksikkö on seisonta-asennossa ja se ei ole käytössä, on painettava yksikön istuinta samalla kun työntää pumpun kahvaa taaksepäin.

Hydraulisen toimilaitteen ilmanpoisto

EasyStand-tuotteen hydraulipumppu herkästi aiheuttaa ilman joutumisen loukkuun yksikön sisään. Tämä johtuu yleensä kuljetuksen aikana tapahtuvasta käsittelystä ja on melko normaalia. Noudata seuraavia yksinkertaisia vaiheita, koska manuaaliset hydrauliikkajärjestelmät eivät koskaan toimi oikein, ellei loukkuun jäänyttä ilmaa poisteta asianmukaisesti. Laitteen on oltava huoneenlämmössä tätä menettelyä varten.

- Pumppaa kahvasta, kunnes täysi jatkeen mitta saavutetaan.
- Jatka kahvalla pumppaamista hitaasti vielä 10 kertaa. Tämä saa järjestelmässä olevan ilman poistumaan.

Uusintakäyttö

- Ennen kuin toinen kuluttaja voi myydä tuotteen uudelleen tai ennen kuin toinen kuluttaja saa käyttää sitä uudelleen, alan erikoistuneiden lääkinnälisten laitteiden jälleenmyyjien on tarkastettava, puhdistettava/desinfioitava tämä tuote. Kaikki kuluneet komponentit tai komponentit, joissa on merkkejä aineen hajoamisesta, on vaihdettava. Lääkinnälisten laitteiden jälleenmyyjä päättää, soveltuuko tuote jälleenmyyntiin tai uudelleenkäyttöön. Huomio: Altimate Medical -seisontatuotteiden odotettavissa olevan käyttöiän katsotaan olevan 5 vuotta normaalissa käyttöolosuhteissa.

Huomio: Tämä vaihtelee käyttöiäkumäärän mukaan.

Vakavat tilanteet

- Jos seisontalaitteen käytössä tapahtuu vakava tilanne, siitä tulee ilmoittaa Altimate Medical -yhtiölle. Jos et pysty ilmoittamaan suoraan Altimate Medicalille, voit ilmoittaa siitä lääkinnälisten laitteiden jälleenmyyjälle, joka sitten ilmoittaa Altimate Medical -yhtiölle. Ilmoita tapahtumasta myös sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle jossa ko. laite on käytössä.

Vianetsintä

Sääreni pituus on liian lyhyt seisontalaitteelle.
Käännä toisin päin ja vaihda jalkaterälevyt vasemmalta oikealle.
Evolv Large -malli: Korvaa suuret jalkakannattimet keskikokoisilla.

Yksi tarjottimeni varsista on lyhyempi kuin toinen. Onko näin tarkoitettu?
Kyllä. Se suunniteltu sellaiseksi, että voit asettaa ensin pidemmän varren ja sitten lyhyemmän varren.

Saimme juuri Bantam-mallimme ja tarjottimessa on pikakiinnike tarjottimen kiinnittämiseksi paikalleen, mutta molemmille puolille on kiinnitetty kaksi pulttia. Onko tarkoituksena, että käytän pultteja kiinnittääkseni tarjottimen?
Pultteja ja muttereita käytetään tarjottimen syvyysohjaimena. Voit siirtää ne mihin tahansa tarjottimen säätövarren reikään yksikköä käyttävän henkilön mittojen mukaan. Käyttäaksesi niitä, poista ne tarjottimesta, aseta tarjotin oikeaan syvyyteen ja asenna ne sitten uudelleen tarjottimen yläosaa lähimpänä olevaan reikään. Tämä pysäyttää varret oikeassa syvyydessä, jolloin tarjotin on helpompi ja nopeampi kiinnittää. Kiinnittääksesi tarjottimen, kaapeleihin on kiinnitetty kaksi pikakiinnikettä yksikön molemmin puolin. Tarkista molemmat puolet varmistaaksesi, että molemmat ovat siellä.
Joskus kuljetuksen aikana käy niin, että ne liikkuvat, jolloin ensi silmäyksellä vain yksi puoli on näkyvissä.

My EasyStand ei suostu menemään täyteen seisonta-asentoon:
Kesäkuusta 2011 lähtien EasyStand (vain manuaalinen hydraulipumppu) on varustettu turvaominaisuudella, joka estää nosto-/seurantavarren mekanismin liiallisen liikkeen, jos selkäosan kulmaa säädetään yli suositellun kulman. Yksikkö ei saavuta täyttä seisonta-asentoa, ellei selkäosan kulmaa säädetä vihreälle alueelle istuma-asennossa. Tutustu sivulla 41 esitettyihin asianmukaisiin ohjeisiin.

EasyStand-laitteeni ei vapaudu kunnolla seisonta-asennosta istuma-asentoon:

- Yritä työntää kahva takaisin eri asentoihin, mutta älä työnnä pumpun kahvaa voimalla taaksepäin yhteen asentoon.
- Istuimeen täytyy kohdistaa painoa, jotta yksikkö laskeutuu kunnolla. Jos yksikössä ei ole käyttäjää tai jos käyttäjä nojaa eteenpäin eikä istuimelle kohdistu riittävästi painoa, kohdista istuimen takaosaan painetta kädelläsi ja paina samalla pumpun kahvaa vastaan.
- Varmista, että takakulma on säädetty oikein. Jos takakulma ulottuu liian paljon eteenpäin tai taaksepäin, yksikkö ei välttämättä laskeudu kunnolla. Säädä selkäosan kulmaa 90° suuntaan, jotta se vapautuu asianmukaisesti.

Laitteeni hydraulikka ei toimi tasaisesti, se ei vuoda öljyä, mutta sen toiminta on vaihtelevaa:
Kun käyttäjä ei ole yksikössä, pumpppaa se täyteen seisonta-asentoon. Kun istuin on seisonta-asennossa, anna käytä pumpua vielä 12-15 kertaa mahdollisen ilman poistamiseksi ja nesteen kierrättämiseksi. Vedä pumpun kahvasta taaksepäin, jotta istuin palautuu istuma-asentoon. Istuimen takaosaan voit kohdistaa painetta kädellä samalla kun työnnät pumpun kahvaa. Useimmissa tapauksissa hydraulipumpun ilmaaminen poistaa vaihtelevan toiminnan.

Evolv-istuimeni ei suostu menemään täysin alas istuma-asentoon:
Katso läheltä neljää päärunгон pulttia, jotka kiinnittävät etupään takapäähän. Yleensä munuaisen muotoisia pumpun kannakkeita ei ole kiinnitetty oikein. Ne on sijoitettu rungon pulttien yläpuolelle, jossa on paljaana aukko, jonka läpi pultit on tarkoitettu menemään. Tämä asettaa pumpun tiettyyn kulmaan/kohottaa pumpppua, eikä anna yksikön laskeutua täysin istuma-asentoon. Irrota pääpultit ja varmista, että ne menevät sekä eturungon, takarungon että pumpun kanattimien läpi.

Evolv Pow'r Up -nostolaite:
Varmista, että johdot ovat täysin paikallaan akkukotelossa. Johtojen läpivientirengas tekee akkukotelosta hyvin ahtaan. Irrota johdot ja kytke ne takaisin voimalla työntäen.

Evolv, jossa Swing-Away (sivulle käännettävyyys) -ominaisuus:
Poista pikatappi ja nosta vastakkaisella puolella oleva kaulus rungon ohi ja käännä se ulos.

Shadow Tray -tarjotin ei ole vaakatasossa:
Jos Shadow Tray -tarjotin on eteenpäin tai taaksepäin kallellaan, säädä selkäosan kulmaa. Jos tarjotin on kallistunut oikealta vasemmalle, säädä tukivarren säätöruuvia tukivarren asettamiseksi vaakatasoon.

Pöyrivän istuimen käyttö:
Työnnä istuimen alla olevaa vipua ylöspäin ja kierrä istuinta oikealle tai vasemmalle 90° tai kunnes se lukittuu paikalleen. Siirry istuimelle ja työnnä vipua ylöspäin avataksesi lukituksen ja käännä eteenpäin.

Mistä tiedän onko minulla Evolv Medium (keskikokoinen) tai Large/XT (suuri/erityisen suuri):
Mittaa istuin. Edestä taakse: XT/Large on 56 cm (22"); Medium (keskikokoinen) on 46 cm (18")

Kuinka tilaan osia:
Ota yhteyttä paikalliseen lääkinällisten laitteiden jälleenmyyjään ja pidä sarjanumero esillä. Jos et tiedä paikallista lääkinällisten laitteiden jälleenmyyjää, soita Altimate Medical -yhtiön asiakaspalveluun, (800) 342-8968, ja pidä sarjanumero esillä.

Rajoitettu takuu

Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle ostajalle/asiakkaalle (tai ei-kuluttaja toimittajalle, joka ei osta tai ei myy eteenpäin). Altimate Medical, Inc., antaa EasyStand- ja Zing-tuotteille takuun materiaalivikojen ja työnlaatuviikojen osalta siten kuin tässä jäljempänä esitetään.

- Teräsrungot - 5 vuoden takuu
- Hydraulinen toimilaite - 2 vuoden takuu
- Kaasujousi - 2 vuoden takuu
- Verhoillut komponentit, muovipehmusteet, kumiosat, maalatut pinnat, laakerit ja muut osat, joita ei edellä ole erikseen mainittu - 90 päivän takuu

Sähkötoimisen nostotoiminnon komponenttien takuu on seuraava:

- Toimilaite ja käsikäyttöinen ohjain - 2 vuoden takuu
- Ohjauskotelo ja akku - 90 päivää
- Akkulaturi - 90 päivää

Takuuaika alkaa alkuperäisestä tuotteen lähetyspäivästä Altimate Medicalilta. Tuotteet, joiden on osoitettu Altimate Medicalia tyydyttävällä tavalla viallisiksi takuuaikana, tullaan korjaamaan tai vaihtamaan Altimate Medicalin valinnan mukaan.

ALTIMATE MEDICAL -YHTIÖN AINOA VASTUU JA ASIAKKAAN YKSINOMAINEN OIKEUSKEINO TÄMÄN TAKUUN PUITTEISSA ON RAJOITETTU KORJAUKSEEN JA/TAI VAIHTOON. Tämä takuu ei sisällä korvaavien osien asennuksesta aiheutuvia työ kustannuksia. Rahtimaksut tehtaalle on asiakkaan maksettava myyjälle. Paluurahdin maksaa Altimate Medical. Jos takuuhuolto on tarpeen, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä siihen valtuutettuun jälleenmyyjään, jolta asiakas on ostanut Altimate Medical -tuotteen. Jos asiakas ei saa tyydyttävää takuupalvelua, asiakkaan on oltava kirjeitse yhteydessä suoraan Altimate Medical -yhtiöön tässä jäljempänä ilmoitettua osoitetta käyttäen. Tuotteita ei saa palauttaa tehtaallemme ilman etukäteen annettua suostumustamme.

RAJOITUKSET JA POISSULKEMINEN: Edellä mainittu takuu ei koske sarjanumeroituja tuotteita, jos sarjanumero on poistettu tai tuhrittu. Tuotteet, jotka ovat joutuneet laiminlyöntiin, väärinkäyttöön, virheellisen käytön, virheellisen huollon, virheellisen varastoinnin kohteeksi tai sellaisen vahingon kohteeksi, joka on Altimate Medical -yhtiön hallinnan ulkopuolella, ja tämän arviointi kuuluu yksinomaan Altimate Medical -yhtiön ratkaistavaksi. Tuotteet, joita on muunneltu ilman Altimate Medical -yhtiön nimenomaista kirjallista suostumusta (mukaan lukien, muiden muassa, muutokset luvattomia osia tai liitososia käyttäen), eivät kuulu tämän takuun piiriin. Takuu ei koske ongelmia, jotka johtuvat normaalista kulumisesta tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Takuu raukeaa, jos osia, jotka eivät ole Altimate Medical -yhtiön valmistamia, tai osia, jotka eivät ole alkuperäisten laitevaatimusten mukaisia, lisätään Altimate Medical -tuotteeseen.

EDELLÄ MAINITTU TAKUU ON YKSINOMAINEN JA SE ANNETAAN KAIKKIEN MUIDEN NIMENOMAISTEN TAKUIDEN SIJASTA. ALTIMATE MEDICAL -YHTIÖ EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA.

Altimate Medical -yhtiö ylläpitää jatkuvaa tuotekehityskäytäntöä ja pidättää oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja hintoja ilman ennakkoilmoitusta. Viimeisimmät tiedot ovat saatavissa Altimate Medical -yhtiöstä niitä pyytämällä.

Ympäristökysymykset

Tuotteen käyttöiän päätyttyä:

- Kierrätä maasi kierrätyskoodien mukaisesti.
- Kierrätä kaikki metalliset osat.
- Muoviosat tulee hävittää tai kierrättää maasi direktiivin mukaisesti.
- Kysy paikallisesta hävittämishallinto- ja kierrätyskeskuksestasi paikalliset koodit.
- Palauta hydraulitoimilaite tai vaimennussylinteri (vain Pow'r Up) Altimate Medical, Inc.:lle.

AltimateMedical

262 West 1st St.

Morton, MN 56270 USA

Maksuton puhelu: +1 800 342 8968 tai +1 507 697 6393

Maksuton faksilähetys: +1 877 342 8968 tai +1 507 697 6900

email: info@easystand.com

easystand.com

Vertreter der Aufsichtsbehörde in der EU

Medical Product Service GmbH

Borngrasse 20

35619 Braunfels

Deutschland



FINLAND-FINNISH

Vakiintunutta tekniikkaa tulisi käyttää vain lääkärin ohjauksessa, joka antaa suosituksia seisontaohjelman ohjeista ja lääkinnällisistä varotoimista. Hoitavan terapeutin tulee seurata seisontaohjelmien suoritusta. Altimate Medical ylläpitää jatkuvaa tuotekehityskäytäntöä ja pidättää oikeuden muuttaa ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja hintoja ilman ennakkoilmoitusta. Viimeisimmät tiedot ovat saatavissa Altimate Medical -yhtiöstä niitä pyytämällä.
FORM MANAEVM 032521 REV A Copyright © 2021 Altimate Medical, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Yhdysvalloissa.

