



Apex

Ultrakevyt säädettävä kiinteärunkoinen Apex täyttää vaativankin käyttäjän tarpeet.

Apex on saatavana hiilikuitu- tai alumiinirunkoisena. Hiilikuituisen rungon paino on vain 4,2 kg (40x40 cm).

Tyylikäs muotoilu, innovatiivisia komponentteja sekä yksityiskohtia rungossa.

Säädettävä pyörätuoli, joka tilattavissa yksilöllisin mitoin ja varustein, mm.

- rungon pituus suhteessa istuinsyvyyteen
- polvikulma 70-90 astetta, 5 asteen välein
- suora tai 1" tai 2" kapeneva eturunko
- selän kulma 80-101 ast, selkään saa myös lisävarusteena 3" syvyyssäädön



Tekniset tiedot

Istuinleveydet, cm	30,5 - 50,8 (12" - 20")
Istuinsyvyydet, cm	30,5 - 50,8 (12" - 20")
Selkäosan korkeus, cm	22,9- 53,3 (9" - 21")
Etu- / takakorkeus, cm	35,6 - 53,3 / 35,6 - 50,8
Camberkulma, ast.	0, 2, 4, 6, 8
Kelauspyörät	20", 22", 24", 25", 26"
Tukipyörät	3", 4", 5", 6"
Rungon paino, kg	Alumiini 4,8 kg, Hiilikuitu 4,2 kg (ilman kelauspyöriä)
Runkomateriaali	Alumiini (AluLite aluminium alloy) tai hiilikuitu (Carbon T700)
Max. Kuormitus, kg	120