

Campus Challenge



Campus Challenge on tukeva ja toiminnallinen seisomateline omatoimiseen seisomiseen. Seisomaannousua helpottaa sähkötoiminen kelautuva leveä lantiovyö. Soveltuu lapsille ja nuorille (malli 645) sekä aikuisille (malli 640).

Runkokorkeus valitaan pöytäkorkeuden mukaan, säätövaraa kussakin korkeudessa on 30cm.

Vakiovarusteina sähköinen nostovyö, pöytälevy, polvituet sekä kankourut.

Seisomatelineet ovat tilattavissa yksilöllisesti runsaan lisävaruste ja –säätövalikoiman ansiosta. Lisätukea seisoma-asentoon saadaan lisäämällä erilliset lantiotuet. Saatavana useita eri värejä.

Campus Challenge on tilattavissa myös Allround -alustalla, jossa on kaasujousella kallistus eteen 25 asteeseen sekä pöytälevyn kulmansäätö.

Berollka valmistaa laadukkaat tuotteensa tehtaallaan Saksassa.

Tekniset tiedot	Campus Challenge 645	Campus Challenge 640
Käyttäjän pituus, cm	100-145	130-190
Pöytälevyn korkeus, cm	60-90, 70-100 tai 80-110	83-118, 93-128, 103-138 tai 113-148
Rungon leveys, cm	67	70
Pöydän leveys, cm	78	78
Kokonaispituus runko/ pöydän kanssa, cm	85 / 96	85 / 101
Max. kuormitus, kg	120	120