

## Campus Nano



Campus Nano 630 on tukeva ja helppokäyttöinen seisomateline pystyseisontaan pienille lapsille. Käyttäjän maksimipituus on noin 110 cm. Telineen kokoa valittaessa mitataan aina pituus jalkalevytä pöytälevyn päälle.

Vakiovarusteina pöytälevy, lantio- ja polvituet sekä kantalourut.

Lisävarusteina saatavana pään, selän, vartalon sekä rintakehän tuet sekä pyöräsarja (kuvassa).

Lisäsäätöjä on myös valittavissa sekä pöytälevyyn että polvitukiin.

Campus Nano on tilattavissa myös Allround -alustalla, jossa on kaasujousella kallistus eteen 25 asteeseen sekä pöytälevyn kulmansäätö.

Berollka valmistaa laadukkaat tuotteensa tehtaallaan Saksassa.

Tekniset tiedot	Campus Nano 630
Käyttäjän pituus, cm	n.80-110
Pöytälevyn korkeus, cm	38-56 tai 48-76
Kokonaisleveys, cm	56
Pöydän leveys, cm	60
Kokonaispituus, cm	74
Max. kuormitus, kg	40