

Little AR/SLT



Little on kevyt ristikkorunkoinen pyörätuoli aktiivisille lapsille ja nuorille. Versiossa AR on irrotettavat jalkatuet ja SLT:ssä on kiinteä eturunko. Rungon tuplaristikko tekee tuolista kestäväen ja vakaan kelattavan.

Littleen on saatavissa paljon erilaisia lisävarusteita käyttäjän tarpeen mukaan, mm.

- yhtenäisiä ja erillisiä jalkalevyjä,
- sivulaitoja ja käsinoja
- kiinnityssarja autoon
- Unitomic kaareva selkäosa
- korkeussäädettävät työntökahvat
- kaatumaesteet

Suora tai abduktio eturunko.

Törmäystestattu ISO 7176-19

Berollka valmistaa laadukkaat tuolit rungoista alkaen tehtaallaan Saksassa, mikä mahdollistaa tuolin valmistamisen hyvin yksilöllisesti asiakkaan tarpeen sitä vaatiessa.

Tekniset tiedot

Istuinleveydet, cm	24-36 (2 cm välein)
Istuinsyvyyydet, cm	26-38 (2 cm välein)
Selkäosan korkeus, cm	25, 30, 35, 40 (+2,5cm säätövara)
Etu- / takakorkeus, cm	43-52 / 36-51
Camberkulma, ast.	0, 4, 7, 10
Kelauspyörät	20", 22", 24"
Tukipyörät	4" 5", 6"
Rungon paino, kg	Alk. 7,5 kg
Runkomateriaali	Alumiini