

Slade AR/SLT



Slade on tyylikäs kevyt ristikkorunkoinen aktiivipyörätuoli nuorille ja aikuisille. Versiossa AR on irrotettavat jalkatuet ja SLT:ssä on kiinteä eturunko. AR on saatavana joko suoralla tai levennetyllä (abduktio) eturungolla. SLT:ssä on 70 tai 80 asteen polvikulma sekä eturunkomallit: kavennettu, levennetty tai V-runko.

Rungon tuplaristikko tekee tuolista kestävän ja erittäin vakaan kelattavan.

Berollka valmistaa laadukkaat tuolit rungoista alkaen tehtaallaan Saksassa, mikä mahdollistaa tuolin valmistamisen hyvin yksilöllisesti asiakkaan tarpeen sitä vaatiessa.

Sladen voi tilata myös kiinteärunkoisena.

Sladeen on saatavissa paljon erilaisia lisävarusteita käyttäjän tarpeen mukaan, mm.

- yhtenäisiä ja erillisiä jalkalevyjä,
- sivulaitoja ja käsinoja
- erilaisia kelausvanteita
- kiinnityssarja autoon
- Unitomic kaareva selkäosa
- Unitomic kuppimainen istuinosa
- korkeussäädettävät työntökahvat
- Kaatumaesteet

Törmäystestattu ISO 7176-19

Tekniset tiedot

Istuinleveydet, cm	34-46 lisähinnasta 48, 50 (2 cm välein)
Istuinsyvyyydet, cm	34-46, lisähinnasta 48, 50 (2 cm välein)
Selkäosan korkeus, cm	30, 35, 40, 45 (+2,5cm säätövara)
Etu- / takakorkeus, cm	43-52 / 43-51 (24":lla)
Camberkulma, ast.	0, 2, 4, 7,
Kelauspyörät	22", 24"
Tukipyörät	4", 5", 140 mm, 6"
Rungon paino, kg	Alk. 8,5 kg
Runkomateriaali	Alumiini
Max kuormitus	120 kg