

## Bantam XS, S ja M



EasyStand Bantam on lapsille, nuorille ja maks. 170 cm pitkille aikuisille soveltuva seisomateline, joka mahdollistaa seisomamaan nousun istuma-asennosta. Valinnaisena on selinmakuu/tiltti -toiminto, jonka avulla seisomaannousu onnistuu myös makuuasennosta ja lonkkien ja polvien kulmaa voidaan tarvittaessa säätää (esim. kontraktuurat, spastisuus). Seisomaan nousun voi valita käyttäjälle miellyttävimmällä ja turvallisimmalla tavalla. Nostotapa on hydraulinen tai lisävarusteena saatavalla sähkötoiminnolla.

Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta Bantam on helposti muokattavissa sopivaksi erilaisille käyttäjille. Lisävarusteiden kuvat löytyvät englanninkielisestä esitteestä.



Tekniset tiedot	Bantam XS	Bantam S	Bantam M
Käyttäjän pituus noin, cm	71-102	91-137	122-168
Istuin-jalkalevy, cm	11-42	11-42	18-47
Istuinsyvyys, cm	18-30	28-41	38-51
Istuinkorkeus, cm	48	48	56
Polvityynyn etäisyys, cm	6-22	6-22	8-20
Runko, cm	62x93	62x93	62x113
Perusyksikön paino, kg	24	24	49
Max. kuormitus, kg	23	45	91