

Flipper Pro sisäalusta



Zitzi Flipper Pro on korkeussäädettävä sisäalusta erilaisille istuimille. Alusta on kevyesti liikuteltava, kallistettava ja sen voi laskea lattiatasoon asti.

Korkeus ja kallistus säädetään kaasujousen avulla, lisävarusteena on saatavilla sähkötoimiset säädöt. Yli 40kg painavalle käyttäjälle suositellaan sähköisiä säätöjä. Saatavana kolme kokoa, istuimen koko määrää tarvittavan alustan koon.

Koko 1:ssä istuimen kallistuksen säätö tapahtuu mekaanisesti ilman kaasujousta.

Valittavissa myös korkealla työntökaarella.

Flipper Pro Flex



Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva alusta, jossa korkeus ja istuimen kallistus ovat säädettävissä kaasujousen avulla.

Lisävarusteena saatavilla sähkötoimiset säädöt.

Yksi koko. Törmäystestattu 75 kg asti. Lisävarusteena mm. autokiinnityslenkit, kaatumaesteet.

Tekniset tiedot	Flipper Pro 2	Flipper Pro 3	Flipper Pro Flex
Istuinkorkeus, cm (istuinlevylle)	21-61	21-61	29-65
Pyöräkoko	125 mm	125 mm	16"(12") / 7"
Kallistus, ast	0-30 (-5 - 25)	0-30 (-5 - 25)	0-30 (-5 - 25)
Kokonaispituus, cm	74	84	81 (16":lla)
Kokonaisleveys, cm	58	58	63
Paino (mekaanisen),kg	18	19	31
Max. kuormitus, kg	50	75	95