

RAZ -AP

WC-JA SUIHKUTUOLIT

rehaco.



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

www.rehaco.fi

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

OMINAISUUDET



Saatavana myös:
• Pitkä runko
• Matala runko

RAZ AP on neljällä lukittavalla pyörällä varustettu wc- ja suihkutuoli.

Vakiovarusteisiin kuuluvat istuimen korkeus- ja syvyyssäätö, selkänojan kulmansäätö, säädettävä selkänojakangas, ylöskääntyvät käsinojat ja irrotettavat jalkatuet.

Runko on kiillotettua ruostumatonta terästä, mikä helpottaa tuolin puhdistamista.

Käyttäjän maksimipaino on 158 kg.

Yksilöllisiin tarpeisiin on saatavissa runsas määrä erilaisia lisävarusteita.

TUOTETIEDOT	RAZ-AP
Käyttäjän maksimipaino	158 kg
Runkoleveys	46 cm
Kokonaisleveys	57 cm
Kokonaispituus	86 cm
Istuinleveys	46 cm
Istuintyynyn syvyys	40 tai 48 cm
käsinojan korkeus istuimesta	17-24 cm
Vapaakorkeus istuimen alla (ilman kiinnikkeitä)	39-50 cm (41-51 cm)
Istuintasosta-lattiaan korkeus	51-61 cm
Paino	17.25 kg
Runkomateriaali	Ruostumaton teräs



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi



Säädettävät kantaremmit



Leveä pohjetuki



Pohjeyö



Lantiovyö



Rintavyö



Alusastia



Kulmasäädettävät
jalkatuet



Ylös kääntyvä
yhtenäinen jalkalauta



Lantiotuet



Reisien adduktio ohjurit



Muotoiltu pitkä käsinoja



Muotoiltu leveä päätuki




Jalkalautojen
neoprenpehmusteet



Symphony selkäosa



Viskoelastinen istuinosa



Sivulle kääntyvät
vartaloguet



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy

2447737-2
Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi