

OMINAISUUDET



Saatavana myös:

- Pitkä runko
- Matala runko

RAZ AP600 on neljällä lukittavalla pyörällä varustettu wc- ja suihkutuoli.

Vakiovarusteisiin kuuluvat istuimen korkeus- ja syvyyssäätö, selkänojan kulmansäätö, säädettävä selkänojakangas, ylöskääntyvät käsinojat ja irrotettavat jalkatuet.

Runko on kiillotettua ruostumatonta terästä, mikä helpottaa tuolin puhdistamista.

Käyttäjän maksimipaino on 275 kg.

Yksilöllisiin tarpeisiin on saatavissa runsas määrä erilaisia lisävarusteita.

TUOTETIEDOT

RAZ-AP600

Käyttäjän maksimipaino	275 kg
Runkoleveys	46 cm
Kokonaisleveys	67 cm
Istuinleveys (alusastialla)	56-76 cm
Istuinsyvyys	46 cm 46 cm (tilattavissa myös yksilöllisillä mitoilla)
Käsinojen korkeus istuimesta	24 cm
Vapaakorkeus istuimen alla	48-58 cm
Paino	25 kg
Runkomateriaali	Ruostumaton teräs
Pyörien halkaisija	5" tai 6"



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy

2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi



Säädettävät kantaremmit



Leveä pohjetuki



Pohjeyö



Lantiovyö



Rintavyö



Alusastia



Kulmasäädettävät
jalkatuet



Ylös kääntyvä
yhtenäinen jalkalauta



Lantiotuet



Reisien adduktio ohjurit



Muotoiltu pitkä käsinoja



Muotoiltu leveä päätuki




Jalkalautojen
neoprenpehmusteet



Symphony selkäosa



Viskoelastinen istuinosa



Sivulle kääntyvät
vartaloguet



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy

2447737-2
Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi