



Yuki

Yuki on kallistettava lasten kiinteärunkoinen aktiivipyörätuoli.

Kevyessä alumiinirunkoisessa Yukissa on 12 cm eteen levenevä abduktiorunko sekä mekaaninen kallistus -5° - 40°. Alumiininen istuinlevy mahdollistaa tukevan istuma-asennon ja istuintyönnön valinnan lapsen tarpeen mukaisesti.

Keskiputkella kiinnittyvä jalkalevy on ylöstaittuva. Tarrasäädettävässä selkäosassa on kulmansäätö. Saatavana useita eri runkovärejä.

Lisävarusteina saatavana mm.

- korkeussäädettävät työntökahvat sekä
- yhtenäinen työntökaari
- istuinosan syvyysäättö 40mm
- vaatesuojat, vaatesuojat käsinojilla
- kaatumaesteet ja kippauspoljin
- päätuki



Yuki	22" runko	24" runko
Istuinleveydet, cm	26-36, 2 cm välein	28-40, 2 cm välein
Istuinsyvyyydet, cm	26-34, 2 cm välein	28-40, 2 cm välein
Istuinkorkeus	41 - 46 cm	43,5 - 48,5 cm
Selkäosan korkeus	20, 25, 30, 35, 40 cm	20, 25, 30, 35, 40 cm
Camber	7°, 9°, 11°	7°, 9°, 11°
Tukipyörät	4" tai 5"	4" tai 5"
Max. kuormitus	75 kg	75 kg