

LASTEN SÄHKÖPYÖRÄTUOLIT
SANGO Slimline JUNIOR, keskiveto
SANGO ADVANCED JUNIOR
Taka-, keski- ja etuveto



Sango Slimline JUNIOR on Dietz Power-tuoteperheen ketterä malli, jonka runko on kokonaisleveydeltään vain **53 cm**. Kapean rungon ja keskivedon mahdollistaman pienen kääntösäteen ansiosta Slimline soveltuu loistavasti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Kapeudesta huolimatta akkukapasiteetista (60 Ah) ei ole tingitty, joten Slimline on myös "täysiverinen" tuoli ulkokäyttöön. Slimlinen saa varustettua sekä aikuisten Sego Comfort että lasten Sego JUNIOR istuinjärjestelmällä.

JUNIOR-istuin voidaan asentaa myös SANGO ADVANCED-sarjan isompiin runkoihin. (Kts. esite SANGO ADVANCED). Valittavissa on laaja valikoima lisävarusteita sekä sähköiset toiminnot jalkatuille ja istuimelle. Erillisiin jalkatukiin voidaan valita aktiivinen kulma tiukemman polvikulman tai lyhyemmän kokonaispituuden saavuttamiseksi.



Slimline JUNIOR



SANGO Advanced JUNIOR
etuveto

Tekniset tiedot	SANGO slimline JUNIOR ISTUIMELLA
Pituus jalkatuilla, cm	85 – 106 (107 - 127)
Alustan leveys min., cm	53
Istuinkorkeus istuinraamin päälle, cm	39 - 48
Istuinkorkeus hissillä	41
Paino, kg (sis. Akut, sähköiset jalkatuet, hissi, kallistus ja selkäosa)/Painavin osa 90	135/90
Max. Käyttäjänpaino, kg	65
Istuinleveys, toiminnallinen, cm	32 - 37
Istuinsyvyys, toiminnallinen, cm	30 - 40
Selkänojan korkeus, cm	30 - 40
Ajomatka, teoreettinen, km	30
Ajonopeus, km/h	6 tai 10
Kääntösäde, cm (ilman jalkatukia, keskijalkatuella +26cm)	42
Esteenylityskyky (mitattu 160kg käyttäjällä)/maavara, cm	5/6
Sähköinen hissi, cm	30
Sähköinen istuimen kallistus	45 °
Sähköinen negatiivinen kallistus	25 °
Sähköinen selkäosan säätö	30 tai 45 °
Akut, Ah	60
Ajopyörät/tukipyörät	12"/7" tai 14"/8"
Elektroniikka	R-net



Sähkösäätöiset
jalkatuet



Yhtenäinen sähkötoiminen
jalkatuki



Yhtenäinen jalkatuki



Amputaatio tuki




Sähkösäätöinen
katapultti-istuin




Säädettävä reisituki



Vartalotuki



Säädettävät ja irroitettavat
käsinojat



Contour syvä säädettävä
selkänöja



Omni-moduuli



Dac-box



Leukaohjaus



Avustajanohjaus



Joystickit



Erilaiset pöytälevy
ja ohjausyksiköt



Junior-istuin

HALLINTO JA VARASTO

Rehaco Oy

2447737-2

Kaavarinkatu 8 H 5

33840, Tampere

040 705 5886

info@rehaco.fi

Haaransuontie 6 A 7

90240, Oulu

040 705 5886

info@rehaco.fi

rehaco.