



SANGO XXL ETUVETOINEN SÄHKÖPYÖRÄTUOLI

SANGO XXL on luotettava kumppani päivittäiseen käyttöön erittäin pitkille ja/tai painaville käyttäjille. Painoraja on **250 kg**. Jousitettu runko, 78 Ah tai 100Ah akut sekä R-net 120A takaavat mukavan ajokokemuksen.

SANGO XXL:n yksityiskohtien ja varusteiden on suunnittelussa on otettu huomioon erittäin painavien käyttäjien tarpeet.

Lisävarusteet:

Valittavissa on laaja valikoima lisävarusteita sekä sähköiset toiminnot jalkatuille ja istuimelle.

Sähkötoiminen eteenpäin kallistus, "katapultti-istuin", helpottaa siirtymistä jalkojen kautta.

Useita eri istuin- ja selkätyynyjä.



Tekniset tiedot	SANGO XXL ETUVETO
Pituus jalkatuilla, cm	98,5 - 168
Alustan leveys, cm	69,5 - 70
Istuinkorkeus istuinraamin päälle, cm	45 - 49
Paino, kg (sis. Akut, sähköiset jalkatuet, hissi, kallistus ja selkäosa)/ Painavin osa 90	163,5/120
Max. Käyttäjänpaino, kg	250
Istuinleveys, toiminnallinen, cm	54 - 65
Istuinsyvyys, toiminnallinen, cm	48 - 55
Selkänojan korkeus, cm	52 - 57
Ajomatka, teoreettinen, km	30
Ajonopeus, km/h	6
Kääntösäde, cm (ilman jalkatukia, keskijalkatuella +26cm)	65
Esteenylityskyky (mitattu 160kg käyttäjällä)/maavara, cm	5/6
Sähköinen hissi, cm	25 (painoraja 200kg)
Sähköinen istuimen kallistus	28 °
Sähköinen negatiivinen kallistus, "katapultti"	25 °
Sähköinen selkäosan säätö	30 °
Akut, Ah	78 (100 lisävaruste)
Ajopyörät/tukipyörät	14"/9"
Elektroniikka	R-net 120A



Sähkösäätöiset
jalkatuet



Yhtenäinen sähkötoiminen
jalkatuki



Yhtenäinen jalkatuki



Amputaatio tuki




Sähkösäätöinen
katapultti-istuin




Säädettävä reisituki



Vartalotuki



Säädettävät ja irroitettavat
käsinojat



Contour syvä säädettävä
selkänöja



Omni-moduuli



Dac-box



Leukaohjaus



Avustajanohjaus



Joystickit



Erilaiset pöytälevy
ja ohjausyksiköt

HALLINTO JA VARASTO

Rehaco Oy

2447737-2

Kaavarinkatu 8 H 5

33840, Tampere

040 705 5886

info@rehaco.fi

Haaransuontie 6 A 7

90240, Oulu

040 705 5886

info@rehaco.fi

rehaco.