



Unitomic-selkäosa ja Uniseat-istuinosa saatavilla kaikkiin Berollkan pyörätuoleihin.

**Berollka Luke** on tyylikäs, kestävä ja monipuolinen kiinteärunkoinen aktiivipyörätuoli.

Standardirungon lisäksi Unitomic-selkäosa ja/tai Uniseat-istuinosa mahdollistavat optimaalisen ratkaisun istuimukavuudelle ja asennonhallinnalle.

Pyörien laaja säätömahdollisuus takaa taloudellisen, ketterän ja herkän kelattavuuden.

Luke on valittavissa kiinteällä eturungolla tai irrotettavilla sivulle kääntyvillä jalkatuilla.

Lukeen on saatavissa monipuolinen valikoima lisävarusteita mm. sivulaitoja, käsinoja ja jalkatukia.

Berollka Luke	Tekniset tiedot
Istuinleveydet, cm	32-48 cm
istuinsyvyydet, cm	34-46, lisähinnasta 48 ja 50 cm
Selkäosan korkeus, cm	25, 30, 35, 40, 45 (2,5 cm säätövara)
Etu- ja takakorkeus, cm	43-52 / 39-51
Camberinkulma, ast.	0, 2, 4, 7
Kelauspyörät	22", 24"
Tukipyörät	4", 5", 140 mm, 6"
Rungonpaino	Alk. 8,5 kg
Runkomateriaali	Alumiini
Max kuormitus	120 kg



## HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5  
33840, Tampere  
040 705 5886  
info@rehaco.fi

Rehaco Oy  
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7  
90240, Oulu  
040 705 5886  
info@rehaco.fi