

Berollka Tourer

PYÖRÄTUOLIT

rehaco.



Berollka Tourer on laadukas ja monikäyttöinen pyörätuoli. Toureria voidaan käyttää Comfort-tuolina tai erikoisistuimien alustana.

Tuolin kallistus ja säädöt mahdollistaa optimaalisen istuma- ja lepoasennon sekä kelauspyörän laaja säätöalue herkän kelatavuuden että työntömukavuuden.

Toureriin saatavissa runsaasti erilaisia lisävarusteita; päätuet, vartalotuet, selkäosat, istuintyynt, haarakiilat jne.

Berollka Tourer	Tekniset tiedot
Istuinleveydet, cm	26 – 44 cm (4. eri runkokokoa)
istuinsyvyudet, cm	33 – 40 cm, lisähinnasta 40 – 50 cm
Selkäosan korkeus, cm	40 – 44, lisähinnasta mittojen mukaan
Etu- ja takakorkeus, cm	45 – 53 cm
Camberinkulma, ast.	0, 4,
Kelauspyörät	12”, 16”, 20”, 22”, 24”
Tukipyörät	140 mm, 6”, 7”
Istuinkulma säätöalue	-5 – 30 °
Selkänojankulma säätöalue	90 - 120 °
Runkomateriaali	Alumiini
Rungonpaino	Alk. 11 kg
Max kuormitus	120 kg



rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi