

Campus 628 Micro



Campus Micro 628 on tukeva ja helppokäyttöinen seisomateline pystyseisontaan lapsille pituudeltaan 100-130 cm.

Telineen kokoa valittaessa mitataan aina pituus jalkalevyltä pöytälevyn päälle.

Vakiovarusteena

- Pöytälevy
- Lantio- ja polvituet
- Kantakourut

Lisävarusteina saatavana pään, selän, vartalon sekä rintakehän tuet sekä pyöräsarja (kuvassa).

Lisäsäätöjä on myös valittavissa sekä pöytälevyyn että polvitukiin.

Campus Micro on tilattavissa myös Allround -alustalla, jossa on kaasujousella kallistus eteen 25 asteeseen sekä pöytälevyn kulmansäätö.

Berollka valmistaa laadukkaat tuotteensa tehtaallaan Saksassa.

Tekniset tiedot	Campus Micro 628
Käyttäjän pituus, cm	100-130
Pöytälevyn korkeus, cm	46-88
Kokonaisleveys, cm	54
Pöydän leveys, cm	63
Kokonaispituus, cm	90
Max. kuormitus, kg	80