

# Zitzi Carseat Pro

rehaco.



Zitzi CarSeat Pro on törmäystesteissä ECE-R44.04 hyväksytty auton turvaistuin.

Monipuolisten säätöjen ansiosta istuma-asento saadaan tuettua oikein ja istuin kasvaa lapsen mukana.

Keveytensä ansiosta istuinta on helppo käsitellä.

Istuinta käytetään kasvot menosuuntaan. Selkäosan kulma seuraa auton istuimen selkäosan kulmaa.

Zitzi Carseat Pro	Koko 2	Koko 3
Lapsen pituus n. cm	95-135	115-155
Istuinleveys, cm	34	34
Istuinsyvyys, cm	27-36	32-41
Vartalotukien väli, cm	14-24	16-26
Korkeus kainaloon cm	22-29	26-33
kokonaiskorkeus (sis. päätuen, cm)	57-77	65-80
Käyttäjän paino kg	15-25	15-36
Istuimen paino kg	7	9

Abduktio/adduktio -9 - +18 astetta, istuinsyvyys säädettävissä erikseen oik. ja vas.

**Anatomic**  **SITT**

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5  
33840, Tampere  
040 705 5886  
info@rehaco.fi

Rehaco Oy  
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7  
90240, Oulu  
040 705 5886  
info@rehaco.fi

rehaco.



Carseat Pro  
(harmaa beige)



Carseat Pro  
(punainen)



Carseat Pro  
(Sininen)



Carseat Pro  
(Alcantara)



Pääntuki  
(vakio)



Pääntuki  
(pitkä)



Otsapanta  
(pitkään pääntukeen)



Lantiotuet



Pöytä  
(pehmeä)



Jalkatuki




Sternum-vyö Pro



H-vyö Pro



Antirotaatiovyö



Kääntölevy



Kiila istuimen alle



Zitzi Carseat Pro on törmäystestattu  
VTI Sverige ja hyväksytty EU standar-  
din ECE-R44.04 mukaan.