


Yksilöllinen Anatomic WC- ja Suihkuistuin

Yksilöllisesti valmistettu päätuki

Korkeus- ja kulmasäädettävä, irroitettava päällinen

Yksilöllisesti valmistettu

Kaikkiin yksilöllisiin tarpeisiin



Irroitettava päällinen

Helppo vaihtaa

Step 1 Suoritamme perusteellisen istuma-asennon analyysin käyttäjästä.

Step 2 Ammattilaisemme tekee asiakkaasta muotin ja skannaa sen.

Step 3 Rehacon koulutettu ammattilainen asentaa lopullisen Anatomic-istuimen toimituksen yhteydessä.

Istuin

Tehdään yksilöllisesti avoimeksi hygienian hoitoa varten



Yksilöllinen suihkutuoli

Yksilöllisesti muotoiltu Anatomic WC-suihkuistuin ja sen toiminnallinen asento voivat olla ainoa ratkaisu henkilöille, joilla on yksilöllisiä haasteita istumisasennossa. Sopii erityisesti henkilöille, joilla on erityisiä tuen ja/tai paineenalennuksen tarpeita. Yksilöllinen suihkuistuin tehdään

skannaustekniikan avulla. Lisävarusteet, kuten pääntuki, jalkatuki, käsinojat, vyöt ja valjaat, voidaan kaikki valmistaa räätälöidysti kullekin käyttäjälle. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi hygieniastuimien voidaan asentaa Starfish-alustakehikkoon.

Yksilöllinen Anatomic WC- ja suihkuistuin

WC-suihkuistuimessa on kaikki Anatomic Sitt -istuimen edut. Yksilöllisesti suunnitellussa Anatomic -istuimessa huomioidaan käyttäjän toiminnallinen istuma-asento, joka auttaa käyttäjää huolehtimaan hygieniastaan suihku- ja WC-käyntien aikana. Anatomic WC-suihkuistuin on ehdoton käyttäjille, joilla on yksilöllisen tuen ja paineenalennuksen erityistarpeita.

Verhoilu

Anatomic WC-suihkuistuimissa on painetta tasaava materiaali, joka on suunniteltu erityisesti hygieniatilanteisiin. Se hylkii nesteitä ja likaa sekä tuntuu miellyttävältä kehoa vasten. Yksilöllisesti suunnitellussa Anatomic WC-suihkuistuimessa on toiminnallinen istuma-asento, joka auttaa yksilöä huolehtimaan hygieniasta suihku- ja WC-käyntien aikana.

Säädettävä istuin- ja lantiokulman säätö

Yksilön toiminnalliseen ja tuettuun istuma-asentoon tarvitaan kiinteitä tuentaratkaisuja. Istuimen dynaamisuus antaa istumiseen liikkumisvapautta, vaihtelua sekä rauhoittaa ekstensiospastisuutta. Istuimen kuori on valmistettu polyeteenimuovista, joka mahdollistaa liikkumisen.

Yhteensopivat kuljetusalustat

Starfish Pro -alusta.

Saatavana 3 eri kokoa ja eri mallia. Lisätietoja Starfish Pro -alustasta saat verkkosivuilta www.rehaco.fi.



Starfish Pro -manuaalinen
Kiinteä alusta, mutta mekaaninen
istuinkorkeuden säätö (ilman työ-
kaluja) 53-63 cm:n välillä.




Starfish Pro Hydraulinen
Hydraulisesti säädettävä istu-
inkorkeus 53-78 cm:n välillä.



Starfish Pro Sähköinen
Sähköinen säätö 53-78
cm:n istuinkorkeuden
välillä.

rehaco.

Lisävarusteita



Päätuki



Päätuki, pitkä



Yksilöllinen päätuki



Käden taaksemeno
suoja



Säädettävä lonkka-
selkäkulma



Jalkatuki



Erilliset jalkalaudat
säädöllä



Pohjetuki



Jalkalaudan pehmus-
te



Alusastia




Käsituki
koko 1



Käsituki
koko 2



Käsituet alarun-
gosta



Pöytä



Työntökahva



Sternum -liivi



H-liivi



Lantiovyö



Antirotatiolantio-
vyö



Yläohjurit



Rannemansetit



Nilkkamansetit



Kaatumasteet

rehaco.

2447737-2
info@rehaco.fi
p. +358 040 7055886
www.rehaco.fi