

BANTAM XS & S

SEISOMATELINE

rehaCO.



EasyStand Bantam XS ja S on lapsille ja nuorille soveltuva seisomateline, joka mahdollistaa seisomaan nousun istuma-asennosta.

Seisomaan nousun voi valita käyttäjälle miellyttävimmällä ja turvallisimmalla tavalla.

Vakio nostotapa on kaasujousella. Kaasujousella toimivaan nostoon on saatavana selinmakuu/tiltti -toiminto, jonka avulla seisomaannousu onnistuu myös makuuasennosta. Seisomiskulman voi tuolloin valita 0-90 asteen väliltä.

Tilttitoiminnossa on mahdollisuus säätää lonkkien ja polvien kulmaa esim. kontraktuurat, spastisuus.

Seisomateline on saatavana myös sähkösäätöisenä tai hydraulisella pumpulla, jolloin tiltti toimintoa ei ole saatavana.

Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta Bantam on helposti muokattavissa sopivaksi erilaisille käyttäjille.

TUOTETIEDOT	BANTAM XS	BANTAM S
Käyttäjän pituus cm	71-102	91-137
Istuin-jalkalevy cm	11-42	11-42
Istuinsyvyys cm	18-30	28-41
Istuinkorkeus cm	48	48
Polvityynyn etäisyys cm	6-22	6-22
Alustan koko cm	62-93	62-93
Perusyksikön paino kg	24	24
Käyttäjän max.paino kg	23	45
Pyörien halkaisija cm	13	13

EasyStand

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi