




- Laaja valikoima lisävarusteita
- Suuret säätömahdollisuudet, kasvaa käyttäjän mukana
- Sopii yhtä hyvin sisä- ja ulkoalustoihin
- Käyttäjästävällinen
- Törmäystestattu ja hyväksytty
- Säätöön ei tarvita työkaluja esim. jalkatuki, vartalogituki ja käsinoja
- Mahdollista valita vahvistettu selkäosa esim. käyttäjän korkean lihastonuksen takia



Istuimeen sopivat alustat:

Zitzi Delfi Pro 0	Guppy G2 1, Flipper G2 2, Flipper Flex G2, Pengy
Zitzi Delfi Pro 1	Guppy G2 1, Flipper G2 2, Flipper Flex G2, Pengy
Zitzi Delfi Pro 2	Guppy G2 1, Flipper G2 2, Flipper Flex G2, Pengy
Zitzi Delfi Pro 3	Guppy G2 2, Flipper G2 3, Flipper Flex G2
Zitzi Delfi Pro 4	Guppy G2 2, Seabass Pro 1, Flipper G2 3, Flipper Flex G2

Istuinjärjestelmät on suunniteltu erityisesti käyttäjille, joilla on istumisvaikeuksia.


Delfi Pro istuinta löytyy 5 eri kokoa ja se sopii noin 60-170 cm pituisille käyttäjille.

Oikein säädetyn istuimen, reilun lantiosyvennyksen, toimivan lantiovyön ja hyvän ristiselän tuen yhdistelmä luo edellytykset toiminnalliseen istuma-asentoon, helpottaa käyttäjän asennonhallintaa ja vähentää tuolista valumista.

Istuimen istuinsyvyys ja abduktio/adduktio ovat portaattomasti säädettävissä, mikä mahdollistaa optimaalisen yksilöllisen istuinsyvyyden. Tuoli kasvaa käyttäjän mukana.

TUOTETIEDOT

Koko	5 kpl
Abduktio	-9/+18°
Käyttäjäpituus	60-170 cm
käyttäjäpaino max.	90 kg
Kainalokorkeus	17-40 cm
Vartalonleveys	14-31 cm
Istuinleveys	24-38 cm
Istuinsyvyys	14-45 cm





Lyhyt työntökahva



Työntökahva



Työntökahvat korkea



Työntökahva, kulmasäätö



Yhtenäinen jalkalauta



Erilliset jalkalaudat



Jalkalaudan pehmuste




Pohjetuet



Jalkakaukalo




Kiinnityslevy istuimeen



Kiinnityslevy istuimeen



Kaatumaeste



Alustan levennys

rehaco.