

FLIPPER FLEX G2

rehaCO.



Flipper Flex G2 on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva alusta.

Istuimen korkeus ja kallistus ovat säädettävissä kaasujousen avulla.

Lisävarusteena saatavilla sähkötoimiset säädöt.

Lisävarusteena mm. autokiinnityslenkit, kaatumaesteet.

Törmäystestattu max. 75 kg.

TUOTETIEDOT

Koot	1
Käyttäjäpaino max. kg	95
Korkeudensäätö	kaasujousi tai sähköinen
Kallistuskulman säätö	kaasujousi tai sähköinen
Kallistuskulma, astetta	0-+30 tai -5-25
Pyörän koko tuuma	16 (12)/7
Kokonaisleveys cm	64
Kokonaispituus cm	86 (16"lla)
Istuinkorkeus min cm	32
Istuinkorkeus max cm	68



Istuinkorkeus 68 cm



Istuinkorkeus 32 cm



Tiltti 0



Tiltti 30

rehaCO.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5

33840, Tampere

040 705 5886

info@rehaco.fi

Rehaco Oy

2447737-2

Haaransuontie 6 A 7

90240, Oulu

040 705 5886

info@rehaco.fi



Lyhyt työntökahva



Työntökahva



Työntökahvat korkea




Työntökahva, kulmasäätö



Yhtenäinen jalkalauta



Erilliset jalkalaudat



Auton kiinnityslenkit




Pohjetuet




Jalkakaukalo



Kiinnityslevy istuimeen



Kiinnityslevy istuimeen



Alustan levennys



Kaatumaeste



Polkaisurauta

rehaco.