



Guppy G2 on pieni, kevyt ja käytännöllinen kuljetusalusta. Se on suunniteltu eri istuinjärjestelmille.

Eri rengasvalinnoilla ja varusteilla se mukautuu moneen käyttötarpeeseen.

Guppy G2 alustassa on istuimen kallistus, selkäputkien sekä työntökaaren kulmansäätö ja rumpujarrut.

Lisävarusteena saatavat käsinojat sekä jalkalaudat ovat korkeus-/kulmasäädettävät.

Guppy G2 kuljetusalusta on törmäystestattu.

Guppy G2 16" renkaat tukip. 7"	Koko 1	Koko 2
Istuinkorkeus	46	46
Tiltti astetta	0-31	0-31
Kokonaisleveys	57	57
Kokonaispituus	68-79	68-79
Käyttäjän paino max kg	75	75
Alustan paino kg	15	15

Guppy G2 20"/22"/24" renkaat, tukip. 7"	Koko 1	Koko 2
Istuinkorkeus	46 (20")	46 (20")
Tiltti astetta	0-31	0-31
Kokonaisleveys	57	57
Kokonaispituus	78-89	78-89
Käyttäjän paino max kg	75	75
Alustan paino kg	15	15

Yhteensopivia istuimia:



Delfi Pro



Sharky Pro



Active



Anatomic SITS



Käsituet



käyttäjäjarru



Autonkuljetuskiinnikkeet



Kurakaari 20"/22"/24"



Yhtenäinen jalkalauta



Erilliset jalkalaudat



Polkaisurauta




Pohjetuet



Jalkakaukalo



Kiinnityslevy istuimeen



Kiinnityslevy istuimeen



Tupla kaatumaeste

Kysy lisää Guppy G2 kuljetusalustasta ja lisävarusteita alueesi Rehaco:n myyntiedustajalta

rehaco.