

STARFISH PRO

SUIHKUTUOLI

rehaco.

Päätuki

Kolminivelinen varsi tarjoaa optimaalisen säätömahdollisuuden. Päätuki on korkeussäädettävä.

Työntökahva

Vakiovarusteena mukana. Korkeussäätö.

Korkeussäädettävä selkäosa

Parantaa asennon hallintaa

Mekaaninen korkeussäätö

Istuinkorkeutta voidaan

Asennon tukeminen

Säädettävät kiinnikkeet vartalontukivöille

Vartalotuki

Yksilöllisesti säädettävät vartalotuet, joissa korkeus- kulma- ja syvyyssäätö.

Ruostumaton

Koko suihkutuoli on ruostumatonta materiaalia

Jalkatuki

Useita jalkatuki vaihtoehtoja

Starfish Pro mekaaninen säätö

kuvassa:

Starfish Pro, manuaalisesti kork- ja kallistussääd.
Yhtenäinen istuinosa, sääd. selkäosa, päätuki, käsituet, abduktiotuki vasen, yhtenäinen jalkatuki.



Säädettävä selkäosa


Mahdollistaa käyttäjälle paremman asennonhallinnan sekä lisää toiminnallisuutta.

Starfish pro:ssa voidaan istuma-asentoa korjata sekä tukea käyttäjän toimintakyvyn mukaan.



Säädettävä lantio- ja kallistuskulma

Istuimen dynaamisuus mahdollistaa käyttäjälle liikkuvuuden, rauhoittaa sekä helpottaa extensiospastisuutta. Dynaamisuus on myös mahdollista tarvittaessa lukita.



rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

STARFISH PRO

SUIHKUTUOLI

rehaco.

Päätuki

Kolminivelinen varsi tarjoaa optimaalisen säätömahdollisuuden. Pääntuki on korkeussäädettävä.

Starfish Pro hydraulinen

Kuvassa:

Starfish Pro hydraulinen
Jaettu istuin, abduktio- ja adduktio-
pohjetuet, erilliset jalkatuet, käsituet, antirotat-
iolantiovyö, säädettävä selkäosa, työntökahva.

Asennon tukeminen

Säädettävät kiinnikkeet vartalontukivöille

Työntökahva

Vakiovarusteena mukana.
Korkeussäätö.

Vartalotuet

Korkeus- kulma- ja
syvyys säädettävät

Korkeussäädettävä selkäosa

Parantaa asennon hallintaa

Ruostumaton

Koko suihkutuioli on
ruostumatonta materiaalia

Hydraulinen pumppu

Istuinkorkeudensäätö
jalkapumpulla

Jalkatuki

Useita jalkatuki vaihtoehtoja

Pehmustemateriaali


Starfish Pro -sarjassa on painetta helpottava pehmustemateriaali. Tämä pehmuste on suunniteltu erityisesti hygieniatilanteisiin ja on sekä nestettä että likaa hylkivä. Materiaali tuntuu miellyttävältä kehoa vasten.



Säädettävät reisisuut

Istuimen erilliset reisisuut ovat portaattomasti säädettävissä abduktio/ad-
duktio- sekä istuinsyvyysuuntaan.

Näillä säädöillä saadaan käyttäjän asento
optimaaliseksi sekä mahdollistetaan
istuimen kasvattaminen käyttäjän kasvun
mukana.



rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5

33840, Tampere

040 705 5886

info@rehaco.fi

Rehaco Oy

2447737-2

Haaransuontie 6 A 7

90240, Oulu

040 705 5886

info@rehaco.fi

Lisävarusteet Starfish Pro



Päätuoli



Päätuoli pitkä



Ylävyöohjurit



Säädett.selkäosa/sääd.vartalotuet



Roiskesuoja remmillä ja ilman



Potta



Pöytä



Pohjetuet pehmusteilla



Jalkalaudat ja pehmusteet



Jalkalauta sivuttaisella kallistuskulman



Lantiovyö



Antirotaatiovyö



Sternumliivi



H-liivi



Rannemansetit



Nilkkamansetit



Käsituet koko 1




Käsituet koko 2-3




Taitettava käsituoli



Käsinojan selkäprofiili



Ylösnouseva käsituoli



Reisien sisä- ja ulko-ohjurit



Lisäpehmuste +PU



Tukipöytä

TUOTETIEDOT	KOKO 1	KOKO 2	KOKO 3
Käyttäjäpituus	120-145 cm	140-175 cm	170-200 cm
ALUSTA YHTENÄISELLÄ ISTUIMELLA			
Istuinsyvyys	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Istuinleveys	365-395 mm	435-465 mm	495-525 mm
Hygienia-aukon leveys	80-110 mm	100-130 mm	125-155 mm
ALUSTA ERILLISILLÄ REISITUENNOILLA			
Istuinleveys	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Istuinsyvyys	350-480 mm	380-510 mm	390-520 mm
Reisituen leveys	165 mm	185 mm	200 mm
Hygienia-aukon leveys	50-180 mm	40-170 mm	30-160 mm
Vapaatila wc-istuimelle Manuaali+hydraulinen	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
Vapaatila wc-istuimelle Sähköinen	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
Istuinkorkeus manuaali/hydraulinen	50-63 cm	50-63 cm	50-63 cm
Istuinkorkeus sähköinen	50-78 cm	50-78 cm	50-78 cm
Tiltti asteissa	-5 -+30	-5 -+30	-5 -+30
Lonkka-/selkäkulma	-10 -+35	-10 -+35	-10 -+30
Paino sis. päätuki, jalkatuki, käsituet	31 kg	33 kg	35 kg
Kokonaisleveys	540 mm	540 mm	590 mm
Kokonaispituus	690 mm	690 mm	790 mm
Pyörät	100 mm	100 mm	100 mm
Maksimikäyttäjäpaino	150 kg	150 kg	150 kg

