

VIRIKE- TERAPIAPÖYTÄ

TYÖPÖYDÄT

rehaco.

Suomessa valmistettu Virike -sähköstaitoinen työpöytä on suunniteltu vastaamaan erilaisten käyttäjien tarpeita. Virike-pöytä on kehitetty terapeuttisesta lähtökohdasta, jotta se täyttää ergonomiset vaatimukset.

Virike -pöytä suunnitellaan yhdessä asiakkaan, kuntoutuksen ammattilaisen ja lähi-ihmisten kanssa vastaamaan asiakkaan toimintakyvyn tarpeisiin.

Virike -pöydän käytettävyys on monipuolista. Sitä voidaan käyttää mm. kouluissa, kotona, sairaaloissa ja terapiassa.



Virike -pöytä on asiakkaalle yksilöllisesti räätälöity kokonaisuus:

- Pöytälevyn muoto ja koko
- Korkeudensäätö vakio 58,5-110 cm (kannen kanssa)
- Pöytälevyn kannen kallistuspinnat
- Pöytälevyn materiaali mm. magneettipinta
- Bluetooth- vastaanotin
- Kirjatuki
- Vartalotuet

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

VIRIKE- TERAPIAPÖYTÄ

TYÖPÖYDÄT

rehaco.

Malli	Kuvaus	Koko	Tuotekoodi
Virike Basic 90	Ilman kannen kallistusta	90x60cm	13183-90A
Virike Basic 120	Ilman kannen kallistusta	120x60cm	13183-120A

Malli	Kuvaus	Koko	Tuotekoodi
Virike Basic Plus 90	Koko kannen kallistus	90x60cm	13183-90B
Virike Basic Plus 120	Koko kannen kallistus	120x60cm	13183-120B

Malli	Kuvaus	Koko	Tuotekoodi
Virike Double 60/30 Right	Jaettu pöydän kansi, oikealla puolella kallistus	90x60cm Kiinteä levy: 30cm Säädettävä levy: 60cm	13183-60/30
Virike Double 90/30 Right	Jaettu pöydän kansi, oikealla puolella kallistus	120x60cm Kiinteä levy: 30cm Säädettävä levy: 90cm	13183-90/30
Virike Double 60/30 Left	Jaettu pöydän kansi, vasemmalla puolella kallistus	90x60cm Kiinteä levy: 30cm Säädettävä levy: 60cm	13183-30/60
Virike Double 90/30 Left	Jaettu pöydän kansi, vasemmalla puolella kallistus	120x60cm Kiinteä levy: 30cm Säädettävä levy: 90cm	13183-30/90

Malli	Kuvaus	Koko	Tuotekoodi
Virike Middle	Jaettu pöydän kansi, keskellä kallistus	120x60cm Kiinteä levy: 30cm Säädettävä levy: 60cm Kiinteä levy: 30cm	13183-30/60/30

Malli	Kuvaus	Koko	Tuotekoodi
Virike Double 60/60 Right	Jaettu pöydän kansi, oikealla puolella kallistus	120x60cm Kiinteä levy: 60cm Säädettävä levy: 60cm	13183-60/60o
Virike Double 60/60 Left	Jaettu pöydän kansi, vasemmalla puolella kallistus	120x60cm Kiinteä levy: 60cm Säädettävä levy: 60cm	13183-60/60v

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi