

EasyStand Bantam M on lapsille, nuorille ja noin 170 cm pitkille aikuisille soveltuva seisomateline, joka mahdollistaa seisomaan nousun istuma-asennosta.

Seisomaan nousun voi valita käyttäjälle miellyttävimmällä ja turvallisimmalla tavalla. Nostotapa on joko hydraulinen tai sähkötoiminen nosto.

Sähköisellä nostolla varustellussa telineessä on valinnaisena selinmakuu/tiltti -toiminto, jonka avulla seisomaannousu onnistuu myös makuuasennosta. Seisomakulman voi tuolloin valita 0-90 asteen väliltä. Tilttitoiminnossa on mahdollisuus säätää lonkkien ja polvien kulmaa esim. kontraktuurat, spastisuus.

Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta Bantam on helposti muokattavissa sopivaksi erilaisille käyttäjille.

Lisävarusteiden kuvat löytyvät englanninkielisestä esitteestä.

Bantam M PY5690 sähköinen nostotoiminto, lisävarusteena kallistustoiminto

Bantam M PY5691 Hydraulinen nosto



TUOTETIEDOT	BANTAM M
Käyttäjän pituus com	122-168
Istuin-jalkalevy cm	18-47
Istuinsyvyys cm	38-51
Istuinkorkeus cm	56
Polvityynyn etäisyys cm	8-20
Alustan koko cm	72x119 (62x113 kiint.etup.)
Perusyksikön paino kg	49
Käyttäjän max.paino kg	91
Pyörien halkaisija cm	13