

CORZINO CLASSIC -ratat ovat kevyet, kokoontaittavat apuvälineratat. Saatavana neljää eri kokoa - jopa 75 kg käyttäjäpainoon asti.

Vakiovarusteena:

- Jalkatuki korkeussäädettävä ja kokoontaitettava (kulmasäätö*)
- Selkänojan kulma säädettävissä (2 asentoa)
- 5-pistevaljaat, joissa on haaravyö ja olkapehmuste
- Selkänojan korkeuden jatkopala (vain koot 38 ja 42)
- 175/265 mm:n kiinteät pyörät
- Pehmusteiden ja rungon värit valittavissa

Saatavilla useita lisävarusteita mm. kuomu, kaksiosainen jalkalauta, haarakii, päätuki.



CORZINO CLASSIC-ratat ovat törmäystestatut ja täyttää vaatimukset EN ISO 7176/19.

CE -merkitty lääkinällinen laite.

	CNC30	CNC34	CNC38	CNC42
Selkäosan korkeus (mm)	540	670	670/850	880/690
Istuinsyvyys (mm)	280	320	360	380/390
Istuinleveys (mm)	300	340	380	420
Sääripituus (mm)	290-420	300-440	270-430	330-500
Selkäosan kulma (astetta)	86,85	98, 96	96,94	95, 98
Istuimen kulma (astetta)	22	23	24	21
Kokonaispituus (mm)	980	1020	980/970	1070/1060
Kokonaisleveys (mm)	520	560	615	640
Kokonaiskorkeus/ käsikahvaan	1010/1010	1050/1020	1220/930	1270/970
Jarru	jalkajarru	jalkajarru	jalkajarru	jalkajarru
Paino (kg)	11,8	12,4	13,8	14,0
Maximikuormitus (kg)	45,0	55,0	75,0	75,0
Pituus kokoontaitettuna (mm)	1170	1220	1220	1300
Leveys kokoontaitettuna (mm)	310	310	320	370
Korkeus kokoontaitettuna (mm)	350	370	360	320



Canopy



Comfort seat cover



2-piece 3D-Flexi
footrest



Headrest



Abductor



Armrest foldable (set)




Basket - textile



Chest immo. belt



Comfort side protection




Thigh fixation



Fixation waistcoat




H-style harness



Foot fixation



Workboard



.... and more
accessories!

according to the actual list

patron

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi