

PIPER Comfort -rattaat ovat kompaktit, kokoontaitettavat lasten apuvälinerattaat.

Rattaita on yksi koko, mutta valittaessa istuimeen sisäosan pehmusteet Piper Comfort-rattaat soveltuvat lapsille jo 2-vuoden iässä.

- Kiinteä istuinsyvyys
- Kiinteä selkänojan korkeus
- Säädetty selkänojan kulma
- Jalkatuen korkeus portaattomasti säädettävissä
- 5- pistekiinnitysvyö
- Huoltovapaat pyörät 175/265 mm
- etupyörät, joissa on suuntalukot
- irrotettavat pyörät
- Taittuva yhtenäinen työntökahva
- Maksimikäyttäjätaino 50 kg
- kori, kuljetuslukko



PIPER -Comfort -rattaat ovat törmäystestatut ja täyttää vaatimukset EN ISO 7176/19.

CE -merkitty lääkinällinen laite.

	Piper Comfort istuimen lisäpehmusteilla	PIPER - Comfort
Selkäosan korkeus (mm)	680	680
Istuinsyvyys (mm)	240	290
Istuinleveys (mm)	230/270	350
Sääripituus (mm)	220-250	250-375
Selkäosan kulma (astetta)	90-135	90-135
Istuimen kulma (astetta)	26	26
Kokonaispituus (mm)	1080	1080
Kokonaisleveys (mm)	590	590
Jarru	jalkajarru	jalkajarru
Paino (kg)	14,5	14,5
Maximikuormitus (kg)	50,0	50,0
Pituus kasaantaitettuna (mm)	1020	1020
Leveys kasaantaitettuna (mm)	310	310
Korkeus kasaantaitettuna (mm)	300	300



Flexipads set



Headrest adjustable



Abduction Block



Feet fixation



Canopy Classic



Raincover




Footmuff - Summer



Footmuff - Winter



Seat inlay (seat size reduction)



Footrest raiser

patron®

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi