

# SHARKY PRO

ERITYISISTUIN

rehaco.




Zitzi Sharky Pro on nuorille ja aikuisille soveltuva joustoselällä varustettu istuinjärjestelmä, joka mahdollistaa vartalon tuennan myös vaativille epäsymmetrisille asennoille. Monipuolisen säädettävyytensä ansiosta Sharky Pro on käytännöllinen ratkaisu kasvavalle nuorelle sekä aikuiselle tuennan tarpeen muuttuessa.

Istuin on kiinnitettävissä erilaisiin sisä- ja ulkoalustoihin. Oikein säädetyn istuimen, reilun lantiosyvennyksen, toimivan lantiovyon ja hyvän ristiselän tuen yhdistelmä luo edellytykset toiminnalliseen istuma-asentoon, helpottaa käyttäjän asennonhallintaa ja vähentää tuolista valumista.

Istuimen istuinsyvyys ja abduktio/adduktio ovat portaattomasti säädettävissä, mikä mahdollistaa optimaalisen yksilöllisen istuinsyvyyden. Tuoli kasvaa käyttäjän mukana.



## TUOTETIEDOT

Koko	1	2
Istuinleveys cm	36, 39, 42	43, 46, 49
Istuinsyvyys cm sääd. erikseen oik. ja vas.	37-47	45-55
Abduktio	-9/+18°	-9/+18°
Käyttäjäpituus n. cm	150-180	170-195
käyttäjäpaino max.	130 kg	130 kg
Törmäystestattu	75 kg asti	
Selkäosa (lonkkien kulma)	-10 +30 ast.	



Istuimeen sopivat alustat:

Sharky Pro 1 Flipper G2 koko 4 / Zitzi Seabass G2 koko 2  
Sharky Pro 2 Flipper G2 koko 4 / Zitzi Seabass G2 koko 3



rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5  
33840, Tampere  
040 705 5886  
info@rehaco.fi

Rehaco Oy  
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7  
90240, Oulu  
040 705 5886  
info@rehaco.fi