



Euroflex Junior SitRite on lasten ja nuorten erityistarpeisiin suunniteltu monipuolinen työtuoli. Joustava kaksiosainen Flexbase alusta mahdollistaa tuolin vakauden epätasaisillakin alustoilla. Istuimen ja selkäosan anatominen SitRite muotoilu tarjoaa tukevan ja turvallisen asennonhallinnan, ylävartalon vapaan liikkuvuuden sekä paineen tasaisen jakautumisen. Valittavissa myös vähemmän muotoiltu ABC istuin- tai selkäosa vähemmän tukea tarvitseville tai käyttäjille, jotka tarvitsevat erilliset vartalotuet.

Työtuoliin on saatavissa runsaasti lisävarusteita; istuimen kääntömekanismi, yhtenäinen tai erilliset jalkatuet, reisiokjurit, vartalotuet, päätuki, sähköiset säädöt, eri jarruvaihtoehdot sekä vyöt.

Vakiovarusteena on korkeussäädettävät käsinojat, muita malleja ja kokoja saatavana lisävarusteena.

Istuimen kallistus säädetään veivillä, lisähinnasta kaasujousella tai sähköisenä.

Euroflex Junior	Tekniset tiedot
Istuimet (L x S), cm IS säätö 17-46 selkäosasta	SitRite: 27x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40 ABC:27x32, 32x36, 36x40, 40 x40 tai istuinlevy
Leveydensäätö, cm	33-50 käsinojien välissä
Selkäosat SitRite (L x K), cm	30x37, 37x43,42x45
Selkäosat ABC(L x K), cm	28x20, 28x33, 32x35, 32x42
Istuinkorkeus, kaasujousi Istuimen alle, cm Pystytolppaa säätämällä voidaan säätää hiukan korkeutta	39-54 cm 48-68 cm
Istuinkorkeus, sähköinen Istuimen alle, cm Pystytolppaa säätämällä voidaan säätää hiukan korkeutta	41-58 cm 45-70 cm
Istuimen kallistus, vakio	-10 – 18 astetta (mekaaninen veivillä säädettävä)
Istuimen kallistus, kaasujousi, sähköinen	-7 – 18 astetta
Selkäosan kallistus	30 astetta
Pyörät, mm	100
Flexbase alusta L x P, cm	58x60
Runkomateriaali ja paino	Alumiini, metalli, 21 kg (kaasu- jousi) 31kg (sähköinen)
Max käyttäjäpaino	80 kg