

## Euroflex Työtuolit

rehaco.



Euroflex on erityistarpeisiin suunniteltu monipuolinen työtuolisarja. Joustava kaksiosainen Flexbase alusta mahdollistaa tuolin vakauden epätasaisillakin alustoilla. Istuinvaihtoehtoina anatomisesti muotoiltu SitRite tai vähemmän muotoiltu Forma. Selkäosaksi voi valita molempiin istuimiin joko anatomisesti muotoillun SitRiten, Suoran Basic-mallin tai 1- tai 2-osaisen Forman. Oikein valitut istuin ja selkäosa tarjoavat tukevan ja turvallisen asennonhallinnan, ylävartalon vapaan liikkuvuuden sekä paineen tasaisen jakautumisen. Työtuoliin on saatavissa runsaasti lisävarusteita; istuimen kääntömekanismi, yhtenäinen tai erilliset jalkatuet, reisiokjurit, vartalotuet, sähköiset säädöt, eri jarruvaihtoehdot (alustassa tai istuimessa, 2 tai 4 pyörään), päätuki sekä vyöt.

Istuimen kallistus: mekaaninen (vakio), lisähinnasta kaasujousi tai sähköinen .



Euroflex SitRite ja Forma	Tekniset tiedot
Istuimet (L x S), cm IS säätö 20 -59 cm	40x40, 40x45, 45x45, 50x50, 45x50 (SitRite), coxit 45x45
Levydensäätö, cm	38 – 52 (käsinöjien välissä)
Selkäosat SitRite (L x K), cm	37x43, 42x45, 47x47
Selkäosa Basic	35x30, 35x44, 40x30, 40x44
Selkäosat Forma	matala muotoiltu, matala muot.+aktiivi, matala muot.+komfort
Istuinkorkeus, kaasujousi Istuimen alle, cm Pystyolppaa säätämällä voidaan säätää hiukan korkeutta	39-52 43-63
Istuinkorkeus, sähköinen Istuimen alle, cm Pystyolppaa säätämällä voidaan säätää hiukan korkeutta	37-53 43-68
Istuimen kallistus, vakio	-14 – 19 astetta (mekaaninen veivi tai työkalulla säädet- tävä)
Istuimen kallistus, kaasujousi, sähköinen	-20 – 12 astetta
Selkäosan kallistus	30 astetta
Pyörät, mm	100
Flexbase alusta LxP, cm	58x60
Runkomateriaali ja paino	Alumiini, metalli, 21 kg (kaasujousi) 31kg (sähköinen)

**Eurovema**  
Creates mobility and ergonomics.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5  
33840, Tampere  
040 705 5886  
info@rehaco.fi

Rehaco Oy  
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7  
90240, Oulu  
040 705 5886  
info@rehaco.fi