

AUTORAMPPI

rehaco.



FEAL
...improving life

Autoramppi on kätevä kaikenlaisen tavaran kuljetuksessa. Oikeanmittaisella luiskalla saadaan sopiva nousukulma, jolloin autoon on helppo lastata painaviakin tavaroita. Alumiinisen luiskan verkkomateriaali on luistamaton, jolloin ramppia on turvallista käyttää sääolosuhteista riippumatta. Autorampin saa helposti myös pois. Eri merkkisiin autoihin saatavilla oma asennussarja.

CE- ja MDR-merkitty tuote.

Malli	BGR19	BGR21	BGR23	BGR27
Pituus, suorana (cm)	182	202	222	262
Korkeus taitettuna(cm)	102	112	122	142
Paino (kg)	22	24	26	30
Paino max. (kg)	400	400	400	400



rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi