


iRAMP, kannettava ramppi

rehaco.



FEAL
...improving life

Malli	IRP50	IRP90	IRP120	IRP170	IRP200
Pituus, suorana (cm)	52	92	116	167	200
Leveys, suorana (cm)	78	78	78	78	78
Leveys taitettuna	41,5/5,5	41,5/5,5	41,5/5,5	41,5/5,5	41,5/5,5
Paino (kg)	3,8	6,5	8,7	12,5	14,7
Paino max. (kg)	350	350	350	350	350
Käyttökorkeus max. (cm)	10	18	24	34	40

iRAMP -alumiiniramppi taittuu keskeltä kasaan salkkumaisesti. Kevyttä ja pieneen tilaan mahtuvaa ramppia saatavana useita eri kokoja 52cm – 200cm. Saatavana myös hiilikuituisena, jolloin rampista saadaan erittäin kevyt. Esim. 200cm ramppi, paino vain 6,8kg!



rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi