

Pefrolight luiskat

rehaco.



Siirrettäviä Pefrolight -luiskia on saatavana kiinteän pituisena, taittuvana tai teleskooppisena. Useita mittoja. Kaikissa luiskissa kätevä kantokahva. Valmistettu alumiinista.



FEAL
...improving life

Malli	T 90	T 120	T 200	T200-3	T300
Pituus, Min. (cm)	58	75	116	87	116
Pituus, Max.(cm)	90	119	202	199	288
Paino (kg)	2,8	3,7	5,6	6,5	8,2
Paino max. (kg)	200	200	150	150	125
Leveys (cm)	19	19	19	17	17
Maksimikorkeus (cm)	20	25	40	40	60

Malli	F 110	F 150	F 200	FL 110	FL 150	FL 200	FW 200
Pituus, suorana (cm)	110	150	200	110	150	200	212
Pituus, taitettuna (cm)	57	76	101	56	76	101	107
Paino (kg)	3,8	4,9	6,3	2,3	3,4	6	8
Paino max. (kg)	200	200	150	200	200	150	150
Leveys (cm)	21	21	21	18	18	18	27
Maksimikorkeus (cm)	20	30	40	20	30	40	40

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi