

# RAZ -AP

WC-JA SUIHKUTUOLIT

rehaco.



REHAB SHOWER  
COMMODE CHAIRS

[www.rehaco.fi](http://www.rehaco.fi)

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5  
33840, Tampere  
040 705 5886  
[info@rehaco.fi](mailto:info@rehaco.fi)

Rehaco Oy  
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7  
90240, Oulu  
040 705 5886  
[info@rehaco.fi](mailto:info@rehaco.fi)

### OMINAISUUDET



RAZ AP on neljällä lukittavalla pyörällä varustettu wc- ja suihkutuoli.

Vakiovarusteisiin kuuluvat istuimen korkeus- ja syvyyssäätö, selkänöjan kulmansäätö, säädettävä selkänöjakangas, ylöskääntyvät käsinojat ja irrotettavat jalkatuet.

Runko on kiillotettua ruostumatonta terästä, mikä helpottaa tuolin puhdistamista.

Käyttäjän maksimipaino on 185 kg.

Yksilöllisiin tarpeisiin on saatavissa runsas määrä erilaisia lisävarusteita.

### TUOTETIEDOT

### RAZ-AP

|   |                        |
|---|------------------------|
| Käyttäjän maksimipaino                          | 185 kg                 |
| Runkoleveys                                     | 46 cm                  |
| Kokonaisleveys                                  | 57 cm                  |
| Kokonaispituus                                  | 86 cm                  |
| Istuinleveys                                    | 46 cm                  |
| Istuintyynyn syvyys                             | 40 tai 48 cm           |
| käsinojan korkeus istuimesta                    | 17-24 cm               |
| Vapaakorkeus istuimen alla (ilman kiinnikkeitä) | 39-50 cm<br>(41-51 cm) |
| Istuintasosta-lattiaan korkeus                  | 51-61 cm               |
| Paino   | 17.25 kg               |
| Runkomateriaali                                 | Ruostumaton teräs      |



Säädettävät kantaremmit



Leveä pohjetuki



Pohjevyyö



Lantiovyyö



Rintavyö



Alusastia



Kulmasäädettävät  
jalkatuet



Ylös kääntyvä  
yhtenäinen jalkalauta



Lantiotuet



Reisien adduktio ohjurit




Muotoiltu pitkä käsinoja



Muotoiltu leveä päätuki



Jalkalautojen  
neoprenpehmusteet



Symphony selkäosa



Viskoelastinen istuinosa



Sivulle kääntyvät  
vartalo tuet