

### OMINAISUUDET

Säädettävä selkänojan kireys

Lukittavat pyörät



Istuinsyvyyden säätö

Runko ruostumattomasta teräksestä, 10 cm korkeussäädöllä

Saatavana myös:  
 • Pitkä runko  
 • Matala runko

RAZ SP on kelattava wc- ja suihkutuoli 22" tai 24" kelauspyörillä.

Vakiovarusteisiin kuuluvat istuimen korkeus- ja syvyyssäätö, selkänojan kulmansäätö, säädettävä selkänojakangas, ylöskääntyvät käsinojat ja irrotettavat jalkatuet.

Runko on kiillotettua ruostumatonta terästä, mikä helpottaa tuolin puhdistamista.

Käyttäjän maksimipaino on 185 kg.

Yksilöllisiin tarpeisiin on saatavissa runsas määrä erilaisia lisävarusteita.

### TUOTETIEDOT

### RAZ-SP

Runkoleveys	46 cm
Kokonaisleveys	67 cm
Istuinleveys(alusastialla)	46 cm
Istuintyynyn syvyys	40,5 tai 48 cm (+/-3cm)
Käsinojien korkeus istuimesta	18-25 cm
Istuinkorkeus	51-61cm
Tuolin kokonaispaino	21,3 kg
Käyttäjän maksimipaino	185 kg
Pyörien halkaisija	22" tai 24" kelauspyörät 5" tukipyörät



Säädettävät kantaremmit



Leveä pohjetuki



Pohjevyyö



Lantiovyö



Rintavyö



Alusastia



Kulmasäädettävät  
jalkatuet



Ylös kääntyvä  
yhtenäinen jalkalauta



Lantiotuet



Reisien adduktio ohjurit



Muotoiltu pitkä käsinoja



Muotoiltu leveä päätuki



Jalkalautojen  
neoprenpehmusteet



Symphony selkäosa



Viskoelastinen istuinosa



Sivulle kääntyvät  
vartalo tuet