



Zitzi Zlider -luistelukelkka on varustettu matkaluistinterillä.

Luistelukelkan saa myös hiihtokelkaksi adapterien avulla.

Kelkassa on useita säätömahdollisuuksia. Istuinkorkeuden ja -kulman säädöillä saadaan tuettu ja optimaalinen istuma-asento sekä mahdollistetaan käyttäjälle maksimaalinen voima eteenpäin työnnettäessä.

Istuimessa on syvyysäättö suhteessa jalkalautaan käyttäjän pituuden ja halutun polvikulman mukaan.

Jalkatuen kiinnikkeessä kulmansäätö.

Zitzi ZLIDER

TEKNISET TIEDOT

A - Pituus:	127 cm
B - Korkeus:	65-95 cm
C - Sisäleveys:	23 cm
Kokonaisleveys:	51 cm
Istuinkulma:	-13° till +23° cm
Max käyttäjäpaino:	110 kg
Paino istuimella:	11 kg

Luistinten alumiiniprofiili on valmistettu Alloy 6063 -seoksesta, kun taas kisko on valmistettu Japanissa 420 ruostumattomasta teräksestä, jonka kovuus on 51-53 HRC.



ISTUIMESSA on tukeva perusmuoto, jossa on huomioitu paineenalennus ja mukavuus. Optimaalinen lantiokulma mahdollistaa aktiivisen ja turvallisen liikkumisen. Istuimessa on syvyysäättö, jonka avulla kelkka saadaan säädettyä käyttäjälle sopivaksi. Kelkan istuinlevy voidaan säätää korkeussuunnassa ja kallistaa useassa vaiheessa (jopa 23° taaksepäin), jotta tasapaino ja keskilinjainen asento löytyvät käyttäjälle.

Istuinta on saatavana 5 kokoa, joiden lantioleveys vaihtelee 23-43 cm:n ja se voidaan helposti mukauttaa yksilön tarpeen mukaan mm. selkänojan, istuimensyvyys jne.

Istuimessa on kaksinkertaiset vuoraukset, jotka keventävät painetta. Istuinta voidaan myös täydentää ylimääräisellä keventävällä lisäosalla. Mesh -materiaali 20mm, on valittavissa, jos tarvitaan enemmän paineen alennusta tai tarvitaan muuten lisäpehmustetta.



TYÖNTÖKAHVA on säädettävissä korkeussuunnassa, mikä helpottaa kelkan työntämistä tai jarruttamista. Työntökahva antaa istuimelle myös vakautta, ja se voidaan helposti irrottaa esimerkiksi autokuljetusta varten.

JALKATUKILEVY antaa hyvän tuen. Nivellyksellä saadaan säädettyä oikea tukikulma ja tarvittaessa voidaan lisätä jalkahihna, joka pitää alaraajat paikallaan.

ADAPTERIT mahdollistavat kelkan täydentämisen esim. maastohiihtosuksilla. Adapteri helpottaa kiinnitystä ja sen leveyttä voidaan säätää vakauden lisäämiseksi tai se voidaan säätää maastoladun leveyteen sopivaksi.

SAUVAT irrotettavalla hihnalla, teräskärki jää- ja lumisuojoilla.



Työntökahva



Sauvat



Adapterit



Aktiivi-istuin



Lisäpehmuste



Jalkatuki



rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi