

# Tidewave tekniset tiedot



Korkealaatuinen tuote turvallisella, käyttäjäystävällisellä ja mukautuvalla tekniikalla.



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Luokitus</b>                    | Lääkintälaiteluokka 1 MDR:n mukaan (Medical device class I according to MDR)   |
| <b>Toiminnot</b>                   | 3 vaihtoehtoa suunnalle, käänkökulmalle ja -nopeudelle sekä tauolle.   |
| <b>Kääntönopeus</b>                | Hitaasta erittäin hitaaseen: 20, 40 tai 60 minuuttia puolelta toiselle   |
| <b>Häilytykset</b>                 | Turvallinen automaattinen pysäytystoiminto, jos selkänöjä nostetaan yli 30°, sis.punaisen merkkivalon. Punainen vian merkkivalo      |
| <b>Liitännät</b>                   | Pikaliitin ilmaletkuille ja sähköisille signaaleille.Toimii elvytys-tilan vapauttimena   |
| <b>CPR Elvytys -tila</b>           | Purista CPR elvytys-pikaliittimen punaista vapautuspainiketta  |
| <b>Ilmakennot</b>                  | Yksi kerros ilmakennoja muotoilee kaaren ja toinen kerros ilmakennoja kääntää käyttäjän/vaihtaa asennon                              |
| <b>Mitat, pumppuyksikkö</b>        | 25 cm x 28 cm x 13 cm  |
| <b>Paino, pumppuyksikkö</b>        | 5 kg   |
| <b>Teho ja kulutus</b>             | 100–240V AC 50–60Hz. Alle 30W  |
| <b>Sähköeristys</b>                | Class II, 2 MOPP/MOOP  |
| <b>Melutaso</b>                    | <19 dB(a) ISO 3746:2010 mukaan   |
| <b>Materiaalit</b>                 | Patja: Polyether HR kylmävahto. Ilmakennot: PU-pinnoitettu nylon. Hygieniapäällinen: PU/Polyetylen (top) Pumppuyksikkö: ABS ja nylon |
| <b>Paino, patja</b>                | Tidewave patja: 20 kg. Tidewave patja Jr: 12 kg. (Sis. ilmakennot)   |
| <b>Patjakoot</b>                   | 70×160, 85×190–220 cm. 90×190–220 cm   |
| <b>Turvallinen käyttökuormitus</b> | 200 kg   |

## Standardit

- IEC 60601-1:2006  
+A1:2013  
+12:2014
- IEC 60601-1-2:2015
- IEC 60601-1-11:2015
- IEC 62366-1:2015
- ISO 14971:2019
- ISO 1041:2008  
+A1:2013
- ISO 10993-1:2011
- ISO 13485:2016



Maahantuonti ja myynti

Rehaco Oy      www.rehaco.fi  
info@rehaco.fi      040 7055886

