

Jogger rattaat ²year warranty

Turvallista ja tyylikästä liikkumista

- Suunniteltu vanhemmille ja perheille, jotka haluavat tehdä pitkiä kävelylenkkejä kaupunkiympäristössä tai vaativimmilla luontopoluilla.
- Helppo taittaa kasaan ja kevyt kuljettaa
- Erittäin kevyt alumiinirunko
- Vakiovarusteet ja lisävarusteet seuraavalla sivulla

Special Tomato® Jogger - rattaat 62000000	
Rattaiden istuimelta jalkatukeen	35,5
Liners koot 1 & 2 ist. jalkatukeen	40,5
Sitter koko 1 istuimesta jalkatukeen	43
Sitter koko 2 istuimesta jalkatukeen	45,5
Rataan mitat	K 109 x L 66 x S 107
Rataan mitat kasaantaitettuna	K 41 x L 84 x S 53
Työntökahvan kork. maasta	89-109
Istuin	L 35,5 x S 30,5
Selkäosan korkeus	63,5
Kallistuskulma	100° - 140°
Maksimi käyttäjäpaino	50 kg
Rattaiden kokonaispaino	12 kg



rehaco.

special
tomato

Jogger rattaiden varusteet



special
tomato

- 1 Koon 1 ja 2 Soft-Touch®- pehmusteet kiinnitetään lastenrattaisiin, värit Chocolate, Lilac tai Cherry. (valinnainen)
- 2 Koon 1 ja 2 Soft-Touch® Sitters -istuimet kiinnitetään rattaisiin, väri vaihtoehtoina Chocolate tai Aqua (valinnainen).
- 3 Pehmustettu verhoilu, jossa on makuuasentoon säädettävä selkänoja, toimiva takajousitus ja jalkatila sivusuojalla varustettuna.
- 4 12" kääntyvä etupyörä, jossa on lukitus ja pikavapautus sekä 12" takapyörät ovat ilmatäyttyiset.
- 5 Yksivaiheinen, kompakti kokoontaitettava muotoilu (kuomu taittuu Joggerin kanssa).
- 6 Irroitettava kuomu ikkunalla sekä säädettävä työntökahva
- 7 Hoitotarvikelaukku (valinnainen) 62010000
- 8 Päätuki (valinnainen) 62020000
- 9 Sadesuoja (valinnainen) 62030000

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2
Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi