

EasyStand Evolv

mallit M/L/XT

SEISOMATELINE

rehaco.

EasyStand Evolv on tukevin ja mukavin saatavilla oleva istumasta seisomaan nostava seisomataline, jota on saatavilla kolmea kokoa käyttäjille pituudeltaan 122-208 cm.

Yli 60 vaihtoehdon ja kokoonpanon ansiosta jokainen seisomataline voidaan rakentaa erityisesti yksilölle tai laitokselle sopivaksi.

Optimaalinen seisoma-asento saadaan käyttäjälle Evolv -seisomatalineissa asettamalla telineen nivelpisteet kehon luonnollisten nivelpisteiden mukaisesti sekä vartalontuennat oikeille kohdille, jotta istumasta seisomaan nousu onnistuu turvallisesti ja ilman kitkaa.

Evolv seisomatalineiden avoin pohja helpottaa itsenäisiä siirtymisiä. Käyttäjä voi itsenäisesti saavuttaa seisoma-asennon manuaalisesti hydraulisella toiminnolla tai valinnaisesti kevyemmällä Pow'r Up lift -sähköisellä toiminnolla.



rehaco. EasyStand Evolv -varastomalli sisältää:

Alusta kääntyvillä etupyörillä



Selkäosa ja istuin (suora tai muut.)



Säädettävä rintatuki



Säädettävät, kääntyvät, erilliset polvituet



Säädettävät jalkatuet



Shadow Tray -sivulle kääntyvä pöytä



EasyStand

HALLINTO JA VARASTO

Rehaco Oy
2447737-2

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

EasyStand Evolv

mallit M/L/XT

SEISOMATELINE

rehaco.

Lisävarusteina varastomalleihin:

Lantiotuet



Vartalotuet



Päätukki




Ylävyöohjurit/ylävyö



Nilkkaremmit/lantiovyö



Tilattavissa paljon lisävarusteita mm. siirtoistuin tai kääntöväistuin



Seat Depth (A):

Measure the distance between the back of the buttocks and the back of the knee.

Seat to Footplate (B): Measure the distance between the foot/shoe and the knee bend.

Specifications

	Medium	Large	XT
Weight Limit	200 lbs. (90kg)	280 lbs. (127kg)	350 lbs. (159kg)
Height Range*	4'-5'6" (122-168cm)	5'-6'2" (152-188cm)	6'-6'10" (183-208cm)
Seat to Foot Plate Range	11"-18" (28-46cm)	14"-21" (36-53cm)	17"-23" (43-58cm)
Seat Depth Range	14"-19" (36-48cm)	18"-23" (46-58cm)	20"-25" (51-64cm)
Seat Height from Floor	21.5" (55cm)	21.5" (55cm)	23.5" (60cm)
Knee Pad Depth Range	3.5"-5.75" (9-15cm)	3.5"-5.75" (9-15cm)	4.75"-7" (12-18cm)
Weight of Basic Unit	101 lbs (46kg)	104 lbs (47kg)	112 lbs (51kg)
Frame Footprint	26.5"x33.5" (67x85cm)	26.5"x33.5" (67x85cm)	29.5"x37.5" (70x95cm)

*Height ranges are approximate with sit to stand, seat depth and seat to footplate measurements are more accurate measurements to determine the correct size standing frame.

additional specifications at easystand.com

EasyStand

HALLINTO JA VARASTO

Rehaco Oy
2447737-2

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi