

Basic



Basic on yleispyörätuoli, joka soveltuu hyvin myös lainaamokäyttöön. Basicissä on istuinsyvyyden säätö ja toispuoleinen tuplaristikko tekee rungosta vakaan ja kestävän.

Istuinkorkeus ja –kulma ovat säädettävissä ja vakiovarusteena on kelauspyörän kiinnityspala, jolla kelauspyörien kiinnityksen saa siirrettyä selkäputkien taakse.

Ergonominen 5 asteen taivutus selkäputkissa.

Berollka valmistaa laadukkaat tuolinsa rungoista alkaen tehtaallaan Saksassa.

Basiciin on saatavissa erilaisia lisävarusteita käyttäjän tarpeen mukaan, mm.

- Vaakatasoon nousevat jalkatuet
- Rumpujarrut
- Tarrasäätoinen selkäosa
- Korkeussäädettävät työntökahvat
- Kaatumaesteet

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Tekniset tiedot

Istuinleveydet, cm	38 - 48 (2 cm välein)
Istuinsyvyydet, cm	40, 42 ja 44 (säädettävissä)
Selkäosan korkeus, cm	40, 42,5 ja 45 (säädettävä)
Etu- / takakorkeus, cm	41 - 53 / 37 - 49,5
Kelauspyörät	22", 24"
Tukipyörät	140 mm, 7"
Rungon paino, kg	Alk. 11,5 kg (ilman kelauspyöriä)
Runkomateriaali	Alumiini
Max kuormitus	120 kg