

Berollka Traxx

PYÖRÄTUOLIT

rehaco.



Berollka Traxx on kevytrakenteinen kiinteärunkoinen pyörätuoli lapsille, nuorille ja aikuisille.

Kevyt rakenne mahdollistaa aktiivisen kelaamisen ja kaasujousen avulla toimiva istuimen kallistus sekä mekaaninen selkäosan kulmansäätö tarjoavat lepoasennon tarvittaessa.

Traxxin monipuoliset säädöt mahdollistavat käyttäjälle optimaalisen istuma- ja lepoasennon sekä kelausominaisuudet.

Traxxiin on saatavissa monipuolinen valikoima lisävarusteita mm. päätuet, vartalotuet, selkäosat.

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite

Berollka Traxx	Tekniset tiedot
Istuinleveydet, cm	26 - 40, lisähinnasta 44 cm
istuiusyvyudet, cm	26 - 33 tai 38 - 44, lisähinnasta 48
Selkäosan korkeus, cm	25, 30, 35, 40, lisähinnasta 45 ja 50
Etu- ja takakorkeus, cm	36 - 49 / 36-50
Camberinkulma, ast.	0, 4, 7, 10
Kelauspyörät	22", 24"
Tukipyörät	4", 5", 140 mm, 6"
Rungonpaino	Alk. 18 kg
Runkomateriaali	Alumiini
Istuimen kallistuskulma	-10 - 30°
Selkäosan kulma, ast	83 - 120°
Max käyttäjäpaino	100 kg



HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi