



Campus Nano

Campus Nano 630 on tukeva ja helppokäyttöinen seisomateline pystyseisontaan pienille lapsille. Käyttäjän maksimipituus on noin 110 cm. Telineen kokoa valittaessa mitataan aina pituus jalkalevyltä pöytälevyn päälle.

Vakiovarusteina:

- Pöytälevy
- lantio- ja polvituet
- kantakourut

Lisävarusteina saatavana pään, selän, vartalon sekä rintakehän tuet sekä pyöräsarja (kuvassa). Lisäsäätöjä on myös valittavissa sekä pöytälevyyn että polvitukiin.

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite

Campus Nano on tilattavissa myös Allround -alustalla, jossa on kaasujousella kallistus eteen 25 asteeseen sekä pöytälevyn kulmansäätö.

Berollka valmistaa laadukkaat tuotteensa tehtaallaan Saksassa.

Tekniset tiedot	Campus Nano 630
Käyttäjän pituus, cm	60-110
Pöytälevyn korkeus, cm	40-56 tai 48-76
Kokonaisleveys, cm	56
Pöydän leveys, cm	60
Kokonaispituus, cm	74
Max. kuormitus, kg	40