

Campus Standard 625/620



Campus Standard on tukeva ja toiminnallinen seisomateline pystyiseisontaan lapsille ja nuorille (malli 625) sekä aikuisille (malli 620).

Runkokorkeus valitaan pöytäkorkeuden mukaan, säätövaraa kussakin korkeudessa on 30-35 cm.

Vakiovarusteina pöytälevy, lantio- ja polvituet sekä kantakourut.

Lisävarusteina saatavana mm. selän, vartalon sekä rintakehän tuet sekä pyöräsarja (kuvassa).

Seisomatelineet ovat tilattavissa yksilöllisesti runsaan lisävaruste ja –säätövalikoiman ansiosta.

Campus Standard on tilattavissa myös Allround -alustalla, jossa on kaasujousella kallistus eteen 25 asteeseen sekä pöytälevyn kulmansäätö.

Berollka valmistaa laadukkaat tuotteensa tehtaallaan Saksassa.

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite

Tekniset tiedot	Campus Standard 625	Campus Standard 620
Käyttäjän pituus, cm	100-145	130-190
Pöytälevyn korkeus, cm	60-90, 70-100 tai 80-110	75-108, 85-118, 95-128 tai 105-138
Rungon leveys, cm	67	70
Pöydän leveys, cm	78	78
Kokonaispituus runko/ pöydän kanssa, cm	85 / 96	85 / 101
Max. kuormitus, kg	120	150