

Cobra Sport



Cobra Sport on kevyt kiinteärunkoinen pyörätuoli aktiivisille nuorille ja aikuisille.

Säädettävyyden ja keveyden ansiosta tuolin käsiteltävyys on helppoa.

Selkäosan kulmansäätö ja alas taitto.

Cobra Sportiin on saatavissa paljon erilaisia lisävarusteita käyttäjän tarpeen mukaan, mm.

- Sivulaitoja, vaatesuojia ja käsinojat
- Kaatumaesteet

Eturungon vaihtoehtoina suora, sisennetty tai V-runko.

Berollka valmistaa laadukkaat tuolit rungoista alkaen tehtaallaan Saksassa, mikä mahdollistaa tuolin valmistamisen hyvin yksilöllisesti asiakkaan tarpeen sitä vaatiessa.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Tekniset tiedot

Istuinleveydet, cm	32-46 (2 cm välein)
Istuinsyvyyydet, cm	36-46 (2 cm välein)
Selkäosan korkeus, cm	25, 30, 35, 40, 45
Etu- / takakorkeus, cm	47-52/ 40-48
Camberkulma, ast.	0, 3, 5, 7
Kelauspyörät	24"
Tukipyörät	4", 5", 140mm, 6"
Rungon paino, kg	Alk. 7,9
Max. Kuormitus, kg	120
Runkomateriaali	Alumiini