

Findus



Findus on kevyt kiinteärunkoinen pyörätuoli aktiivisille käyttäjille. Valikoimasta löytyy koot pikkulapsesta aikuiseen. Tuolin istuinleveys ja -syvyys ovat säädettävissä. Findukseen on saatavissa paljon erilaisia lisävarusteita käyttäjän tarpeen mukaan, mm.

- yhtenäisiä ja erillisiä jalkalevyjä,
- sivulaitoja ja käsinojia
- kiinnityssarja autoon
- Unitomic kaareva selkäosa
- korkeussäädettävät työntökahvat
- kaatumaesteet
- kulmasäädettävä selkäosa

Suora tai abduktio eturunko.

Törmäystestattu ISO 7176-19

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Berollka valmistaa laadukkaat tuolit rungoista alkaen tehtaallaan Saksassa, mikä mahdollistaa tuolin valmistamisen hyvin yksilöllisesti asiakkaan tarpeen sitä vaatiessa.

Tekniset tiedot

Istuinleveydet, cm	20-46 (2 cm välein)
Istuinsyvydet, cm	20-48 (2 cm välein)
Selkäosan korkeus, cm	20, 25, 30, 35, 40
Etu- / takakorkeus, cm	37-49 / 33-48
Camberkulma, ast.	0, 3, 5, 7, 10
Kelauspyörät	20", 22", 24"
Tukipyörät	4" 5", 140mm, 6"
Rungon paino, kg	Alk. 6,5 kg
Runkomateriaali	Alumiini