

Finess Hemi Spezial



Finess Hemi Spezial on kevyt ristikkorunkoinen pyörätuoli, joka on suunniteltu erityisesti matalille istuinkorkeuksille ja potkutteluun. Tuolin voi tilata ilman jalkatukia tai irrotettavilla sivulle kääntyvillä jalkatuilla.

Levennetty tukipyörien kiinnitys antaa lisätilaa potkutteluun.

Tuolin istuinsyvyyttä voidaan säätää 2-osaisen istuinkankaan ansiosta.

Finess Hemiin on saatavissa paljon erilaisia lisävarusteita käyttäjän tarpeen mukaan, mm.

- Erilaisia sivulaitoja ja käsinojia
- Tarrasäädettävä selkäosa
- Yhden käden kelaus
- Rumpujarrut
- Yhden käden jarru
- korkeussäädettävät työntökahvat
- Kaatumaesteet
- Keppiteline

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Tekniset tiedot

Istuinleveydet, cm	36-48 (2 cm välein)
Istuinsyvyydet, cm	38-42 lisähinnasta 44, 46 (2 cm välein)
Selkäosan korkeus, cm	35, 40, 45
Etu- / takakorkeus, cm	36-49/ 36-49
Camberkulma, ast.	0, 2, 4,
Kelauspyörät	20", 22", 24"
Tukipyörät	4", 5", 140mm, 6", 7"
Rungon paino, kg	Alk.10,5 kg
Runkomateriaali	Alumiini
Max kuormitus	120 kg