

Kayou



Kayou on erittäin kevyt kiinteärunkoinen pyörätuoli kaikenikäisille lapsille.

Kayou soveltuu erinomaisesti ensimmäiseksi pyörätuoliksi herkün kelattavuutensa ansiosta.

Tuolin istuinsyvyys on säädettävissä 4cm lapsen kasvaessa.

Alumiiniset selkä- ja istuinlevy sekä ergonominen selkätyyny mahdollistavat tuetun istuma-asennon. Eturunko levenee 12 cm ja siinä on alumiininen yhtenäinen jalkalevy.

Lisävarusteena mm.

- korkeussäädettävät työntökahvat tai työntökaari
- Kaatumaesteet

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite

Tekniset tiedot

Istuinleveydet, cm	18-32 (2 cm välein)
Istuinsyvydet, cm	18-36 (2 cm välein, säätövaraa 4cm, max IS 36cm)
Selkäosan korkeus, cm	15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5, 30, 32,5, 35
Etu- / takakorkeus, cm	30,5-43 / 30,5-43
Camberkulma, ast.	7, 9, 11
Kelauspyörät	20", 22", 24"
Tukipyörät	4" 5"
Rungon paino, kg	Alk. 4,8 kg ilman kelauspyöriä
Maksimikuormitus, kg	50
Runkomateriaali	Alumiini