

Little AR/SLT



Little on kevyt ristikkorunkoinen pyörätuoli aktiivisille lapsille ja nuorille. Versiossa AR on irrotettavat jalkatuet ja SLT:ssä on kiinteä eturunko. Rungon tuplaristikko tekee tuolista kestäväen ja vakaan kelattavan.

Littleen on saatavissa paljon erilaisia lisävarusteita käyttäjän tarpeen mukaan, mm.

- yhtenäisiä ja erillisiä jalkalevyjä,
- sivulaitoja ja käsinoja
- kiinnityssarja autoon
- Unitomic kaareva selkäosa
- korkeussäädettävät työntökahvat
- kaatumaesteet

Suora tai abduktio eturunko.

Törmäystestattu ISO 7176-19

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite

Berollka valmistaa laadukkaat tuolit rungoista alkaen tehtaallaan Saksassa, mikä mahdollistaa tuolin valmistamisen hyvin yksilöllisesti asiakkaan tarpeen sitä vaatiessa. Saatavana esim. matalampi istuinkorkeus ja syvempi istuinsyvyys.

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Istuinleveydet, cm | 24-36 (2 cm välein) |
| Istuinsyvyudet, cm | 26-38 (2 cm välein) |
| Selkäosan korkeus, cm | 25, 30, 35, 40 (+2,5cm säätövara) |
| Etu- / takakorkeus, cm | 43-52 / 36-51 |
| Camberkulma, ast. | 0, 4, 7, 10 |
| Kelauspyörät | 20", 22", 24" |
| Tukipyörät | 4" 5", 6" |
| Rungon paino, kg | Alk. 7,5 kg |
| Runkomateriaali | Alumiini |