

Physio BIG Relax



Physio BIG Relax on sähkötoimisesti (akku) kallistettava seisomateline selinseisontaan nuorille ja aikuisille.

Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta telineen saa varusteltua yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Valittavana useita eri runko- ja verhoiluvärejä.

Vakiovarusteena Physio Relaxissa on 75 mm pyörät, yhtenäinen jalkalevy, sternum -vyö, lantiotuet, polvivyö sekä suora päätuki.

Lisävarusteet, mm.

- Lisäsäätöjä tukiin
- Erilaisia jalka- ja polvitukia
- Pöytälevy
- Yläraajatuet
- Vartalotuet
- Muotoiltu päätuki

Laadukkaat telineet valmistetaan Saksassa.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Tekniset tiedot	Koko 4 6995	Koko 5 6995
Käyttäjän pituus, cm	140-170	160-190
Kokonaisleveys, cm	70	70
Pöydän leveys, cm	78	78
Max. kuormitus, kg	100	120